

COMPRESSANA IMPACT

Effektive Kompression mit angenehm weicher Plüsch-Innenseite

- **starke Therapieeffizienz durch exzellenten Arbeitsdruck und hohe Wandstabilität**
- **angenehmes Tragegefühl dank Plüsch auf der Innenseite**
- **mehr Bewegungsfreiheit und Komfort**
- **einfaches An- und Ausziehen**

Der COMPRESSANA IMPACT vereint hohe Therapieeffizienz mit weichem Tragekomfort. Als stärkster Strumpf im COMPRESSANA Rundstrick-Sortiment eignet sich der COMPRESSANA IMPACT für komplexe Anwendungsfälle und hohe medizinische Ansprüche. Dank der hohen Wandstabilität und dem daraus resultierenden Arbeitsdruck entsteht eine hervorragende Wirksamkeit.

Durch eine innovative Stricktechnik befindet sich auf der Strumpfinnenseite des COMPRESSANA IMPACT eine Plüschschicht. Das macht ihn besonders weich, bequem und angenehm zu tragen. Die integrierten Funktionszonen an Ferse und Rist steigern den Tragekomfort und erleichtern das An- und Ausziehen.



mit offener Fußspitze, nahtlos und besonders formstabil



mit großzügiger geschlossener Soft-Fußspitze

KKL 2 Art. Nr. 240
mittlere Kompression
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

KKL 3 Art. Nr. 340
starke Kompression
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)


Materialzusammensetzung

KKL 2: 78% Polyamid
22% Elastan

KKL 3: 75% Polyamid
25% Elastan

	Form	Länge Serie	Ausführung
	A-d A-d kurz A-d extrakurz	40-46 34-39 31-34	Wadenstrümpfe
	A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz	40-46 34-39 31-34	Wadenstrümpfe · mit Noppen-Haftband (3,5 cm) · mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
bei offener Fußspitze erfolgt Lieferung inkl. Gleitsocke			Schuhgröße bis 46

Farben



Ganz einfach – Bestellen Sie IMPACT in unserem Shop: portal.compressana.de

COMPRESSANA IMPACT

Starke Tiefeneffizienz

durch exzellenten Arbeitsdruck

Angenehm weich und sanft

durch Plüsch auf der Innenseite

Effektiv und stark

durch hohe Wandstabilität

Leichtes An- und Ausziehen


durch innovative Funktionszonen im Rist-/Fersenbereich


Blickdichtes Maschenbild

mit hoher Beständigkeit/Haltbarkeit

Besonders bequemer Zehenbereich

offene Fußspitze mit nahtlosem Rand oder geschlossene Soft-Fußspitze



Toleranztabelle gültig für: IMPACT		Seriengrößen					
		XS I	S II	M III	L IV	XL V	XXL VI
Form  Beinlänge AD 40-46 AD kurz 34-39 AD extrakurz 31-34	ℓD	27-32	30-35	33-38	36-41	39-44	42-47
	ℓC	28-33	31-36	34-39	37-42	40-45	43-48
	ℓB^1	24-27	26-29	28-31	30-34	33-38	37-42
	ℓB	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33
	ℓY	26,5-30,5	29,5-32,5	31,5-35	34-37,5	36,5-41	39,5-45
	ℓA	17,5-22	19,5-24	21,5-26,5	24-29	26,5-33	29,5-37
	ℓZ						
		Fußlänge ℓA : 15-21 cm					
		Gesamtfußlänge ℓZ : 22,5-29,5 cm					
							Schuhgröße bis 46



COMPRESSANA GmbH
 Böhmerwaldstr. 3, D-93073 Neutraubling, Germany
Telefon: 0 94 01 / 9 22 60 **E-Mail:** info@compressana.de
Internet: www.compressana.de **Shop:** portal.compressana.de