



People.Health.Care.

Produktkatalog – für den niedergelassenen Bereich.

Wundversorgung

Hygiene & Pflege

Bandagen und Orthesen

Fixieren | Stützen und Entlasten

Ophthalmologie

HNO

2018

Kompressionstherapie

Gipsraum

Dermatologie

OP-Set-Systeme | OP-Bekleidung

Bandagen und Orthesen



Cellacare® Cervidur®

Halskrawatte (mod. nach Schanz)



Anwendungsbereiche

- zur Entlastung und Ruhigstellung der Halswirbelsäule

Eigenschaften

- zum Wickeln
- entlastet die Nackenmuskulatur
- ergänzt durch Immobilisation und Wärmeeffekt die medikamentöse und physikalische Therapie
- breitenstabiler Vliesstoffkern in einem nahtlos gestrickten Trikot-schlauch
- längs gesteppt
- hautfreundlich
- an einem Ende 2 mittig angenähte Baumwollbänder zum Fixieren

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyester, Polypropylen

Hinweise

- bei 40° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- Farbe: naturweiß

Cellacare® Cervidur®

einzel in Faltschachtel

Abmessungen (cm x m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6,0 x 1,8 x 6,0	22405	01495647	1/40	SSB, EV
8,0 x 1,8 x 8,0	22406	01495653	1/32	SSB, EV
10,0 x 1,8 x 10,0	22407	01495676	1/24	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Cervical Classic

Anatomisch geformte Cervicalstütze



Anwendungsbereiche

- Cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- Muskulärer Schiefhals/Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritis der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Störungen der Wirbelgelenkfunktion (hypomobile Funktionsstörungen)

Eigenschaften

Cellacare Cervical Classic stabilisiert die Halswirbelsäule und hilft, Verspannungen der Nackenmuskulatur durch Warmhalten zu reduzieren.

- hoher Tragekomfort durch anatomische Kinnaussparung
- einfache Handhabung und stufenlose Umfangregulierung durch Klettverschluss
- zum Waschen abnehmbarer Bezug

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester

Hinweise

- Überzug: bei 60° C waschbar
- Cervicalstütze: Handwäsche
- nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Cervical Classic:
23.12.03.0008

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Cervical Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Halsumfang (cm)	Kinnhöhe (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	28 - 34	7,5	33570	11124969	1/18	H
1	28 - 34	9,0	33571	11124975	1/18	H
1	28 - 34	11,0	33572	11124981	1/18	H
2	34 - 42	7,5	33573	11124998	1/14	H
2	34 - 42	9,0	33574	11125012	1/14	H
2	34 - 42	11,0	33575	11125029	1/12	H
3	42 - 50	7,5	33576	11125035	1/14	H
3	42 - 50	9,0	33577	11125041	1/12	H
3	42 - 50	11,0	33578	11125064	1/12	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Cervical Plus Classic

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Verstärkung



Anwendungsbereiche

- Cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- Muskulärer Schiefhals/Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritits der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Spondylitis der Halswirbelsäule

Eigenschaften

Cellacare Cervical Plus Classic stabilisiert die Halswirbelsäule und hilft, Verspannungen der Nackenmuskulatur durch Warmhalten zu reduzieren.

- hoher Tragekomfort durch anatomische Kinnaussparung
- einfache Handhabung und stufenlose Umfangregulierung durch Klettverschluss
- zum Waschen abnehmbarer Bezug
- zusätzliches stabilisierendes Element im vorderen Kinnbereich

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polypropylen

Hinweise

- Überzug: bei 60° C waschbar
- Cervicalstütze: Handwäsche
- nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Cervical Plus Classic:
23.12.03.1004

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Cervical Plus Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Halsumfang (cm)	Kinnhöhe (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	28 - 34	7,5	33580	11125070	1/18	H
1	28 - 34	9,0	33581	11125087	1/18	H
1	28 - 34	11,0	33582	11125093	1/18	H
2	34 - 42	7,5	33583	11125101	1/14	H
2	34 - 42	9,0	33584	11125118	1/14	H
2	34 - 42	11,0	33585	11125124	1/12	H
3	42 - 50	7,5	33586	11125130	1/14	H
3	42 - 50	9,0	33587	11125147	1/12	H
3	42 - 50	11,0	33588	11125153	1/12	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Gilchrist

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position



Anwendungsbereiche

- posttraumatische oder postoperative Ruhigstellung von Schulter und Oberarm

Eigenschaften

- schnelles, einfaches Anlegen
- kein Schmerz- oder Druckempfinden, da verletzte Schulter frei bleibt
- hoher Tragekomfort

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Polyamid, Viskose, Polyester, Baumwolle

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: naturweiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Gilchrist: 23.09.01.0004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Gilchrist

einzelnd in Faltschachtel

Größe	Brustumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S	< 60	22401	07633731	1/44	H
M	60 - 80	22402	07633748	1/44	H
L	80 - 100	22403	07633754	1/44	H
XL	100 - 120	22404	07633760	1/44	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Gilchrist Easy

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position



Anwendungsbereiche

- posttraumatische oder postoperative Ruhigstellung von Schulter und Oberarm

Eigenschaften

- schnelles, einfaches Anlegen
- kein Schmerz- oder Druckempfinden, da verletzte Schulter frei bleibt
- therapeutische Übungen, Wundversorgung sowie tägliche Körperhygiene ohne Abnahme der Orthese möglich
- flache, gepolsterte Gurte aus hautfreundlichem Material
- hoher Tragekomfort

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elasthan

Hinweise

- bei 95° C waschbar, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: naturweiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Gilchrist Easy:
23.09.01.0005

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Gilchrist Easy

einzel in Faltschachtel

Größe	Brustumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung links					
1	80 - 100	22415	02397326	1/5	H
2	100 - 120	22416	02397332	1/5	H
Ausführung rechts					
1	80 - 100	22417	02397349	1/5	H
2	100 - 120	22418	02397355	1/5	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Clavicula

Claviculabandage



Anwendungsbereiche

- konservative Behandlung von Claviculafrakturen durch Fixation und Extension

Eigenschaften

- schnelles und einfaches Anlegen und Anpassen durch 3 einzeln einstellbare Klettverschlüsse am Rücken
- Gurte und Gurtkreuz im Rücken weich gepolstert
- hautfreundlich

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyurethan, Wolle, Viskose, Polyamid

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Farbe: weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Clavicula: 05.09.02.0017
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Clavicula

einzel in Faltschachtel

Größe	Schulterbreite (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
0	18 - 25	22420	07389900	1/54	H
1	25 - 33	22421	07389917	1/54	H
2	33 - 40	22422	07389923	1/54	H
3	40 - 50	22423	07389946	1/54	H
4	50 - 60	22424	07389952	1/54	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Epi Classic

Bandage für das Ellenbogengelenk



Anwendungsbereiche

- Behandlung von akuten oder chronischen Schmerzzuständen mit Funktionsdefiziten in Folge von Fehl- bzw. Überlastung der Streck- und Beugemuskulatur des Unterarms mit Sehnenreizungen (Tendinose)
- Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen)
- Epicondylitis humeri ulnaris (Golferellenbogen)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- zwei Pelotten bewirken einen intermittierenden Massageeffekt

Körpergerechte Passform

- symmetrischer Aufbau der Bandage ermöglicht das Tragen am rechten und linken Ellenbogen
- anatomisch geformt

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester, Polyurethan, synthetischer Latex

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Epi Classic:

05.08.01.1062

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Epi Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Armumfang (9 cm von Ellenbogen nach distal) (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	19 - 21	108001	12647994	1/48	H
2	21 - 23	108002	12648031	1/48	H
3	23 - 26	108003	12648077	1/48	H
4	26 - 29	108004	12647617	1/48	H
5	29 - 32	108005	12647623	1/48	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Epi Comfort

Aktivbandage für das Ellenbogengelenk



Anwendungsbereiche

- Behandlung von akuten oder chronischen Schmerzzuständen mit Funktionsdefiziten in Folge von Fehl- bzw. Überlastung der Streck- und Beugemuskulatur des Unterarms mit Sehnenreizungen (Tendinose)
- Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen)
- Epicondylitis humeri ulnaris (Golferellenbogen)

Eigenschaften

Cellacare Epi Comfort komprimiert, massiert und bewirkt einen durchblutungsfördernden Effekt auf die Streck- und Beugemuskulatur am Unterarm.

Einfache und sichere Handhabung

- leichte Befestigung des zusätzlichen Gurts per Druckknopf
- die Form des Dreiecks zeigt die richtige Druckstärke an

Hoher Tragekomfort

- hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Druckentlastung in der Ellenbeuge durch die integrierte Softkomfortzone
- Massageeffekt durch integrierte Silikonpelotten

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- im hinteren Bereich verlängertes Gestrick zur Trizepsabdeckung

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polypropylen, Polyurethan, TPU (thermoplastisches Polyurethan), Edelstahl

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Stabilisierungsgurt entfernen
- Manschette bei Bedarf mit feuchtem Tuch abwischen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Epi Comfort:
05.08.01.1022
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- durch den abnehmbaren Stabilisierungsgurt kann die Kompression je nach Krankheitsverlauf erhöht werden

Cellacare® Epi Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Armumfang (9 cm von Ellenbogen nach distal) (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	18 - 20	34190	11660917	1/32	H
2	20 - 22	34191	11660946	1/32	H
3	22 - 24	34192	11660969	1/32	H
4	24 - 27	34193	11660975	1/32	H
5	27 - 30	34194	11661006	1/32	H
6	30 - 33	34195	11661035	1/32	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Elbow Basic

Ellenbogenspange



Anwendungsbereiche

- zur Therapie und Prävention von Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen) und ulnaris (Golferellenbogen)
- bei Über- und Fehlbelastung
- Reduktion der mechanischen Belastung am Sehnenansatz

Eigenschaften

- Spange in Manschettenform mit eingearbeiteter Druckpelotte
- zirkulärer Gurt mit elastischem und zugfestem Anteil
- Gurt wird über Umlenkrolle geführt und mit Klettband fixiert
- Schmerzlinderung durch Reduktion der mechanischen Belastung am Sehnenansatz

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyolefin, Polyester, Gummi, Acetal

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Elbow Basic: 23.08.04.0008
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Elbow Basic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Unterarmumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S	22,5 - 25,5	22690	07640553	1/12/60	H
M	25,5 - 28,0	22691	07640576	1/12/60	H
L	28,0 - 30,5	22692	07640582	1/12/60	H
XL	30,5 - 35,5	22693	07640599	1/12/60	H
XXL	35,5 - 40,5	22694	07640607	1/12/60	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Manus Classic

Bandage für das Handgelenk



Anwendungsbereiche

- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)

Eigenschaften

Kombinationswirkung

- Kompression des Handgelenks durch Kombination aus Gestrick, Silikonpelotte und Stabilisierungsgurt
- Stabilisierung durch anatomisch geformte Schiene

Individuelle Anpassbarkeit

- die integrierte Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manus Classic:
05.07.02.0152

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- Cellacare Manus Classic lässt sich durch den abnehmbaren Handgelenkgurt und die herausnehmbare Schiene an den Heilungsverlauf des Handgelenks anpassen

Cellacare® Manus Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	14,0 - 15,0	109001	12647681	1/48	H
2	15,0 - 17,0	109002	12647735	1/48	H
3	17,0 - 19,5	109003	12647758	1/48	H
4	19,5 - 22,5	109004	12647787	1/48	H
Ausführung links					
1	14,0 - 15,0	109005	12647793	1/48	H
2	15,0 - 17,0	109006	12647801	1/48	H
3	17,0 - 19,5	109007	12647818	1/48	H
4	19,5 - 22,5	109008	12647824	1/48	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Manus Comfort

Aktivbandage für das Handgelenk



Anwendungsbereiche

- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)

Eigenschaften

Cellacare Manus Comfort stabilisiert das Handgelenk in funktioneller Neutralstellung, komprimiert und reduziert die Schwellneigung.

Individuelle Anpassbarkeit

- die integrierte Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden

Physiologischer Sitz

- dreidimensional formgestrickte Bandage
- Aussparungen in Gurt und Pelotte schützen an knöchernen Vorsprüngen vor zu hohem Druck

Hoher Tragekomfort

- komfortabel dank des Mikrofaseranteils
- Spezialgestrick in der Daumenregion zur gezielten Vermeidung von Druckstellen

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Gurt und Schiene entfernen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manus Comfort:
05.07.02.0132
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- Cellacare Manus Comfort lässt sich durch den abnehmbaren Handgelenkgurt und die herausnehmbare Schiene an den Heilungsverlauf des Handgelenks anpassen

Cellacare® Manus Comfort

einzelnd in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	13,0 - 14,5	34611	11660840	1/28	H
2	14,5 - 16,5	34612	11660857	1/28	H
3	16,5 - 19,0	34613	11660863	1/28	H
4	19,0 - 23,0	34614	11660886	1/28	H
Ausführung links					
1	13,0 - 14,5	34711	11660780	1/28	H
2	14,5 - 16,5	34712	11660797	1/28	H
3	16,5 - 19,0	34713	11660805	1/28	H
4	19,0 - 23,0	34714	11660834	1/28	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Manu Control Classic

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks



Anwendungsbereiche

- Ruhigstellung bei posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen im Handgelenkbereich und Daumengrund- oder Daumensattelgelenk
- bei Rhizarthrose, ulnarer Bandläsion (Skidaumen), STT-Arthrose, Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom sowie Distorsion
- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Sehnenentzündung (Tendinitis) im Handbereich
- Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)
- Initiales Karpaltunnelsyndrom
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks

Eigenschaften

- innovatives Design
- dünn, trägt wenig auf
- kann am rechten oder linken Handgelenk getragen werden
- Farbe: schwarz/grün

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Polyester, Baumwolle, Polyacetal, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen die thermoplastische Einlage und die Aluminiumschienen entfernen und alle Klettverschlüsse schließen

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Rhizocast: 23.07.02.4056
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Manu Control Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	13,5 - 17,5	108745	13351623	1/30	H
2	16,5 - 20,5	108746	13351712	1/30	H
3	19,5 - 25,0	108747	13351735	1/30	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Rhizocast

Stabilisierungsorthese für Daumen und Handgelenk



Anwendungsbereiche

- Ruhigstellung bei posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen im Handgelenkbereich und Daumengrund- oder Daumensattelgelenk
- bei Rhizarthrose, ulnarer Bandläsion (Skidaumen), STT-Arthrose, Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom sowie Distorsion

Eigenschaften

- Fixation des Daumens in funktionseller, Abduktions- und Oppositionsstellung
- Beweglichkeit der Finger und des Daumens (Spitzgriffmöglichkeit) bleiben erhalten
- hoher Tragekomfort durch atmungsaktives 3-D-Gewirk
- 2 volare, formbare Aluminiumschienen und eine thermoplastische Kunststoffeinlage im Daumenbereich zur individuellen Stabilisierung
- einfaches Anlegen durch Anziehhilfe und Verschlussgurte mit wechselseitig angebrachten Umlenkrollen

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Aluminium, Stahl

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen die thermoplastische Einlage und die Aluminiumschienen entfernen und alle Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: blau/schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Rhizocast: 23.07.02.2004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Rhizocast

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung links					
1	< 17	19801	00432573	1/20	H
2	17 - 24	19802	00432604	1/20	H
3	> 24	19803	00433176	1/20	H
Ausführung rechts					
1	< 17	19804	00433182	1/20	H
2	17 - 24	19805	00433199	1/20	H
3	> 24	19806	00433207	1/20	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Wrist Dynamic

Handgelenk-Kompressionsbandage mit Federstäben



Anwendungsbereiche

- Stabilisierung und Entlastung des Handgelenk- und Mittelhandbereichs bei Distorsionen und Kontusionen
- Karpaltunnelsyndrom
- Reiz- und Überlastungszustände im Handwurzel- und Handgelenkbereich
- auch postoperativ oder in der Rehabilitation anwendbar

Eigenschaften

- dorsal und volar stabilisierende Federstäbe
- zirkulärer Stützgurt über dem Handgelenk
- mit Klettverschluss fixiert
- anatomisch formgenäht
- mit Daumenöffnung und weichem Daumenband

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, verzinkter Draht mit vernickelten Messingenden

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Wrist Dynamic: 05.07.02.0072
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Wrist Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S	12,5 - 15,0	22660	07640429	1/12/24	H
M	15,0 - 16,5	22661	07640435	1/12/24	H
M / L	16,5 - 18,0	22662	07640441	1/12/24	H
L	18,0 - 20,5	22663	07640458	1/12/24	H
XL	20,5 - 23,0	22664	07640464	1/12/24	H
XXL	23,0 - 25,5	22665	07640470	1/12/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Wrist Control

Handgelenk-Textilorthese zur Immobilisierung



Anwendungsbereiche

- akute und chronische Reizzustände im Handgelenk
- Distorsionen und Kontusionen
- posttraumatische oder postoperative Ruhigstellung
- Karpaltunnelsyndrom
- in der Rehabilitation dieser Indikationen

Eigenschaften

- starre volare Stabilisierungsschiene
- flexible dorsale und laterale Stabilisierungsstäbe
- anatomisch geformt
- große Daumenöffnung
- leichtes Anziehen durch integrierte Anziehhilfe
- individuell anpassbar mit Hilfe von Fixiergurten

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Synthetik kautschuk, Elasthan, PVC, Aluminium, Plastisol, Polyester

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen volare Schiene entfernen und Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Wrist Control: 23.07.02.4008
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Wrist Control

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
S	13 - 16	12921	00099352	1/10/20	H
M	16 - 20	12923	00099375	1/10/20	H
L	20 - 24	12925	00099398	1/10/20	H
Ausführung links					
S	13 - 16	12922	00099369	1/10/20	H
M	16 - 20	12924	00099381	1/10/20	H
L	20 - 24	12926	00099412	1/10/20	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Dorsafit Comfort

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule



Anwendungsbereiche

- akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom durch Fehlbelastungen und Überlastungen von Muskeln und Bändern in der Lendenwirbelsäulen- und Kreuzbeinregion
- akutes oder chronisches spezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule (Facettensyndrom)
 - ◆ Spondylosis deformans

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- stabilisierende Wirkung durch vier integrierte Stäbe
- kompressive Wirkung durch elastisches Material (>350 CN/cm)

Einfache Handhabung

- anwenderfreundliches Verschlusssystem
- ergonomische Handschlaufe für vereinfachtes Anlegen der Orthese

Angenehmes Hautgefühl

- weiches und komfortables Innenmaterial für guten Tragekomfort
- dünnes und atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester, Polyurethan, Polyethylen, Baumwolle

Hinweise

- Cellacare Dorsafit Comfort ersetzt Cellacare Dorsal
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dorsafit Comfort:
23.14.03.0010
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dorsafit Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	65 - 80	108740	12899299	1/26	H
2	80 - 95	108741	12899307	1/26	H
3	95 - 110	108742	12899313	1/26	H
4	110 - 125	108743	12899336	1/26	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Dorsal Classic

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Pelotte



Anwendungsbereiche

- akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom durch Fehlbelastungen und Überlastungen von Muskeln und Bändern in der Lendenwirbelsäulen- und Kreuzbeinregion
- akutes oder chronisches spezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule (Facettensyndrom)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- integrierte Stäbe stabilisieren die Lendenwirbelsäule durch Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur
- entnehmbare Pelotte erhöht die Kompression im Bereich der Lendenwirbelsäule

Körpergerechte Passform

- universelle Passform für Männer und Frauen
- durch Klettverschluss individuell anpassbar

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polyurethan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dorsal Classic:
23.14.03.2083

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dorsal Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	65 - 85	109011	12647830	1/11	H
2	85 - 110	109012	12647847	1/11	H
3	110 - 140	109013	12647853	1/11	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Dotop® F/M

Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion und Trainingsbändern



Cellacare® Dotop® F



Cellacare® Dotop® M

Anwendungsbereiche

- zur Therapie von akutem und chronischem Lumbalsyndrom, unspezifischen Rückenschmerzen, radikuläres/pseudoradikuläres LWS-Syndrom, Protrusion, Prolaps, Diskose, Facettensyndrom und Spondylolisthesis
- chronische Fehlhaltungen, muskuläre Fehlfunktionen und Überlastungszustände
- Osteoporose im Anfangsstadium
- präventive Reduktion von Belastungsspitzen
- postoperative Therapie nach chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule

Eigenschaften

- stabilisierende Orthese entlastet den Rücken und wirkt schmerzreduzierend
- EasyFit Zugsystem mit Flaschenzugprinzip für leichtes Anlegen bei hohem Stützeffekt
- ThoraPlus, der abnehmbare Thorax-Stabilisierungsgurt bietet während der Akutphase zusätzliche Stabilität im Thoraxbereich
- längenverstellbare Trainingsbänder für zielgerichtete Bewegungsübungen zur Stärkung der Rumpfmuskulatur
- Variation des Stabilisierungsgrades der Orthese durch Herausnahme von Stabilisierungsstäben im Rückenbereich

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elastodien (Naturlatex), Elasthan, Polyamid, Polyurethan, Polyester, Polypropylen, Viskose, Acryl, gehärteter Stahl

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Dotop F und Dotop M, jeweils der weiblichen und männlichen Anatomie angepasst
- Farbe Version F: schwarz/rosa-farbene Applikationen, Farbe Version M: schwarz/grau/orange-farbene Applikationen

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dotop® F: 23.14.02.0009
Cellacare® Dotop® M: 23.14.02.0009
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- regelmäßige Übungen mit den Trainingsbändern stärken die Rumpfmuskulatur nachhaltig und entlasten den Rücken langfristig

Cellacare® Dotop® F/M

Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion und Trainingsbändern

Cellacare® Dotop® F

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	65 - 75	30880	07687253	1/12	H
2	75 - 90	30881	07687282	1/12	H
3	90 - 105	30882	07687307	1/12	H
4	105 - 120	30883	07687342	1/12	H
5	120 - 135	30884	07687359	1/12	H

Cellacare® Dotop® M

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	65 - 75	30885	07687454	1/12	H
2	75 - 90	30886	07687460	1/12	H
3	90 - 105	30887	07687477	1/12	H
4	105 - 120	30889	07687483	1/12	H
5	120 - 135	30890	07687508	1/12	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Thorax F/M

Rippenbruchbandage



Cellacare® Thorax F



Cellacare® Thorax M

Anwendungsbereiche

- konservative Behandlung von Rippenfrakturen und Thoraxprellungen
- zur postoperativen Entlastung nach chirurgischen Eingriffen im Thorax- und Abdominalbereich

Eigenschaften

- breiter Klettverschluss erleichtert korrektes Anpassen und Einstellen des Kompressionsdrucks
- kräftiges Gurtmaterial mit hoher Querstabilität und 100 % Längsdehnung sorgt für gleichmäßige, flächige Druckverteilung ohne Wulstbildung oder Aufrollen der Ränder
- angenehme ventrale Polsterung im Verletzungs-/Wundbereich
- auch beim liegenden Patienten gut anzulegen

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Polyester, Baumwolle, Polyamid, Elastodien (Naturlatex)

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Thorax F und Thorax M, jeweils der weiblichen und männlichen Anatomie angepasst
- Farbe: weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Thorax F: 05.11.01.0028
 Cellacare® Thorax M: 05.11.01.0029
 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Thorax F

einzel in Faltschachtel

Größe (cm)	Brustkorbumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S x 16	70 - 100	22470	07389828	1/60	H
L x 16	100 - 130	22471	07389834	1/60	H

Cellacare® Thorax M

einzel in Faltschachtel

Größe (cm)	Brustkorbumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S x 24	70 - 100	22475	07389840	1/24	H
L x 24	100 - 130	22476	07389857	1/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Back Basic

LWS-Stabilisierungsorthese mit Pelotte und Zugelementen



Anwendungsbereiche

- zur Therapie akuter und chronischer Lumbalgien und Lumboischialgien
- radikuläres/pseudoradikuläres LWS-Syndrom
- unspezifische Rückenschmerzen
- Fehlhaltung
- muskuläre Fehlfunktion/Überlastungszustände
- präventive Reduktion von Belastungsspitzen

Eigenschaften

- zugelastische Doppelgurte, Stützung und Entlastung des Rückens
- großflächige Pelottentasche im dorsalen Bereich zur Applikation einer Einlage

Produktzusammensetzung

Orthese: Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester
 Soft-Einlage: Neopren, Polyolefin-Schaum

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- Soft-Einlage zur Intensivierung der Wirkung
- anschmiegsam mit Wärmeeffekt
- aus beschichtetem Schaumstoff mit eingenähter Pelotte

Ausführungen

- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Back Basic: 23.14.03.3012
 Soft-Einlage:
 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipps

- Soft-Einlage zur Intensivierung der Wirkung
- anschmiegsam mit Wärmeeffekt
- aus beschichtetem Schaumstoff mit eingenähter Pelotte

epX® Back Basic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Hüft-/Taillenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S	86,0 - 96,5	22670	07640487	1/12	H
M	96,5 - 106,5	22671	07640493	1/12	H
L	106,5 - 117,0	22672	07640501	1/12	H
XL	117,0 - 127,0	22673	07640518	1/12	H
XXL	127,0 - 137,0	22674	07640524	1/12	H

Soft-Einlage

einzel in PE-Beutel

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
universal	22681	07640547	1/6/30	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Quadri Active

Kompressionsbandage für die Oberschenkelmuskulatur



Anwendungsbereiche

- bei schmerzhaften Reizzuständen und Überlastungssyndromen sowie bei geringgradigen Instabilitäten und nach leichten Verletzungen des Oberschenkels
- zur Prävention von muskulären Verletzungen am Oberschenkel
- bei Zerrungen und Überdehnungen
- nach Muskelfaser- oder Muskelfaserbündelriss

Eigenschaften

- anatomisch formgenäht
- Haftband mit hypoallergener Anti-Rutsch-Beschichtung hält die Bandage zuverlässig an ihrem Platz
- wärmt, stützt und entlastet

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester, Silikon, Gummi (Naturlatex)

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

epX® Quadri Active

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Oberschenkelumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
XXL	66 - 71	22744	07640949	1/12/24	OTC, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Sura Active

Kompressionsbandage für die Unterschenkelmuskulatur



Anwendungsbereiche

- Therapie und Prävention muskulärer Verletzungen am Unterschenkel
- bei Zerrungen und Überdehnungen
- bei Muskelfaser- oder Muskelfaserbündelriss

Eigenschaften

- anatomisch formgenäht
- wärmt, stützt und entlastet

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Elasthan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

epX® Sura Active

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Wadenumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
XXL	45,5 - 51,0	22734	07640889	1/12/60	OTC, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Genu Classic

Bandage für das Kniegelenk



Anwendungsbereiche

Behandlung von akuten oder chronischen Schmerz- und Gelenkrezuständen sowie Funktionsdefiziten nach einer Verletzung oder Operation sowie in Folge von Fehlbelastung bzw. Überlastung des Kniegelenks, der Kapsel, der Sehnen, Muskeln und Bänder bei:

- beginnender Gonarthrose oder Arthritis mit und ohne Gelenkerguss
- leichter medialer oder lateraler Bandinstabilität
- patellofemoralem Schmerzsyndrom in Verbindung mit funktioneller Therapie
- leichten medialen oder lateralen Meniskuspathologien (akut-traumatisch, degenerativ) und zur postoperativen Behandlung nach Meniskusoperationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- druckverstärkende Pelotte aus elastischem Material

Massageeffekt

- integrierte Ringpelotte sorgt für intermittierende Massagewirkung bei Bewegung und wirkt druckverteilend

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Elastodien, Baumwolle, Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Silikon, Stahl, Polyester

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genu Classic:
05.04.01.0125
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genu Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Umfang 1 (Umfang 12 cm von Kniemitte nach unten) (cm)	Umfang 2 (Umfang 14 cm von Kniemitte nach oben) (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	28 - 32	38 - 42	106001	12647876	1/40	H
2	32 - 36	42 - 46	106002	12647882	1/40	H
3	36 - 40	46 - 50	106003	12647899	1/40	H
4	40 - 44	50 - 54	106004	12647907	1/40	H
5	44 - 48	54 - 58	106005	12647913	1/40	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Genu Comfort

Aktivbandage für das Kniegelenk



Anwendungsbereiche

Behandlung von akuten oder chronischen Schmerz- und Gelenkrezuständen sowie Funktionsdefiziten nach einer Verletzung oder Operation sowie in Folge von Fehlbelastung bzw. Überlastung des Kniegelenks, der Kapsel, der Sehnen, Muskeln und Bänder bei:

- beginnender Gonarthrose oder Arthritis mit und ohne Gelenkerguss
- leichter medialer oder lateraler Bandinstabilität
- patellofemoralem Schmerzsyndrom in Verbindung mit funktioneller Therapie
- leichten medialen oder lateralen Meniskuspathologien (akut-traumatisch, degenerativ) und zur postoperativen Behandlung nach Meniskusoperationen

Eigenschaften

Cellacare Genu Comfort komprimiert, bewirkt mithilfe einer integrierten Ringpelotte bei Bewegung eine intermittierende Massage und kann die Propriozeption verbessern.

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- zweizugelastisches Trägermaterial

Angenehmes Hautgefühl

- hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend

Komfortabler Sitz

- patentierte Softkomfortzone in der Kniekehle
- hohe Elastizität trägt zur Begrenzung der Rutschneigung bei

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polyvinylchlorid, Polyurethan, Stahl, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genu Comfort:
05.04.01.0057

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genu Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Umfang 1 (Umfang 12 cm von Kniemitte nach unten) (cm)	Umfang 2 (Umfang 14 cm von Kniemitte nach oben) (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	23 - 27	33 - 37	34180	11662201	1/48	H
2	27 - 31	37 - 41	34181	11662218	1/48	H
3	31 - 35	41 - 45	34182	11662224	1/48	H
4	35 - 39	45 - 49	34183	11662230	1/48	H
5	39 - 43	49 - 53	34184	11662247	1/48	H
6	43 - 47	53 - 57	34185	11662253	1/48	H
7	47 - 51	57 - 61	34186	11662276	1/48	H
8	51 - 55	61 - 65	34187	11662282	1/48	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Genucast

Knieorthese zur Immobilisierung, gebeugt



Anwendungsbereiche

- Immobilisation des Gelenks bei Entzündungen und Knieverletzungen unterschiedlicher Genese
- postoperative Ruhigstellung in funktionaler und leichter Beugestellung
- konservative posttraumatische Versorgung

Eigenschaften

- lateral und dorsal herausnehmbare, in Taschen angeordnete Aluminiumschienen (15° gebeugt), an die Anatomie des Patienten anpassbar
- einfache Handhabung
- sichere Fixierung durch gegenläufige Klettbinden
- hautfreundliches Innenfutter
- hoher Tragekomfort
- fixierende Wirkung eines starren Verbandes bei hygienischen Vorteilen einer abnehmbaren textilen Orthese

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Polyester, Polyamid, Baumwolle, Polypropylen, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Schienen entfernen und Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: marine/grau

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genucast: 23.04.01.1009
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genucast

einzel in PE-Beutel

Größe (cm)	Wadenumfang (cm)	Oberschenkelumfang (cm)	für Körpergröße (m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S x 40	26 - 31	30 - 38	< 1,45	22445	07389633	1/17	H
M x 48	28 - 32	35 - 43	1,45 - 1,55	22446	07389656	1/14	H
L x 54	32 - 38	44 - 54	1,56 - 1,75	22447	07389662	1/14	H
XL x 60	39 - 44	53 - 62	1,76 - 1,85	22448	07389679	1/29	H
XXL x 66	42 - 48	56 - 68	> 1,85	22449	07389685	1/26	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Genucast Modular

Knieorthese zur Immobilisierung, gebeugt, 3-teilig



Anwendungsbereiche

- Immobilisation des Gelenks bei Entzündungen und Knieverletzungen unterschiedlicher Genese
- postoperative Ruhigstellung in funktionaler und leichter Beugestellung
- konservative posttraumatische Versorgung

Eigenschaften

- lateral und dorsal herausnehmbare, in Taschen angeordnete Aluminiumschienen (15° gebeugt), an die Anatomie des Patienten anpassbar
- einfache Handhabung
- sichere Fixierung durch gegenläufige Klettbinden
- 3-teilige Manteltechnik ermöglicht individuelle Anpassung an alle Beinumfang
- hautfreundliches Innenfutter
- hoher Tragekomfort

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Polyester, Polyamid, Baumwolle, Polypropylen, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Schienen entfernen und Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: marine/grau

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genucast Modular:
23.04.01.1010

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genucast Modular

einzel in PE-Beutel

Größe (cm)	für Körpergröße (m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1 x 43	< 1,6	22472	02841761	1/14	H
2 x 53	1,6 - 1,8	22473	02841778	1/10	H
3 x 63	> 1,8	22474	02841784	1/10	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Knee Dynamic

Kniekompressionsbandage mit zusätzlichen Funktionselementen



Anwendungsbereiche

- Therapie von Kontusionen, Bandläsionen und chronischen Instabilitäten
- in der Rehabilitation und Prävention femoropatellarer Schmerzsyndrome, Myotendopathien sowie Überlastungserscheinungen
- zur Behandlung von Gelenkergüssen und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- bei posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen

Eigenschaften

- dynamischer Schutz des Kniegelenks
- seitliche Verstärkungen und Fixierungsgurte geben zusätzliche Stabilität
- zuschneidbare Ringpelotte zur gezielten Polsterung der Knie- scheibe

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Elasthan, verzinkter Federstahl, Plastisol, Synthetikgummi, Polyester

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Knee Dynamic: 05.04.01.2002
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Knee Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Knieumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S	33,0 - 35,5	22620	07640174	1/10/20	H
M	35,5 - 37,0	22621	07640180	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22622	07640197	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22623	07640205	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22624	07640211	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22625	07640228	1/10/20	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Knee J Patella

Knieorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges



Anwendungsbereiche

- Patellaspitzenyndrom
- nach Patellaluxation
- zur Medialisierung bei Patella-Dysplasie
- auch postoperativ, z. B. nach Lateral Release

Eigenschaften

- Knieorthese mit J-förmig eingearbeiteter Pelotte, asymmetrischer Gurtführung sowie 2 seitlich angebrachten Federstäben
- wirkt zentrierend auf die Knie-scheibe

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Elasthan, verzinkter Federstahl, Plastisol, Synthetikkauschuk, Polyester

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Knee J Patella: 23.04.05.0004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Knee J Patella

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Knieumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
M	35,5 - 37,0	22630	07640234	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22631	07640240	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22632	07640257	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22633	07640263	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22634	07640286	1/10/20	H
Ausführung links					
M	35,5 - 37,0	22635	07640292	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22636	07640300	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22637	07640317	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22638	07640323	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22639	07640346	1/10/20	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Malleo Classic

Bandage für das Sprunggelenk



Anwendungsbereiche

- Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad 1)
- Leichtgradige chronische Bandinstabilität
- Leichtgradige lokale, allgemeine Hypermobilität
- Arthrose (auch aktivierte), Arthritis
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- zwei Pelotten bewirken einen intermittierenden Massageeffekt

Körpergerechte Passform

- symmetrischer Aufbau der Bandage ermöglicht das Tragen am rechten und linken Sprunggelenk
- anatomisch geformt

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Classic:
05.02.01.0082

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	18 - 21	107001	12647936	1/48	H
2	21 - 24	107002	12647942	1/48	H
3	24 - 27	107003	12647959	1/48	H
4	27 - 30	107004	12647971	1/48	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Malleo Comfort

Aktivbandage für das Sprunggelenk



Anwendungsbereiche

- Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad 1)
- Leichtgradige chronische Bandinstabilität
- Leichtgradige lokale, allgemeine Hypermobilität
- Arthrose (auch aktivierte), Arthritis
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Cellacare Malleo Comfort komprimiert und stützt das Sprunggelenk und kann die Propriozeption verbessern.

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- zweizugelastisches Trägermaterial

Angenehmes Hautgefühl

- weiches Mikrofasermaterial
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend
- beidseitige Silikonpelotten bewirken einen Massageeffekt

Komfortabler Sitz

- reduzierter Kompressionsdruck an den Rändern
- patentierte Softkomfortzone am Spann des Fußes

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Comfort:
05.02.01.0035

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	17 - 19	33761	11664803	1/32	H
2	19 - 21	33762	11664832	1/32	H
3	21 - 23	33763	11664849	1/32	H
4	23 - 26	33764	11664855	1/32	H
5	26 - 29	33765	11664861	1/32	H
6	29 - 32	33766	11664878	1/32	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- Bandverletzung am oberen Sprunggelenk (Grad 1/2)
- aktivierte Arthrose, Arthritis
- chronische Bandinstabilität
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkerguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Cellacare Malleo Akut Classic stabilisiert das Sprunggelenk in einer Ebene nach dem Prinzip der klassischen U-Schiene

Hohe Anwendungssicherheit

- einfaches Verschlusssystem mit Klettverschlüssen
- visuelle Anwendungsanweisungen auf dem Produkt

Eine Größe für alle

- individuelle Anpassung an die Anatomie des Patienten
- einfache Bevorratung und Lagerung

Guter Tragekomfort

- weicher, flexibler Bereich für die Malleolen
- Innenpolster mit Mesh-Überzug für eine gute Ventilation

Produktzusammensetzung

Polyethylen, thermoplastisches Elastomer, Polyurethan, Polyester, Polyamid, Acetalharz, Baumwolle

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen bitte Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Akut Classic: 23.02.02.0075

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- um die vollständige Wirkung zu erzielen, sollte die Orthese in Kombination mit einem Schnürschuh eingesetzt werden

Cellacare® Malleo Akut Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Schuhgröße	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	35-45	33709	11660900	1/30	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Achillo

Aktivbandage für die Achillessehne



Anwendungsbereiche

- akute, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Achillessehnenbereich
- Achillodynie, Bursitis achillea und subachillea, Peritendinitis, Peritendinose, Tendinitis
- postoperativ nach Achillessehnenruptur oder -teiltraktur
- bei Bursektomie und OP am Gleitgewebe der Achillessehne

Eigenschaften

- komprimiert Gelenk- und Achillessehnenbereich
- fördert die Durchblutung durch Friktionsmassage
- Lymphtec-Pelotte umfasst den Sehnenkanal von der Ferse bis zum Unterschenkel und fördert gezielt den Lymphabfluss
- Rückgang von Schwellungen und Blutergüssen
- hoher Tragekomfort
- sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil
- anatomische Passform
- kompressionsreduziertes Gewebe im Rist gegen Einschnürung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elastodien (Naturlatex), Elasthan, Silikon, Polyurethan

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: blau/schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Achillo: 05.02.01.1011
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- bei Bedarf kann zur Entlastung der Achillessehne ein beigefügter Fersenkeil in den Schuh eingelegt werden, wodurch eine weitere Schmerzlinderung erreicht werden kann. Ein zusätzlicher Fersenkeil kann am gesunden Fuß getragen werden, um einen Ausgleich der Beinlängendifferenz zu gewährleisten und somit einen Beckenschiefstand zu verhindern.

Cellacare® Achillo

einzel in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
1	17 - 19	24660	00853694	1/20	H
2	19 - 21	24661	00853702	1/20	H
3	21 - 23	24662	00853719	1/20	H
4	23 - 26	24663	00853725	1/20	H
5	26 - 29	24664	00853731	1/20	H
6	29 - 32	24665	00853748	1/20	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Ankle Dynamic

Sprunggelenkkompressionsbandage mit Funktionselementen



Anwendungsbereiche

- zur posttraumatischen und postoperativen Therapie nach Inversionstrauma
- Schutz des lateralen sowie medialen Bandapparates vor Bänderriss oder Überdehnung

Eigenschaften

- anatomisch formgenäht
- kraftvolle Stabilisierungsurte
- schützt und stabilisiert das Sprunggelenk nach biomechanischem Wirkprinzip ohne wesentliche Einschränkung der natürlichen Beweglichkeit
- atmungsaktiv
- wasserfest

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester und Polyisopren, Synthetelastex (Styrol-Butadien)

Hinweise

- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Ankle Dynamic: 05.02.01.2001
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Ankle Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
S	17,5 - 20,5	22720	07640725	1/12/24	H
M	20,5 - 23,0	22721	07640731	1/12/24	H
L	23,0 - 25,5	22722	07640748	1/12/24	H
XL	25,5 - 28,0	22723	07640754	1/12/24	H
XXL	28,0 - 33,0	22724	07640760	1/12/24	H
Ausführung links					
S	17,5 - 20,5	22725	07640777	1/12/24	H
M	20,5 - 23,0	22726	07640783	1/12/24	H
L	23,0 - 25,5	22727	07640808	1/12/24	H
XL	25,5 - 28,0	22728	07640814	1/12/24	H
XXL	28,0 - 33,0	22729	07640820	1/12/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

epX® Ankle Control

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene, einstellbar



Anwendungsbereiche

- zur posttraumatischen und postoperativen Therapie nach Inversionstrauma
- Schutz des lateralen sowie medialen Bandapparates vor Bänderriss oder Überdehnung

Eigenschaften

- anatomisch formgenäht
- kraftvolle Stabilisierungsurte
- schützt und stabilisiert das Sprunggelenk nach biomechanischem Wirkprinzip ohne wesentliche Einschränkung der natürlichen Beweglichkeit
- atmungsaktiv
- wasserfest

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Plastisol, Synthetikgummi, Polyethylen, Polyester

Hinweise

- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Ankle Control: 23.02.02.1004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Ankle Control

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
XS	15,0 - 17,5	22759	00662209	1/12/24	H
S	17,5 - 20,5	22760	08919777	1/12/24	H
M	20,5 - 23,0	22761	08919783	1/12/24	H
L	23,0 - 25,5	22762	08919808	1/12/24	H
XL	25,5 - 28,0	22763	08919814	1/12/24	H
XXL	28,0 - 33,0	22764	08919820	1/12/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Tarsotec

Orthese zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- phasengerechte Unterstützung von der Sprunggelenkdistorsion bis zur fibularen Bandruptur
- bei Verletzungen der calcaneocuboidalen Bänder
- bei chronischer Instabilität des Sprunggelenks
- bei entzündlichen und degenerativen Funktionsstörungen des oberen und unteren Sprunggelenks
- zur Prophylaxe bzw. Rezidivprophylaxe im Breiten- und Leistungssport
- zur postoperativen Behandlung (zum Schutz und zur Rehabilitation nach Bandrekonstruktion)

Eigenschaften

Cellacare Tarsotec Expert unterstützt die Behandlung des Sprunggelenks in allen Heilungsphasen, von der Ruhigstellung über die rasche Re-Mobilisation bis zur Mobilisation.

Variabler Einsatz

- einzigartiger, patentierter Vorfußgurt wirkt dem Talusvorschub entgegen
- herausnehmbare Verstärkungsschalen begrenzen die Pronation und Supination

Einfache Handhabung

- zirkuläre Gurte und Fersenband fixieren die Orthese am Bein
- nach Anleitung vom Patienten selbst anzulegen

Phasengerechte Wirkung

- Ruhigstellung durch hohe Stabilität
- Re-Mobilisierung bei mittlerer Stabilität
- Mobilisation und leichte Unterstützung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester, Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Polyvinylchlorid

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen und Verstärkungsschalen entnehmen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/anthrazit/orange

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Tarsotec Expert:
23.02.04.0003
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipps

- um die vollständige Wirkung zu erzielen, sollte die Orthese in Kombination mit einem Schnürschuh eingesetzt werden

Cellacare® Tarsotec Expert

einzel in Faltschachtel

Größe	Fersen-Rist-Umfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	28 - 34	33510	12478244	1/24	H
2	34 - 40	33511	12478250	1/24	H
Ausführung links					
1	28 - 34	33512	12478267	1/24	H
2	34 - 40	33513	12478273	1/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Cellacare® Tarsotec Expert

Orthese zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- phasengerechte Unterstützung von der Sprunggelenkdistorsion bis zur fibularen Bandruptur
- bei Verletzungen der calcaneocuboidalen Bänder
- bei chronischer Instabilität des Sprunggelenks
- bei entzündlichen und degenerativen Funktionsstörungen des oberen und unteren Sprunggelenks
- zur Prophylaxe bzw. Rezidivprophylaxe im Breiten- und Leistungssport
- zur postoperativen Behandlung (zum Schutz und zur Rehabilitation nach Bandrekonstruktion)

Eigenschaften

Cellacare Tarsotec Expert unterstützt die Behandlung des Sprunggelenks in allen Heilungsphasen, von der Ruhigstellung über die rasche Re-Mobilisation bis zur Mobilisation.

Variabler Einsatz

- einzigartiger, patentierter Vorfußgurt wirkt dem Talusvorschub entgegen
- herausnehmbare Verstärkungsschalen begrenzen die Pronation und Supination

Einfache Handhabung

- zirkuläre Gurte und Fersenband fixieren die Orthese am Bein
- nach Anleitung vom Patienten selbst anzulegen

Phasengerechte Wirkung

- Ruhigstellung durch hohe Stabilität
- Re-Mobilisierung bei mittlerer Stabilität
- Mobilisation und leichte Unterstützung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester, Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Polyvinylchlorid

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen und Verstärkungsschalen entnehmen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/anthrazit/orange

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Tarsotec Expert:
23.02.04.0003
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipps

- um die vollständige Wirkung zu erzielen, sollte die Orthese in Kombination mit einem Schnürschuh eingesetzt werden

Cellacare® Tarsotec Expert

einzel in Faltschachtel

Größe	Fersen-Rist-Umfang (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	28 - 34	33510	12478244	1/24	H
2	34 - 40	33511	12478250	1/24	H
Ausführung links					
1	28 - 34	33512	12478267	1/24	H
2	34 - 40	33513	12478273	1/24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Liefer- und Zahlungsbedingungen der Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Neuwied

1. Allgemeines

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Verträge im kaufmännischen bzw. unternehmerischen Geschäftsverkehr, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. Bei künftigen Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten, künftigen Angeboten und künftigen Verträgen bedarf es keiner erneuten Bezugnahme auf diese Liefer- und Zahlungsbedingungen mehr.

Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insb. Einkaufsbedingungen, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten nur, soweit wir uns schriftlich mit ihnen einverstanden erklären. In entsprechender Weise sind abweichende Vereinbarungen, insbesondere solche mündlicher Art, nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Ein Vertragsschluss scheidet nicht an einander widersprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Angebote; Preise; Proben und Muster

Unsere Angebote sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Kunden zu verstehen, ein Angebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Willenserklärung des Kunden (Angebot) und unsere Annahme zustande. Weicht diese von dem Angebot des Kunden ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot.

Es gelten die Preise gemäß unserer jeweils aktuellen Preisliste.

Proben, Muster, mündliche Hinweise, Empfehlungen sowie sonstige Unterlagen und Angaben wie Ablichtungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben gelten nur als annähernd und nicht als verbindlich, es sei denn, dass eine ausdrückliche schriftliche Zusicherung bzw. Garantie gegeben wurde.

3. Erfüllungsort; Lieferung

Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner D-56567 Neuwied.

Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen, insbesondere zur rationellen Auftragsabwicklung, behalten wir uns vor, soweit solche dem Kunden nicht unzumutbar sind. Rechnungen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, entsprechend anteilig verändert. Jede Teillieferung gilt als Erledigung eines besonderen Auftrages im Sinne dieser Bedingungen.

Liefertermine sind, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet werden, geschätzte („circa“-) Angaben und werden nach bester Möglichkeit eingehalten.

Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel, für deren Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss jeweils neuesten Fassung Anwendung finden.

Lieferung „frei Bestimmungsort“ oder „frei Lager“ bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer befahrbaren Anfahrstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Kunden berechnet.

Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Kunde die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen.

4. Beachtung gesetzlicher Bestimmungen durch den Kunden

Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Kunde für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

5. Zugang von Erklärungen

Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Partei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist einzuhalten, muss die Erklärung innerhalb der Frist zugehen.

6. Unvorhersehbare Ereignisse; Höhere Gewalt

Unvorhergesehene außergewöhnliche Ereignisse, insbesondere Höhere Gewalt, Krieg, hoheitliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen, Maschinenschäden, Rohstoffmangel usw., die wir dem Kunden unverzüglich mitgeteilt haben, befreien uns für deren Dauer zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit von der Lieferpflicht, ohne dass wir dem Kunden zum Schadensersatz oder zu sonstigen Kompensationen, insbesondere aus Verzug, Unmöglichkeit oder sonstiger Leistungsstörung, verpflichtet sind, und berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, soweit wir diesen noch nicht abgewickelt haben. Die vorstehende Regelung gilt nicht, soweit uns bezüglich des Eintritts dieser Ereignisse ein Verschulden zur Last fällt.

7. Mängelrügen; Gewährleistung; Haftung; Verschulden

Der Kunde hat alle erkennbaren Mängel unverzüglich nach Erhalt der Ware, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich (in Textform) zu rügen.

Mängel hat der Kunde in geeigneter Weise festzuhalten und zu dokumentieren. Insbesondere muss er Transportschäden nach bester Möglichkeit bei Anlieferung auf den Beförderungspapieren detailliert notieren und Fotos der Schäden anfertigen. Zudem hat der Kunde die betroffenen Waren zur Begutachtung durch uns bzw. unseren Versicherer bereit zu halten, es sei denn, dies ist dem Kunden im Einzelfall unzumutbar. Soweit uns infolge vom Kunden zu vertretender Nichtbeachtung dieser Verpflichtung Nachteile entstehen, insbesondere unser Versicherer berechtigterweise Deckungsleistungen verweigert, hat der Kunde uns diesbezüglich schadlos zu halten.

Handelsüblicher Bruch und Schwund und lediglich geringfügige, handelsübliche Abweichungen von der geschuldeten Leistung können nicht beanstandet werden. Aus gebrauchsgemäßer Abnutzung können in keinem Fall Haftungs- bzw. Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.

Mit Ausnahme derjenigen Fälle, in denen uns eine Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens trifft, gilt eine Gewährleistungsfrist von einem (1) Jahr.

Bei rechtzeitiger und von uns als begründet anerkannter Mängelrüge haben wir die Wahl, entweder durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung Nacherfüllung zu bewirken. Wir haben das Recht zum zweimaligen Versuch der Nacherfüllung.

Eine Bezugnahme auf Normen oder eine anderweitige Warenbeschreibung beinhaltet grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung bzw. Beschaffenheitsgarantie, es sei denn, dass eine solche ausdrücklich vereinbart worden ist. Aussagen zu bestimmten Eigenschaften der Ware, auch wenn sie auf Grund unserer Prüfergebnisse erfolgen, und unsere Anwendungshinweise befreien den Kunden nicht von eigener Prüfung.

Für das Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen haften wir in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang, in Fällen leichter Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) und nur bis zur Höhe des typischen vorhersehbaren Schadens. Die vorstehende Beschränkung gilt nicht für Fälle der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bzw. im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes.

8. Rücksendungen

Rücksendungen jedweder Art, auch im Falle von Transportschäden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit uns.

9. Zahlungen; Skonto; besonderes Rücktrittsrecht; Aufrechnung und Zurückbehaltung

Zahlungen werden – sofern im Einzelvertrag nichts anderes vereinbart ist – mit Erhalt der Rechnung fällig. Das Nettozahlungsziel beträgt 30 Tage, gerechnet ab Rechnungsdatum.

Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf unserer Zustimmung. Grundsätzlich nehmen wir keine Wechsel mit einer längeren Laufzeit als drei Monate an. Anfallende Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen sind zu erstatten.

Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich (in Textform) widersprochen wird.

Verzugszinsen werden in Höhe des gesetzlichen Verzugszinses erhoben. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

Im Falle der Vereinbarung von Skonto ist nur der Warenwert ohne Frachtkosten skontierfähig. Berechtigung zum Skonto besteht gleichwohl nur, falls das Konto des Kunden keine anderweitigen fälligen Rechnungsbeträge aufweist.

Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel bzw. Schecks Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Diese Rechte stehen uns entsprechend auch zu, falls der Kunde seine Zahlungen einstellt bzw. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet oder der Antrag auf Eröffnung eines solchen Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird.

Nichtabnahme der Abschlussmenge zum Liefertermin oder Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen lassen das Recht des Kunden auf weitere Lieferungen erlöschen, unbeschadet unseres Rechts, auch noch nach dem Fälligkeitstermin Abnahme zu verlangen. Mögliche weitere Ansprüche unsererseits, insbesondere auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

Aufrechnungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen erfolgen. Entsprechendes gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die sich aus einem anderen Vertragsverhältnis ergeben.

10. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, auch Saldoforderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl ganz oder teilweise freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt:

Die gelieferten Waren bleiben in unserem Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (bezogen auf den jeweiligen Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Waren, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, werden im Folgenden als „Vorbehaltsware“ bezeichnet.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verarbeiten sowie zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind

unzulässig. Die aus einer Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde wird von uns widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unser Verlangen wird der Kunde die Abtretung offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Anlässlich derartiger Ereignisse entstehende Kosten und Schäden trägt der Kunde.

11. Geheimhaltung; Eigentum an Materialien; Schutzrechte

Der Kunde hat die ihm im Zusammenhang mit der Bestellabwicklung bekannt gewordenen kaufmännischen und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln.

Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Muster, Matrizen oder sonstige Materialien, die dem Kunden von uns zur Verfügung gestellt werden, sind unser Eigentum und dürfen von ihm nicht ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung für andere gewerbliche Zwecke verwendet, vervielfältigt, veräußert, verpfändet oder sonst Dritten zugänglich gemacht werden. Die Materialien werden vom Kunden unentgeltlich für uns verwahrt, als Fremdeigentum versichert und sind uns unverzüglich nach Ausführung des jeweiligen Geschäfts unaufgefordert auszuhändigen.

Insbesondere behalten wir uns an von uns erstellten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen alle in Frage kommenden Schutzrechte, vor allem Patent- und Urheberrechte, vor. Die Unterlagen sind ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Vertragsverhältnisses zu verwenden und uns jederzeit auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

12. Datenverarbeitung

Wir sind berechtigt, im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes, in der jeweils gültigen Fassung Daten über den Kunden zu verarbeiten. Unsere entsprechende Datenschutzerklärung ist im Internet unter www.lohmann-rauscher.de abrufbar und wird auf Wunsch auch per E-Mail oder postalisch übersandt.

13. Gerichtsstand; Anwendbares Recht

Ausschließlicher Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erwachsenden Streitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckklagen, ist D-56567 Neuwied.

Für die rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht. Regelungen, insbesondere solche des Internationalen Privatrechts, die zu einer Anwendung anderen Rechts führen könnten, werden hiermit ausdrücklich abbedungen. Ebenso werden die Regeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ausdrücklich abbedungen.

14. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

15. Salvatorische Bestimmung

Sollten einzelne Teile dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen rechtlich unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Teile der Liefer- und Zahlungsbedingungen hierdurch nicht berührt.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Stand: Mai 2018



People.Health.Care.

Auftragsbearbeitung
Apotheke, Fachhandel, Sanitätshaus
und andere Geschäftspartner
Fernruf: 0 26 34/99 68 51
Service-Nr.: 08 00/9 98 87 75
Telefax: 0 26 34/99 68 59
Service-Fax: 08 00/9 99 68 59

Auftragsbearbeitung Facharzt
Fernruf: 0 26 34/99 68 66
Service-Nr.: 08 00/9 98 86 66
Telefax: 0 26 34/99 68 68
Service-Fax: 08 00/9 98 87 66



Weitere Informationen
zu Lohmann & Rauscher
finden Sie online per QR-Code.