

Made in
Bamberg,
Germany

BELSANA


Sortiment

Medizinische
Kompressionsstrümpfe

gültig ab 1. Februar 2023

Lieferung
aller medizinischen
Kompressionsstrümpfe
versandkostenfrei





Kompetente Beratung: Unser Kundenservice

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen helfen wir Ihnen gerne weiter.



In Deutschland:

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
montags bis freitags von 8.00–18.00 Uhr
Telefon 0951 309303-0
Telefax 0951 309303-450
E-Mail service@belsana.de

Bestellungen und schriftliche Nachrichten können Sie uns jederzeit per Fax, E-Mail oder über BOB (BelsanaOnline-Bestellen) auf www.belsana-apotheken.de übermitteln.



In Österreich:

Ofa Austria
montags bis donnerstags von 8.00–16.00 Uhr
freitags von 8.00–13.00 Uhr
Liefersankünfte:
montags bis freitags von 8.00–12.00 Uhr
Telefon +43 662 450229
Telefax +43 662 451196
E-Mail service@belsana.at

Bestellungen und schriftliche Nachrichten können Sie uns jederzeit per Fax und E-Mail übermitteln.

Für bessere Compliance und Kundenzufriedenheit

Exzellente Produkte vom Experten für medizinische Kompression

BELSANA engagiert sich seit über 30 Jahren in der aktiven Beingesundheit und der Versorgung von Venenkrankheiten. Wir sind Spezialanbieter von freiverkäuflichen kompressiven Strümpfen (Stütz) und verordnungsfähigen medizinischen Kompressionsstrümpfen, exklusiv in der Apotheke. Ob zur funktionalen Prävention, zum Beispiel bei Flugreisen, beim langen Stehen im Beruf oder als Bestandteil einer medizinischen Kompressionstherapie – BELSANA garantiert medizinisch und anatomisch korrekte Wirkung bei hervorragendem Tragekomfort und zeitgemäßem Look.

Made in Bamberg, Germany.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Strümpfe in Bamberg gefertigt werden. So können wir unsere Vorstellungen

an Qualität, Modernität und Zuverlässigkeit für Sie und Ihre Kunden erfüllen. Ein weiterer Qualitätsgarant ist das RAL-Gütezeichen im Bereich Kompression.

Zudem sind unsere Strümpfe OEKO-TEX® zertifiziert. Für die Gesundheitsprophylaxe und den Therapieerfolg Ihrer Patienten verwenden wir ausschließlich ausgesuchte Garne der Extraklasse sowie innovative Stricktechnologien. Ein Erfolgsrezept, das unsere Kunden weltweit begeistert.

Qualität für Ihren Geschäftserfolg

Nutzen Sie unsere hohe und geprüfte Qualität als unterstützende Argumente für Beratungs- und Verkaufsgespräche in Ihrer Apotheke.



Qualitätssiegel und Gütezeichen

Wissen Sie eigentlich, was dahinter steckt?

RAL-Gütezeichen

Mit dem RAL-Gütezeichen hat die Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe einen allgemein gültigen und anerkannten Qualitätsstandard für Kompressionsstrümpfe entwickelt. Kompressionsstrümpfe von BELSANA erfüllen diese strengen Kriterien an Qualität und medizinische Wirksamkeit. Zeitgleich ist das Gütezeichen Voraussetzung, um mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass BELSANA Strümpfe den umfangreichen gesetzlichen Bestimmungen für Medizinprodukte genügen. Die medizinische Wirksamkeit unserer Produkte wird nach strengen Richtlinien geprüft und regelmäßig kontrolliert. Die umfassende Sicherheit, Leistungsfähigkeit und extern neutral überprüfte Qualität unserer kompressiven Strümpfe und medizinischen Kompressionsstrümpfe ist dadurch sichergestellt.

MD-Symbol

Seit Inkrafttreten der neuen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, kurz MDR) sind alle unsere Strümpfe mit dem MD-Symbol gekennzeichnet. MD steht für "Medical Device", zu Deutsch Medizinprodukt. Dank diesem wichtigen Symbol sind alle unsere Strümpfe für Händler und Endverbraucher klar und eindeutig als Medizinprodukt erkennbar.

OEKO-TEX®-Siegel

Unsere Strümpfe sind nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. Das bedeutet, dass unsere Strumpf-Produkte vom unabhängigen Institut OEKO-TEX® auf Schadstoffe geprüft wurden. BELSANA Strümpfe sind somit humanökologisch unbedenklich und frei von gesundheitsschädlichen Substanzen. Nicht nur für Verbraucher ein Zeichen hoher Qualität und Produktsicherheit, das Vertrauen schafft.




Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Kompressionsstrümpfe richtig anmessen

Das fachgerechte und exakte Maßnehmen ist die entscheidende Voraussetzung für eine exakte Passform des Strumpfes und den medizinisch richtigen Druckverlauf am Bein. Gut sitzende Strümpfe verhindern einen Blutstau in den Beinvenen und verbessern die Akzeptanz der Kompressionstherapie beim Patienten. Gemessen wird am unbedeckten Bein, das ödemfrei sein muss (Fingerdruckprobe im Fesselbereich: Bei Wasseransammlungen bleibt eine Delle).

Während des Messvorgangs kann der Patient liegen, sitzen oder stehen, wobei der Fuß einen 90°-Winkel zum Bein bilden muss. Die Muskulatur ist entspannt und das Maßband soll eng anliegen. Es werden zunächst die Umfangmaße ermittelt und dabei gleichzeitig mit einem Hautstift die verschiedenen Messpunkte der Umfangmaße markiert. Die Längenmaße können dann anhand der markierten Stellen auch im Stehen leicht ermittelt werden. Gemessen wird von unten nach oben.

Maßschema (alle Maße in cm – Erläuterungen Messpunkte siehe Tabelle rechte Seite)



Erläuterungen
Messpunkte
siehe Tabelle

Schritt für Schritt zur richtigen Strumpfgröße

- ① Größe anhand des gemessenen cB-Maßes in der jeweiligen Größentabelle ermitteln.
- ② Sorgfältiger Abgleich der anderen Patientenmaße mit den Toleranzwerten für diese Größe.
- ③ Keine Abweichungen? Ermittelte Größe mit Zusatzangaben in das Serien-Bestellformular übertragen. Die Werte weichen ab? Sämtliche Beinmaße mit Zusatzangaben in das Maß-Bestellformular übertragen.

▷ Ermitteln Sie noch leichter die passende Größe mithilfe unseres Online-Bestellsystems BOB (BelsanaOnlineBestellen) auf www.belsana-apotheken.de. Sie erhalten 5 % Rabatt bei jeder Bestellung.

Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
T	cT Taille	IT* Messpunkt cT bis Ferse
		sTv Schritt bis cT vorne sTh Po-Beinfalte bis cT hinten senkrecht nach oben messen
H	cH Hüftumfang, Umfang des Rumpfes an der breitesten Stelle (Gesäß)	IH* Messpunkt cH bis Ferse IK* Schritt bis Ferse
G	cG Keine feste Angabe, etwa Oberschenkelende (zwei Finger breit unterhalb des Schrittes)	IG Messpunkt cG bis Ferse
F	cF Keine feste Angabe, etwa Oberschenkelmitte	IF Messpunkt cF bis Ferse
E	cE Umfang Kniescheibe–Kniekehle (bei leicht gebeugtem Knie)	IE Messpunkt cE bis Ferse
D	cD Umfang unter der Kniescheibe, zwei Finger breit unter der Kniekehle	ID Messpunkt cD bis Ferse
C	cC größter Wadenumfang	IC Messpunkt cC bis Ferse
B1	cB1 Umfang in der Mitte von IB und IC am Wadenansatz	IB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
B	cB Fesselumfang (schlankeste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	IB Messpunkt cB bis Ferse
Y	cY Umfang Ferse–Spann (bei maximaler Beugung des Fußes nach oben)	
A	cA Umfang am Zehenansatz der kleinen Zehe	Fußlänge Messpunkt cA bis Ferse
		Gesamtfußlänge Zehenspitze bis Ferse

Bezeichnungen und Kürzel gemäß der RAL (verbindlich seit 01.07.2002) * Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken

Hinweis zur variablen Softspitze (bei BELSANA comfortis)

Zur Berechnung der Länge der variablen Softspitze gilt folgende Formel: **Gesamtfußlänge – Fußlänge ≥ 5 cm ≤ 10 cm.** Bitte für **beide** Füße die Gesamtfußlänge und die Fußlänge (A-Y) im Maßbestellformular angeben. Die Differenz aus diesen beiden Werten darf minimal 5 cm und maximal 10 cm betragen!

Rundgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe

Für jede Venenerkrankung und jeden Patienten die passende Versorgung

Was sind rundgestrickte Kompressionsstrümpfe?

Grundsätzlich sind es elastische Textilien mit Zweizug-Dehnung, d. h. sie sind quer und längselastisch. Sie werden auf speziellen Strickmaschinen mit Zylinder (siehe Abbildung rechts) gestrickt. Die Maschenzahl bleibt über die gesamte Strumpflänge gleich, aber die Maschengröße variiert. Das unterscheidet rundgestrickte von flachgestrickten Kompressionsstrümpfen (siehe Seite 26 ff.). Alle medizinischen Kompressionsstrümpfe zeichnen sich durch den medizinisch korrekten, nach oben hin abnehmenden Druckverlauf aus, der für den exakten Druck an den richtigen Stellen am Bein sorgt, um die spezifischen Krankheitssymptome zu lindern.

Langzeit-Anwendungsgebiete:


- Venöse Insuffizienz
- Chronisch venöse Insuffizienz
- Hydrostatische Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme

Kurzzeit-Anwendungsgebiete:

- Prophylaxe in der Schwangerschaft
- Nachbehandlung der oberflächlichen Thrombophlebitis
- Nachbehandlung der tiefen Beinvenenthrombose
- Nachbehandlung bei Verödungstherapie
- Nachbehandlung bei Varizenoperationen



Gut zu wissen



Ob Kniestrümpfe, Schenkelstrümpfe, Strumpfhosen oder Spezialausführungen wie Einbeinhosen – medizinische Kompressionsstrümpfe sind in vielen **verschiedenen Ausführungen** erhältlich.

Kompressionsklassen (KKL)

Für rundgestrickte Strümpfe gibt es drei KKL, von leichter (1) über mittlere (2) und kräftige (3) Druckintensität.

Die Abbildung zeigt den Blick in eine industrielle **Rundstrick-Maschine**.

Verordnungs- und abrechnungsfähig

sind alle Kompressionsklassen – auch die Kompressionsklasse 1.



VERORDNUNGS-
FÄHIG

power

dezente Farben, zuverlässige Wirkung

Moderne Kompressionsstrümpfe
für den Mann



Eigenschaften

- Blickdichtes Material mit hohem Anteil strapazierfähiger Baumwolle
- Angenehm zu tragen
- Weicher, glatter Abschlussbund
- Markante Rippstruktur
- Robust im Griff
- Verstärkter Fersen- und Ballenbereich für mehr Haltbarkeit
- Komfortzone am Fußspann
- Dezente Farben, passend für Job und Freizeit

Material

53 % Polyamid, 25 % Baumwolle, 22 % Elastan

Besonders geeignet für

- Männer
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Jede Art von Bindegewebe




Nicht geeignet für

- Lip- und Lymphödem



Größen

cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28
	I	II	III	IV	V	VI




Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40

Langer Fuß: 26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45

! Beinlänge speziell auf Männer-Beinlängen angepasst.

Farben




* Lieferzeit bis 14 Tage.

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Markante Rippstruktur und besonderer Kontrast:

Die Farben Rebel Beige und Rebel Blue sind meliert, Spitze und Ferse sind jeweils uni gehalten. Original-Farbe und Gestrick sehen und fühlen Sie am besten an der Farbkarte/ Farbmusterlasche.

Ausführung



**Knie-
strumpf**
ohne Haftband



Schluss mit Vorurteilen gegen
Kompressionsstrümpfe:
BELSANA power – unser Bestes für den Mann!

Klasse 1 18-21 mmHg	Serie	✓
	Maß	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓
	Maß	✓

Jeder	Nur	
6.	7,5%	100%
Mann leidet an einem Venenproblem*	der Männer tragen einen Kompressionsstrumpf**	aller Männer bevorzugen Kompressionsstrümpfe, die nicht danach aussehen***

*Quelle: Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie **Quelle: Orthopädie Technik (5/2013): Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland, Ergebnis der Bonner Venenstudien I und II ***Gefühlter Erfahrungswert

! Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

! Generell immer ohne Haftband; ein nachträgliches Anbringen eines Haftbands ist nicht möglich.



VERORDNUNGS-
FÄHIG

microsoft

für den eleganten Auftritt

Modische Kompressionsstrümpfe
mit atmungsaktiver Mikrofaser

Eigenschaften

- Mit feiner, atmungsaktiver Mikrofaser
- Feines, anschiessames Material
- Liegt angenehm weich auf der Haut
- Elegante, transparente Optik mit leichtem Glanz
- Modische Farben

Material

42% Polyamid, 42% Elastan,
16% Polyamid (Mikrofaser)



Besonders geeignet für

- Frauen
- Leichtes Venenleiden
- Festes Bindegewebe
- Modebewusste
- Schwangere




Nicht geeignet für

- Weiches Bindegewebe
- Lip- und Lymphödem
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Starke Wassereinlagerungen
- Starke Material-Beanspruchung
- Patient*innen in Pflegebetreuung



Größen

cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145
cG für A-T	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84
cG für A-G plus	56,1–67	Plus-Weite nur für Schenkelstrümpfe (A–G)			72,1–84
cG für A-G normal	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27
	I	II	III	IV	V




Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage.

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.




Plus vier aktuelle Modefarben

Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Siehe Modefarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheken.de

Ausführungen



		Kniestrumpf ohne Haftband	Halbschenkelstrumpf ohne Haftband	Schenkelstrumpf ohne Haftband	Strumpfhose mit Panty-Leibteil	Strumpfhose mit Slip-Leibteil	Strumpfhose extra weites Leibteil
Klasse 1 18-21 mmHg	Serie	✓	-	✓*	✓	✓	-
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓	-	✓*	✓	✓	✓
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Serien-Schenkelstrumpf **nur in Kombination mit Haftband** (siehe „Zusätzlich wählbar“) bestellbar.

! Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder		
		Noppen 3 cm mit Silikon
		Noppen 5 cm mit Silikon
		Noppen Fleur 5 cm mit Silikon
		Spitzen 5 cm mit Silikon
		Gummi 3 cm mit Latex
		Gummi 5 cm mit Latex
Haftband	A-D	Maß Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm)
	A-D	Serie Noppen (5 cm)
	A-G	Serie Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-F, A-G	Maß Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
Leibteile		
Kompressiv	A-T, A-T/U	Maß Durchgehend gestrickt, standardmäßig mit Komfortzwickel
Zwickel		
Komfortzwickel	A-T, A-T/U	Maß Doppelnaht hinten bis Taille
Verstärkter Schritt	A-T, A-T/U	Maß Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen		
Offene Spitze	alle	Serie / Maß Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
Geschlossene Softspitze	alle	Serie / Maß Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
Asymmetrische Softspitze	alle	Maß Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe

Pflege für trockene, empfindliche Haut

Innovation: Strümpfe mit Aloe vera Mikroverkapselung

Gut gegen geschwollene Füße, Krampfadern und müde Beine –
natürlich biologische Aloe vera und Vitamin E für die gestresste Haut

Wie funktioniert die Aloe vera Mikroverkapselung?

Im Garn von BELSANA vivere und BELSANA medical aloe vera (siehe Seite 44) sind Millionen Mikro kapseln integriert, jede einzelne gefüllt mit einer kleinen Menge Aloe vera. Jede Kapsel ist mit unzähligen Nanoporen perforiert. Der Druck der Aloe vera im Inneren der Kapseln presst das Gel durch die Poren bis die Oberfläche gesättigt ist. Vereinfacht gesagt, funktioniert es wie bei einem mit Wasser gefüllten Ballon, den man mit Millionen von Nadelstichen perforiert: Die Oberfläche des Ballons wird feucht. Trocknet man die Oberfläche des Ballons mit einem Handtuch, wird sie sofort erneut feucht. Nach diesem Prinzip wird das Aloe vera Konzentrat durch das Tragen des Strumpfs von der Oberfläche der Mikro kapseln abgenommen und es kommt stets neues Konzentrat aus dem Inneren der Kapseln nach. Dadurch wird die Haut nach und nach immer mit pflegender und feuchtigkeitsspendender Aloe vera versorgt.

Wirkung von Aloe vera:

Pflegend, gewebe- und zellerneuernd sowie beruhigend und vitalisierend. Lindert Hautirritationen und schützt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut.

Aktivstoffe der Aloe vera:

Aminosäuren, Mineralien, Vitamine, Enzyme, ätherische Öle, immunstimulierende Polymannose/Glykoproteine.

Gut zu wissen

Aloe vera ist ein natürliches Extrakt aus der Pflanze namens Aloe Barbadensis.

Aloe vera enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, essentielle Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe und eine ganze Reihe stoffwechselwirksamer Enzyme.

Der Effekt der Aloe vera Mikroverkapselung hält garantiert 100 Wäschen lang! Die Strümpfe hierfür bei maximal 40°C waschen und die entsprechenden Pflegehinweise beachten.

Aloe vera pflegt trockene und empfindliche Haut und wirkt entzündungshemmend.

Natürliche Wirkung zertifiziert.

Das OEKO-TEX® Zertifikat* bestätigt, dass das für BELSANA vivere und BELSANA medical aloe vera genutzte Garn den humanökologischen Ansprüchen entspricht, die für Säuglingsprodukte festgelegt wurden. Das Diffusionszertifikat, herausgegeben und durchgeführt von der University of Zaragoza, bestätigt die Menge und die Art und Weise, auf die die Aloe vera mit der der Zeit freigesetzt wird, wenn sie direkt auf der Haut getragen wird. Cogis Iberia zertifiziert, dass die Aloe vera nicht genetisch manipuliert wurde.

* Mehr dazu unter <https://www.oeko-tex.com/de/hier-beantragen/standard-100-by-oeko-tex>

Diese BELSANA Strümpfe haben eine Aloe vera Mikroverkapselung:



BELSANA vivere
Medizinische Kompressionsstrümpfe
(siehe folgende Seiten)



BELSANA medical aloe vera
Kompressive Strümpfe
(siehe Seite 44-45)

VERORDNUNGS-
FÄHIG

vivere

für trockene und gestresste Haut

Innovative Kompressionsstrümpfe mit
feuchtigkeitsspendender Aloe vera und
Vitamin E



Eigenschaften

- Mikroverkapselte biologische Aloe vera und Vitamin E versorgen die Haut beim Tragen mit Feuchtigkeit
- Effekt der Aloe vera 100 Wäschen lang garantiert
- Ideal für trockene, juckende Haut

Material

42% Elastan, 41% Polyamid (mit Aloe vera & Vitamin E, kann Allergene enthalten), 17% Polyamid (Mikrofaser)

Besonders geeignet für

- Frauen
- Leichtes Venenleiden
- Festes Bindegewebe
- Trockene, juckende und sensible Haut
- Schwangere




Nicht geeignet für

- Weiches Bindegewebe
- Lip- und Lymphödem
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Starke Wassereinlagerungen
- Starke Material-Beanspruchung
- Patient*innen in Pflegebetreuung



Größen

cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145
cG für A-T	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84
cG für A-G plus	56,1–67	Plus-Weite nur für Schenkelstrümpfe (A–G)			72,1–84
cG für A-G normal	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27
	I	II	III	IV	V




Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage.

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.




Plus vier aktuelle Modefarben

Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Siehe Modefarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheken.de

Ausführungen



Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓	-	✓ *	✓	✓	✓
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Serien-Schenkelstrumpf **nur in Kombination mit Haftband** (siehe „Zusätzlich wählbar“) bestellbar.

! Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder		
Haftband	A-D Maß	Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm)
	A-G Serie	Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-F, A-G Maß	Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
Leibteile		
Kompressiv	A-T, A-T/U Maß	Durchgehend gestrickt, standardmäßig mit Komfortzwickel
Zwickel		
Komfortzwickel	A-T, A-T/U Maß	Doppelnah hinten bis Taille
Verstärkter Schritt	A-T, A-T/U Maß	Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen		
Offene Spitze	alle Serie / Maß	Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
Geschlossene Softspitze	alle Serie / Maß	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
Asymmetrische Softspitze	alle Maß	Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe

VERORDNUNGS-
FÄHIG

comfortis

weich im Gefühl, stark in der Wirkung

Moderne Kompressionsstrümpfe
mit integrierten Komfortzonen



Eigenschaften

- Komfortzonen an Knie und Spann
- Ultraweiches Material
- Große Auswahl an Strumpfausführungen
- Moderne blickdichte Optik in acht modischen Farben
- Strapazierfähiges Gestrick
- Von Patienten getestet und für gut befunden

Material

67% Polyamid, 33% Elastan

Besonders geeignet für

- Männer und Frauen
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Schwaches Bindegewebe
- Patient*innen, die viel sitzen
- Patient*innen in Pflegebetreuung



- Patient*innen mit begrenzter Mobilität
- Modebewusste


Nicht geeignet für

- Lip- und Lymphödem



Größen

cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135	105–140
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125	100–130
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155	120–165
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145	120–155
cG für A-T	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84	62–89
cG für A-G plus	Plus-Weite nur für Schenkelstrümpfe (A–G) mit Haftband					
	56,1–67	60,1–71	63,1–74	67,1–79	72,1–84	76,1–89
cG für A-G normal	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72	62–76
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64	49–68
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52	43–56
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28
	I	II	III	IV	V	VI




Offene Spitze

Kurzer Fuß: 15–18,4 cm
Langer Fuß: 18,5–22 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45


Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage.

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Ausführungen



		Knie-strumpf	Halbschenkel-strumpf	Schenkel-strumpf	Schenkel-strumpf	Strumpf-hose	Strumpf-hose	Herren-strumpf-hose	Einbein-hose
Klasse 1 18-21 mmHg	Serie	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

! Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

! Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung nur mit Tunneldurchzug erhältlich.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder		
	A-D	Serie Noppen (3+5 cm), Effekt (5 cm) Maß Noppen (3+5 cm), Effekt (5 cm), Gummi (3+5 cm)
Haftband	A-G	Serie Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Noppen strong (5 cm, optisch identisch zu Noppen, erhältlich nur in KKL 2), Effekt (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-F, A-G	Maß Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Noppen strong (5 cm, optisch identisch zu Noppen), Effekt (5 cm), Gummi (5 cm)
Leibteile		
Kompressiv	A-T, A-T/U	Maß Durchgehend gestrickt, standardmäßig mit Komfortzwickel, erhältlich nur in KKL 2
Mit Querschlitze	A-T/H	Maß Quer genähter Eingriff, erhältlich nur in KKL 2, nicht bei kompressivem Leibteil erhältlich
Mit Stoma-Öffnung	A-T	Maß Platzierung angeben
Offenes Leibteil	A-T/U	Maß Ausgesparter U-Zwickel vorne
Zwickel		
Offener Schritt	A-T	Maß Ausgesparter Schrittzwickel
Verstärkter Schritt	alle Leibteile	Maß Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen		
Offene Spitze	alle	Serie / Maß Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
Geschlossene Softspitze	alle	Serie / Maß Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
Asymmetrische Softspitze	alle	Maß Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe
Variable Softspitze	alle	Maß Für mehr Bewegungsfreiheit an den Zehen Länge individuell wählbar (5-10 cm, Anmess-Info siehe S. 7), empfohlen bei Hallux-Valgus

VERORDNUNGS-
FÄHIG

evo[®]lution

nachhaltige Kompressionsstrümpfe mit Bio-Faser

Medizinische Kompressionsstrümpfe mit Fasern aus nachhaltigem Anbau, gefärbt mit Walnuss-Schalen



Eigenschaften

- Weich im Tragegefühl
- Blickdichtes Gestrick
- Natürliche Färbung ohne chemische Zusatzstoffe
- EVO[®] by Fulgar: die Biopolymer-Kunstfaser gewonnen aus der Rizinuspflanze

Material

54% Polyamid (EVO[®]), 28% Elastan, 18% Polyamid

Besonders geeignet für

- Frauen und Männer
- Patient*innen, die innovative, ökologische Produkte bevorzugen und Natürlichkeit lieben



- Schwaches Bindegewebe
- Fortgeschrittenes Venenleiden


Nicht geeignet für

- Lip- und Lymphödem



Größen

cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
cB1	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
cB	19–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	23–27	24–28
	I	II	III	IV	V	VI



Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm / Schuhgröße 36–40

Langer Fuß: 26–29,5 cm / Schuhgröße 41–45

Farbe



Walnuss

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Gefärbt ohne Einsatz von Chemie

- Mit Naturfarbstoff aus den grünen, fleischigen Schalen der Walnuss (kann Allergene enthalten)
- Keine Verwendung von Beizmitteln
- Gleichmäßiger Farbverlauf



Ausführung



Die Verpackung des BELSANA **evo[®]lution** nimmt die Nachhaltigkeit so ernst wie ihr Inhalt.



Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓
------------------------	-------	---

! Bestellung nur paarweise, keine Einzelstrumpfanfertigung möglich.

! Generell immer ohne Haftband; ein nachträgliches Anbringen eines Haftbands ist nicht möglich.



Der BELSANA **evo[®]lution** besteht zu 54 % aus der Biopolymer-Kunstfaser EVO[®] by Fulgar – diese Faser ist 100 % nachhaltig produziert und 100 % biologischen Ursprungs, da sie aus Rizinusöl hergestellt wird.



Strumpfgarn aus Rizinusöl?

Ja, denn die Rizinuspflanze ist der ideale Rohstofflieferant für nachhaltig produzierte Fasern:

- Nicht essbar für Menschen
- Genügsame Kulturpflanze ohne hohen Wasserbedarf – wächst in dünnen Gebieten, die nicht für die Landwirtschaft genutzt werden können und sonst brach lägen
- Ursprung in Nordafrika, Naher Osten, heute in allen tropischen Zonen
- Keine Verschwendung von Lebensmitteln und Boden
- Pressrückstände dienen als Viehfutter



VERORDNUNGS-
FÄHIG

classic

bewährte Qualität seit 30 Jahren

Klassische Kompressionsstrümpfe,
zeitlos und strapazierfähig

Eigenschaften

- Zuverlässige Kompression für den Alltag
- Angenehmer Tragekomfort und exakte Passform
- Robust und strapazierfähig dank Multifunktionsgarnen
- Große Auswahl an Strumpfausführungen

Material

74% Polyamid, 26% Elastan



Besonders geeignet für

- Männer und Frauen
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Schwaches Bindegewebe
- Patient*innen in Pflegebetreuung



- Patient*innen mit begrenzter Mobilität


Nicht geeignet für

- Lip- und Lymphödem



Größen

cT	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115
cH	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148
cG für A-T & A-G ohne HB	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80
cG für A-G plus	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–88
cG für A-G normal	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–80
cF für A-G plus	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71
cF für A-G normal	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	49–62
cE	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52
cD für A-D plus	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	43–54
cD für A-D normal	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	37–48
cC für A-D plus	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55
cC für A-D normal	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	39–49
cB1 für A-D plus	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43
cB1 für A-D normal	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40
cB	19,5–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41
cA	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	I	II	III	IV	V	VI



Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm

Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

! Wichtiger Hinweis zur Wahl der Plus-Weite

Plus-Weite A–G kann nicht mit Plus-Weite A–D kombiniert werden, für Plus-Weite A–G gelten bei cB1, cC und cD die normalen Maße!

Farben



Mode-Hell



Mode



Diamant*




Nougat*



Anthrazit*



Schwarz




Weiß (ungefärbt)

* Lieferzeit bis 14 Tage, **nur KKL 2.**

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Ausführungen



		Kniestrumpf	Halbschenkelstrumpf	Schenkelstrumpf	Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung (re/li/beidseitig) mit Tunneldurchzug	Strumpfhose mit Panty-Leibteil	Strumpfhose extra weites Leibteil	Herrenstrumpfhose mit Längsschlitz	Einbeinohse (re/li)
Klasse 1 18-21 mmHg	Serie	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
	Maß	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

! Einzelstrumpf Serie (= 1/2 Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

! Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung bei Serie nur mit Tunneldurchzug und in langer Beinlänge erhältlich.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder		
Haftband	A-D	Serie Noppen (3+5 cm) Maß Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm)
	A-G	Serie Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-F, A-G	Maß Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Spitzen (5 cm), Gummi (5 cm)
Leibteile		
Kompressiv	A-T, A-T/U	Maß Durchgehend gestrickt, standardmäßig mit Komfortzwickel, erhältlich nur in KKL 2
Mit Querschlitze	A-T/H	Maß Quer genähter Eingriff, erhältlich nur in KKL 2, nicht bei kompressivem Leibteil erhältlich
Mit Stoma-Öffnung	A-T	Maß Platzierung angeben
Zwickel		
Komfortzwickel	A-T, A-T/U	Maß Doppelnah hinten bis Taille
Offener Schritt	A-T	Maß Ausgesparter Schrittwickel
Verstärkter Schritt	alle Leibteile	Maß Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen		
Offene Spitze	alle	Serie / Maß Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
Geschlossene Softspitze	alle	Serie / Maß Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)
Asymmetrische Softspitze	alle	Maß Entsprechend der Fußform gestrickt, empfohlen bei einer langen Großzehe

VERORDNUNGS-
FÄHIG

classic mit Baumwolle

natürlich auf der Haut

Klassische Kompressionsstrümpfe mit Naturfaser

Eigenschaften

- Robust und strapazierfähig dank hohem Baumwollanteil
- Formstabilen Material
- Angenehm auf der Haut: weiche Baumwolle auf der Innenseite des Strumpfes, vorteilhaft für Allergiker und empfindliche Haut

Material

48% Polyamid, 21% Elastan, 31% Baumwolle



Besonders geeignet für

- Männer und Frauen
- Fortgeschrittenes Venenleiden
- Schwaches Bindegewebe
- Patient*innen, die Strümpfe mit hoher Kompressionswirkung benötigen
- Patient*innen mit empfindlicher Haut und Allergien



- Patient*innen in Pflegebetreuung
- Naturfaser-Liebhaber*innen


Nicht geeignet für

- Lip- und Lymphödem



Größen

cT	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115
cH	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148
cG für A-T & A-G ohne HB	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80
cG für A-G plus	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–88
cG für A-G normal	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–80
cF für A-G plus	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71
cF für A-G normal	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	49–62
cE	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52
cD für A-D plus	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	43–54
cD für A-D normal	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	37–48
cC für A-D plus	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55
cC für A-D normal	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	39–49
cB1 für A-D plus	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43
cB1 für A-D normal	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40
cB	19,5–20	20,1–22	22,1–24,5	24,6–27	27,1–30	30,1–33
cY	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41
cA	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	I	II	III	IV	V	VI



Offene Spitze

Fußlänge: 15–17,5 cm


Geschlossene Spitze

Kurzer Fuß: 22,5–25,9 cm, Schuhgröße 36–40
Langer Fuß: 26–29,5 cm, Schuhgröße 41–45

! Wichtiger Hinweis zur Wahl der Plus-Weite

Plus-Weite A–G kann nicht mit Plus-Weite A–D kombiniert werden, für Plus-Weite A–G gelten bei cB1, cC und cD die normalen Maße!


Farben



* Lieferzeit bis 14 Tage.

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Ausführungen



Klasse 2 23-32 mmHg	Serie	✓	-	✓ **	✓	✓	-	-
	Maß	✓	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Serie	✓	-	✓ **	✓	✓	-	-
	Maß	✓	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓

* Maß-Halbschenkelstrumpf **nur in Kombination mit Noppen-Haftband 5 cm** bestellbar.

** Serien-Schenkelstrumpf **nur in Kombination mit Haftband** (siehe „Zusätzlich wählbar“) bestellbar.

! Einzelstrumpf Serie (= ½ Medizinprodukt): Lieferzeit bis 1 Woche, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.

! Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung bei Serie nur mit Tunneldurchzug und in langer Beinlänge erhältlich.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder		
	Noppen 3 cm mit Silikon	Noppen 5 cm mit Silikon
	Noppen Fleur 5 cm mit Silikon	Gummi 3 cm mit Latex
	Gummi 5 cm mit Latex	
Haftband	A-D Serie / Maß	Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm)
	A-G Serie	Noppen (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-F Maß	Noppen (5 cm)
	A-G Maß	Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Gummi (5 cm)
Hüftbefestigung	A-G/T Maß	Fest angenähter Gurt
Leibteile		
Mit Stoma-Öffnung	A-T Maß	Platzierung angeben
Zwickel		
Verstärkter Schritt	A-T, A-T/U Maß	Verstärktes Material auf der Innenseite des Oberschenkels
Fußspitzen		
Offene Spitze	alle Serie / Maß	Nur in einer Fußlänge erhältlich (s. Größentabelle)
Geschlossene Spitze	alle Serie / Maß	Bei Serie: Kurzer und langer Fuß wählbar (s. Größentabelle)

Flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe

Individuelle Versorgung für spezielle Krankheitsbilder und Patienten-Bedürfnisse

Was sind flachgestrickte Kompressionsstrümpfe?

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe werden, wie der Name schon sagt, flach wie ein Brett und von links nach rechts gestrickt. Darum haben flachgestrickte Strümpfe immer eine sichtbare Naht – über diese wird das zunächst flache Gestrick zum fertigen Strumpf zusammengenäht. Die Maschenzahl ist bei flachgestrickten Kompressionsstrümpfen über die gesamte Strumpflänge variabel, dadurch können spezielle anatomische Körperformen problemlos versorgt werden.

Des Weiteren sind flachgestrickte Strümpfe sehr formstabil. Das muss auch so sein, da sie nach der Manuellen Lymphdrainage den weiteren Lymphabfluss unterstützen und die erneute Zunahme des Ödems verhindern. Der medizinisch korrekte Druckverlauf sowie die hohe Formstabilität des Gestricks sorgen dafür, dass die Lymphe in Richtung der intakten Gefäße befördert wird und mehr Flüssigkeit abtransportiert wird.

Kompressionsklassen (KKL)

Für flachgestrickte Kompressionsstrümpfe gibt es insgesamt vier KKL, von leichter (1) über mittlere (2) und kräftige (3) bis hin zu sehr kräftiger (4) Druckintensität.

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe sind selbstverständlich **verordnungsfähig**.

Schmuckbänder für die Naht – modische Kombinationen für besondere Akzente.

Vielzahl an **individuellen Versorgungen** für obere und untere Extremitäten: Bein- und Armversorgungen, ausschließlich individuelle Maßanfertigung, Sonderausführungen und Zusätze optional wählbar.




BELSANA impuls

Unsere flachgestrickten Kompressionsstrümpfe für die wirksame Ödemtherapie

- Angenehm weiche Naturfaser
- Atmungsaktiv und geruchsneutral
- Klimaregulierend
- Formstabile Mikrofaser

! Weitere Informationen finden Sie im BELSANA impuls Salesfolder.
Bestellbar im BELSANA Kundenservice unter Telefon 0951 309 303 - 0.

Besonderheiten bei BELSANA impuls



Lymphpad strong (gestreift)

Besonders geeignet für Patienten mit extrem weichem Bindegewebe und starken Ödemen.

Das Lymphpad strong fördert den Lymphfluss stärker als gewöhnliche Schaumstoff-Lymphpads. Durch die integrierten Druckzonen, die sich in den Längskanälen befinden, drückt das Lymphpad strong stärker in die Haut als herkömmliche Schaumstoff-Lymphpads und regt somit den Lymphfluss verstärkt an.

Besondere Eigenschaften:

- 3D-Textil mit integrierten Druckzonen und Luftkanälen
- 100% Polyester
- Leicht und atmungsaktiv, dadurch Verringerung von Schweißbildung
- Sehr widerstandsfähig und trotzdem elastisch
- Luftdurchlässig
- Dünn und daher angenehm zu tragen
- Direkter Hautkontakt für bessere Massagewirkung
- Weicher, nahtloser Rand
- Waschbar



Ein Herz für das Selbstmanagement

Patientinnen (denn überwiegend sind Frauen betroffen) mit **Lymph- oder Lipödem** oder sogar beidem sind großem Leidensdruck ausgesetzt. Die Erkrankungen sind **nicht heilbar** und das Lipödem bereitet teils starke Schmerzen, behindert im Alltag und wird **in der Gesellschaft immer noch stigmatisiert**, da es für Laien auf den ersten Blick nicht von Adipositas zu unterscheiden ist.

Mit flachgestrickten Kompressionsstrümpfen kann man die Erkrankungen in der Regel **sehr gut behandeln** und bei täglichem Tragen schnelle Besserung der Symptome erzielen und eine Verschlechterung vermeiden.


Neben dem Tragen der Strümpfe ist auch das **Selbstmanagement sehr wichtig**, das heißt **ausgewogene Ernährung, Bewegung** und vor allem ein **starkes Selbstbewusstsein** für ein **positives Selbstwertgefühl**. Daran soll das eingestrickte Herz, das auch nur für die Trägerin selbst gut sichtbar ist, täglich erinnern. Mit Disziplin und Konsequenz werden Betroffene es schaffen, ihre Beschwerden zu lindern und ihren Leidensdruck zu minimieren.

Das Herz kann in Bein- und Armstrümpfe sowie in Handschuhe eingestrickt werden. Mehr dazu ab Seite 33.

„Nicht verstecken, sondern mit der Mode gehen.“

BELSANA impuls: Modefarben mit silbernem Schmuckband


- Die jährlich wechselnden Modefarben gibt es für Bein- und Zehenversorgungen in der KKL 1 bis KKL 3.
- Nicht für Arm- und Handversorgungen erhältlich.
- Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
- Die Möglichkeit, eine Pelotte oder ein Lymphpad fest in den Futterstoff einzunähen, entfällt.



Silber
auf Modefarbe

Beinstrümpfe messen

- Messen Sie die Beinumfänge **mit Zug**, ausgenommen von cA, cY und cE.
- Verringern Sie den Zug am jeweiligen Abschluss des Strumpfes (AD, AF, AG oder AT), um Abschnürungen zu vermeiden.
- Messen Sie die Umfänge der Punkte cY bis cE im Liegen und die Umfänge der Punkte cF bis cT im Stehen.
- Messen Sie die Längen der Punkte IB bis IE im Liegen und die Längen der Punkte IF bis IT im Stehen.
- Messen Sie die Längen immer an der Innenseite des Beins.
- Messen Sie nicht in einer Hautfalte oder in der Kniekehle.
- Verwenden Sie zum Messen unter Zug das gelbe nicht dehnbare Maßband mit Schlaufe und zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift.



Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
Ⓣ	cT Taille	IT* Messpunkt cT bis Ferse
		sTv Messpunkt cK bis cT (seitlich über den Bauch gemessen)
		sTh Po-Beinfalte bis cT (über die stärkste Stelle einer Gesäßhälfte messen)
ⓗ	cH Hüftumfang, Umfang des Rumpfes an der breitesten Stelle (Gesäß)	IH* Messpunkt cH bis Ferse
Ⓚ	cK Stärkste Stelle auf Höhe des Schritts (rund um den Körper gemessen)	IK Schritt bis Ferse (im Lot messen!)
ⓖ	cG Keine feste Angabe, etwa Oberschenkelende (zwei Finger breit unterhalb des Schrittes)	IG Messpunkt cG bis Ferse
ⓕ	cF Keine feste Angabe, etwa Oberschenkelmitte	IF Messpunkt cF bis Ferse
ⓔ	cE Umfang Kniescheibe-Kniekehle (bei leicht gebeugtem Knie)	IE Messpunkt cE bis Ferse
		ID Messpunkt cD bis Ferse
ⓓ	cD Umfang unter der Kniescheibe, zwei Finger breit unter der Kniekehle	IC Messpunkt cC bis Ferse
ⓐ	cC größter Wadenumfang	IB1 Messpunkt cB1 bis Ferse
ⓑ1	cB1 Umfang in der Mitte von IB und IC am Wadenansatz	IB Messpunkt cB bis Ferse
ⓑ	cB Fesselumfang (schlankeste Stelle Unterschenkel, kleinster Beinumfang)	
Ⓨ	cY Umfang Ferse-Spann (bei maximaler Beugung des Fußes nach oben)	Fußlänge Messpunkt cA bis Ferse
		Gesamtfußlänge Zehenspitze bis Ferse
ⓐ	cA Umfang am Zehenansatz der kleinen Zehe	

Ohne Zug messen!

Ohne Zug messen!


Ohne Zug messen!

Bezeichnungen und Kürzel gemäß der RAL (verbindlich seit 01.07.2002)

* Maßband am Punkt cD und cF am Bein andrücken

Fuß- und Zehenteil messen


- Die Maße des Fußes und der Zehen werden **ohne Zug gemessen** und besonders die Zehenmaße müssen millimetergenau genommen werden.
- Die Zehe Nr. 5 ist nur selten betroffen und wird daher nur bestrumpft, wenn dort ein Ödem vorhanden ist.
- Verwenden Sie zum Messen der Zehenlängenmaße das Zehenlineal.
- Verwenden Sie zum Messen der Zehenumfänge das Zehenmaßband, das Sie einfach um die einzelne Zehe legen können.
- Damit Sie die Längenmaße des Fußes passend zu den Umfangsmaßen nehmen können, sollten Sie die Messpunkte mit dem abwaschbaren BELSANA Hautstift markieren.



Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
Ⓩ	cZ1-cZ5 Umfang Mitte des Nagels	Länge vom Messpunkt cX bis cZ an der Innenseite des Zehs messen. Bei geschlossenen Zehen bis zur jeweiligen Zehenspitze messen (Längenmaß bis in die Schwimmhaut nehmen)
Ⓧ	cX1-cX5 Umfang vom Ansatz des Zehs am Zehengrundgelenk (cX darf nicht kleiner sein als cZ)	
Ⓐ	cA Umfang vom Kleinzehengrundgelenk über das Großzehengrundgelenk	IA-A1 Länge außen vom Kleinzehengrundgelenk bis zum Ansatz des Fußspans IA-A1 Länge innen vom Großzehengrundgelenk bis zum Ansatz des Fußspans
Ⓐ1	cA1 Ansatz des Fußspans (über dem Mittelfuß messen)	

Armstrümpfe messen

- Den Arm auf einer Unterlage leicht angewinkelt auflegen lassen.
- Je nachdem, wie stark der Arm ödematisiert ist, müssen die Umfangmaße **unter Zug** gemessen werden.
- Messen Sie die Länge immer an der Innenseite des Arms.
- Messen Sie nicht in einer Hautfalte.
- Der Messpunkt cG wird am herunterhängenden Arm mit Hilfe eines Blattes unter der Achsel gemessen.
- Verwenden Sie zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift.
- Verwenden Sie zum Messen der Armumfänge unter Zug das gelbe nicht dehnbare Maßband mit Schlaufe.




Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
(H)	Messpunkt Mitte Schlüsselbein	IG-H Umfang cG bis H
(G)	cG Achselhöhle (Blatt unter den Arm schieben, Arm herunterhängen lassen, Messpunkt am oberen Rand des Blattes anzeichnen)	IC-G Umfang cC bis cG
(F)	cF Mitte der Oberarmlänge	IC-F Umfang cC bis cF
(E)	cE über Ellenbogen und Beugefalte im 45°-Winkel	IC-E Umfang cC bis cE
(D)	cD stärkster Umfang des Unterarms	IC-D Umfang cC bis cD
(C1)	cC1 liegt im ersten Drittel zwischen C und E	IC-C1 Umfang cC bis cC1
(C)	cC Umfang zweite Handgelenksfalte	IA-C Umfang cA bis cC (wenn Handteil inkl.)
(X)	cX Umfang Schwimmhaut am Daumengrundgelenk	
(B)	cB Umfang von der Daumenschwimmhaut rechtwinklig zur Handachse	IA-B Umfang cA bis cB
(A)	cA Umfang von Kleinfingergrundgelenk und Zeigefingergrundgelenk	

Ohne Zug messen!

Ohne Zug messen!

Handschuhe messen

- Handschuhe bitte **ohne Zug** messen.
- Beim Messen der Umfangmaße muss die Hand gerade liegen, die Finger sollten leicht gespreizt sein und die Handfläche muss fest auf einer Unterlage aufliegen.
- Längenmaße auf der Handinnenseite messen.
- Beim Handschuh ohne Finger mit Daumenansatz muss der Handschuh über die Fingergrundgelenke reichen.
- Bei ödematisiertem Unterarm sollte ein verlängerter Handschuh (A-F) zur Anwendung kommen.
- Ein Lymphpad für den Handrücken sollte über das Handgelenk gehen (bei der Umfangmessung nicht berücksichtigen).
- Fingerlängen nicht zu kurz abmessen. Eine kurze Fingerversorgung ist nur bei Narbenversorgung sinnvoll, aber dennoch mindestens bis kurz über das Fingermittelglied.
- Für eine millimetergenaue Messung verwenden Sie bitte das Fingermaßband und Fingerlineal.
- Verwenden Sie zum Markieren der Messpunkte den abwaschbaren BELSANA Hautstift.



Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
(Z)	cZ Umfang Anfang Nagel/Nagelbrett	IX-Z Umfang cX bis cZ
(Y)	cY Umfang Fingermittelglied	
(X)	cX Umfang Schwimmhaut am Finger- und Daumengrundgelenk (cX darf nicht kleiner sein als cY und cZ)	
(A)	cA Umfang von Kleinfingergrundgelenk und Zeigefingergrundgelenk	
(B)	cB Umfang von der Daumenschwimmhaut rechtwinklig zur Handachse	IA-B Umfang cA bis cB
(C)	cC Umfang zweite Handgelenksfalte	IA-C Umfang cA bis cC
(C1)	cC1 Umfang liegt mindestens im ersten Drittel zwischen C und D	IA-C1 Umfang cA bis cC1
(D)	cD Stärkster Umfang des Unterarms	IA-D Umfang cA bis cD

VERORDNUNGS-
FÄHIG

impuls

BEIN

klimaregulierend, angenehm zu tragen

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe
mit natürlichen Eigenschaften der Merinowolle



Besonders geeignet für

- Patient*innen mit Lymph- und Lipödemen
- Patient*innen mit Verbrennungen
- Narbenbehandlung




Eigenschaften

- Kombination aus natürlicher Hochleistungs-faser vom Merino-Schaf und moderner Hightech-Mikrofaser
- Hervorragende Formstabilität
- Atmungsaktiv und feuchtigkeits-regulierend
- Kühlend im Sommer, wärmend im Winter
- Robust, stark belastbar und geruchsneutral
- Hautfreundlich und angenehm weich durch feinste Faserstruktur

Material

64% Polyamid (Mikrofaser), 23% Elastan, 13% Merino

Farben



! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.



Plus aktuelle Modefarben in KKL 1 bis KKL 3

Keine Mehrkosten, Lieferzeit bis 14 Tage, kein Rückgaberecht, kein Umtausch.
Siehe Modefarben-Farbkarte oder www.belsana-apotheken.de

Zusätzlich wählbar


	€/Stück, HMV-Nr.	Ausführung	Beschreibung
Schmuckbänder	3,95	alle außer A-T/H, A-T/E und Zehenkappe	Naht mit Muster in Kroko, Bronze, Python, Rubin und Silber (festgelegte Farbkombinationen wie abgebildet, Modefarben jährlich wechselnd)




	Ausführung	Beschreibung
Haftbänder/Bund	A-B1	Noppen (3 cm), Gummi (3 cm)
	A-D	Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm)
	A-G, B-G, C-G	Noppen (5 cm), Noppen Fleur (5 cm), Gummi (5 cm)
	A-B1, A-D, A-G, B-G, C-G	Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (5 cm)



Ausführungen



		ohne Haftband	ohne Haftband	ohne Haftband	mit Hüftbefest. (re/li/beidseitig)	mit Panty-Leibteil	extra weites Leibteil	mit Längsschlitz und Reißverschluss	(re/li)
Klasse 1 18-21 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 4 > 49 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



		ohne Haftband	ohne Haftband				(offen/geschlossen)
Klasse 1 18-21 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 4 > 49 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓	-

! Achtung: Alle oben angegebenen Preise beziehen sich auf die jeweilige Ausführung mit offener Fußspitze und geradem Bein-Abschluss. Gemäß den Empfehlungen der Bufa werden jedoch **standardmäßig alle BELSANA impuls Ausführungen mit asymmetrischer offener Fußspitze und schrägem Bein-Abschluss (Laterale Erhöhung)** gefertigt, da dies den Lymphfluss fördert. Die Preise hierfür ergeben sich aus dem jeweiligen obenstehenden Preis zuzüglich der jeweiligen Preise für die Zusätze (asymmetrische Fußspitze, Laterale Erhöhung) – siehe „Zusätzlich wählbar“ auf Seite 38.

Das besondere Extra



Beispiel in Cream

Ausführung	Beschreibung
Eingestricktes Herz A-D, A-G, A-T, A-T/U	Am Beinstrumpf gegenüber der Links-/Rechtsmarkierung (auf der gegenüberliegenden Seite der Naht, aus Sicht der Trägerin/des Trägers)

! Wichtig: Das Herz kann nicht bei zweiteiligen (Kombinations-)Versorgungen eingestrickt werden.

Weitere Zusätze auf Seite 38

VERORDNUNGS-
FÄHIG

impuls

ARM

klimaregulierend, angenehm zu tragen

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe
mit natürlichen Eigenschaften der Merinowolle



Besonders geeignet für

- Patient*innen mit Lymph- und Lipödemen
- Patient*innen mit Verbrennungen
- Narbenbehandlung




Eigenschaften

- Kombination aus natürlicher Hochleistungs-faser vom Merino-Schaf und moderner Hightech-Mikrofaser
- Hervorragende Formstabilität
- Atmungsaktiv und feuchtigkeits-regulierend
- Kühlend im Sommer, wärmend im Winter
- Robust, stark belastbar und geruchsneutral
- Hautfreundlich und angenehm weich durch feinste Faserstruktur

Material

70% Polyamid (Mikrofaser), 17% Elastan
13% Merino

Farben



! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Zusätzlich wählbar


Ausführung	Beschreibung
Schmuckbänder C-G	Naht mit Muster in Kroko, Bronze, Python, Rubin und Silber (festgelegte Farbkombinationen wie abgebildet)



Ausführung	Beschreibung
Haftbänder/Bund alle außer A-H und C-H	Noppen (3+5 cm), Gummi (3+5 cm) Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (5 cm)



Ausführungen



**Unterarm
A-D**

ohne Daumen



**Oberarm
A-F**

ohne Daumen



**Oberarm
A-G**

ohne Daumen




**Oberarm mit
Schulterkappe A-H**


ohne Daumen

mit Hand


Klasse 1 18-21 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓



**Unterarm
C-D**



**Unterarm
C-E**



**Oberarm
C-F**



**Oberarm
C-G**

ohne Haftband



**Oberarm mit
Schulterkappe
C-H**



**Ellenbogen
D-G**

ohne Hand

Klasse 1 18-21 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓	✓

! Achtung: Alle oben angegebenen Preise beziehen sich auf die jeweilige Ausführung mit geradem Arm-Abschluss. Gemäß den Empfehlungen der Bufa werden jedoch **standardmäßig alle BELSANA impuls Ausführungen mit schrägem Arm-Abschluss (Laterale Erhöhung)** gefertigt, da dies den Lymphfluss fördert. Die Preise hierfür ergeben sich aus dem jeweiligen obenstehenden Preis zuzüglich der jeweiligen Preise für den Zusatz (Laterale Erhöhung) – siehe „Zusätzlich wählbar“ auf Seite 39.

Das besondere Extra



Beispiel in Cream

Eingestricktes Herz

Ausführung

A-D, A-F,
A-G, C-D, C-G

Beschreibung

Am Armstrumpf auf der Arminnenseite unterhalb des Abschlusses (aus Sicht der Trägerin/des Trägers)

! Wichtig: Das Herz kann nicht bei zweiteiligen (Kombinations-)Versorgungen eingestrickt werden.

Weitere Zusätze auf Seite 39

VERORDNUNGS-
FÄHIG

impuls

HAND

klimaregulierend, angenehm zu tragen

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe
mit natürlichen Eigenschaften der Merinowolle



Besonders geeignet für

- Patient*innen mit Lymph- und Lipödemen ✓
- Patient*innen mit Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Eigenschaften

- Kombination aus natürlicher Hochleistungsfaser vom Merino-Schaf und moderner Hightech-Mikrofaser
- Hervorragende Formstabilität
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Kühlend im Sommer, wärmend im Winter
- Robust, stark belastbar und geruchsneutral
- Hautfreundlich und angenehm weich durch feinste Faserstruktur

Material

70% Polyamid (Mikrofaser), 17% Elastan
13% Merino

Farben



Cream



Toffee



Earl-Grey




Mocca



Blau



Schwarz



Weiß (farbstofffrei)

! Strumpffarben im Druck nicht farbverbindlich.

Zusätzlich wählbar

	Ausführung	Beschreibung
Bund	alle außer Fingerling	Elastischer Abschlussbund ohne Beschichtung (5 cm)

Ausführungen



Handschuh		Handschuh ohne Daumen	Handschuh mit Daumenansatz	Handschuh mit Fingern <small>(offen/geschlossen)</small>	Fingerling <small>(offen/geschlossen)</small>
Klasse 1 18-21 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓
Klasse 2 23-32 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓
Klasse 3 34-46 mmHg	Maß	✓	✓	✓	✓

Das besondere Extra



Beispiel in Cream

Ausführung	Beschreibung
Eingestricktes Herz	A-C1 Am Handschuh unterhalb Links-/Rechtsmarkierung (aus Sicht der Trägerin/des Trägers)

! Wichtig:
Das Herz kann nur eingestrickt werden, wenn die Mindestschafthlänge des Handschuhs von 6 cm (Angabe ohne Haftband) eingehalten wird. Bei Abweichung ist ein Einstricken nicht möglich. Fehlendes Einstricken aufgrund von Nichteinhaltung der Mindestschafthlänge stellt keinen Reklamationsgrund dar! Das Herz kann nicht bei zweiteiligen (Kombinations-)Versorgungen eingestrickt werden.

Weitere Zusätze auf Seite 39



	Ausführung	Beschreibung
Haftstücke		
Haftstücke	alle	Noppen (3+5 cm), bei A-D: längs, quer, variable Länge oder $\frac{3}{4}$ cD Umfang; bei A-G: längs, quer, variable Länge oder $\frac{3}{4}$ cG Umfang
Haftfolien	alle	2 Stück á 5 cm x 6 cm, bei A-D: längs, quer, variable Länge oder $\frac{3}{4}$ cD Umfang; bei A-G: längs, quer, variable Länge oder $\frac{3}{4}$ cG Umfang
Fuß		
Geschlossene Spitze	alle	-
Asymmetrischer Fuß offen	alle	Anatomische Fußform angepasst für besseren Lymphfluss
Asymmetrischer Fuß geschlossen	alle	Anatomische Fußform angepasst für besseren Lymphfluss
Mit Steg	B-T, B-G	Gummiband zur Fixierung des Strumpfes
90° Ferse	alle mit Fuß	Fußform im 90° Winkel für reduzierte Faltenbildung am Spann
Bein		
Laterale Erhöhung	A-B1, A-D, A-G, B-G, C-G	Erhöhung Bein-Außenseite (A-B1, A-D: 3 cm / A-G, B-G, C-G: 5 cm) für besseren Lymphfluss
Oberbeinerhöhung	A-G, B-G, C-G	Erhöhung Oberschenkel-Vorderseite (5 cm)
Anatomisches Knie	ab A-G	Einkehren am Knie
Stumpf	alle	Für Patienten mit Beinamputation
Leibteile		
Slipform	alle Leibteile	Erhöhung Leibteil-Außenseite (5 cm) für besseren Lymphfluss
Elastisches Taillenband	alle Leibteile	Weiches, anschmiegsames Taillenband (5 cm), mit oder ohne Noppenbeschichtung, verhindert unangenehmes Umrollen
Mit Längsschlitz	alle Leibteile	Längs genähter Eingriff mit Reißverschluss
U-Leibteil	alle Leibteile	Extra weites Leibteil
Zwickel		
Atmungsaktiv	alle Leibteile außer A-T/E	Schrittzwickel mit luftdurchlässiger Perforation
Kompressiv	alle Leibteile	Doppellagiges Gestrick für erhöhte Kompression im Schritt
Offener Schritt	A-T, B-T, C-T, E-T, F-T	Ausgesparter Schrittzwickel
Reißverschlüsse (inkl. Hakenband)		
Kurz	A-D	Kurzer Reißverschluss, Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Lang	A-G, B-G, C-G	Langer Reißverschluss, Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Im Leibteil	alle Leibteile	Individueller Reißverschluss, Platzierung links und/oder rechts in der Naht oder mittig
Pelotten/Pads		
Schaumstoff-Lymphpad DIN A4-Blatt	alle	Schaumstoff-Pad mit Profil für verbesserten Lymphfluss und punktuelle Druckerhöhung, DIN A4-Blatt
Schaumstoff-Lymphpad oder Pelotte fest in Futterstoff eingenäht	alle außer in Modifarben und in Weinrot	Schaumstoff-Pad oder Silikonpelotte auf Strumpffinnenseite in Futterstoff eingnäht
Schaumstoff-Lymphpad oder Pelotte in angenähter Tasche	alle	Schaumstoff-Pad oder Silikonpelotte in angenähter Tasche integriert, herausnehmbar
Lymphpad strong fest in Strumpf eingnäht	alle außer in Modifarben und in Weinrot	Atmungsaktives Lymphpad mit integrierten, besonders starken Druckzonen für einen noch besseren Lymphfluss, fest in Strumpf eingnäht, direkter Hautkontakt, 100% Polyester
Knöchelpelotte fest in Strumpf eingnäht oder in eingnähter Tasche	alle	Geformte Silikonpelotte (groß oder klein) zur Druckerhöhung am Knöchel (innen, außen oder beidseitig einsetzbar)
Futterstoff einnähen	alle	Eingnähter Stoff auf Strumpffinnenseite für verbesserten Tragekomfort, z. B. in der Kniebeuge

	Ausführung	Beschreibung
Haftstücke und Halterungen		
Haftstücke	alle	Noppen (3+5 cm), bei A-G: längs, quer, variable Länge oder ¾ cG Umfang
Haftfolien	alle	2 Stück á 3 cm x 4 cm, bei A-G: längs, quer, variable Länge oder ¾ cG Umfang
BH-Halterung	A-H, C-H	Zum Einhängen in BH-Träger oder mit Klettverschluss
Arm		
Laterale Erhöhung	alle	Erhöhung Arm-Außenseite (3 cm) für besseren Lymphfluss
Stumpf	alle	Für Patienten mit Armamputation
Hand / Finger		
Smartphone-Finger	A-C1, A-D, A-F, A-G, A-H	Integrierter Spezialfaden in Daumen und Zeigefinger zur Bedienung von Smartphones, für geschlossene Finger
Anti-Rutsch-Beschichtung	A-C1, A-D, A-F, A-G, A-H	Silikonfreie Beschichtung auf Handinnenfläche, Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger für einen sicheren Griff
Reißverschlüsse (inkl. Hakenband)		
Kurz	A-D, C-D, C-E	Kurzer Reißverschluss, Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Lang	A-F, A-G, C-F, C-G	Langer Reißverschluss, Platzierung innen, außen oder in der Naht möglich
Im Handschuh	A-C1	Kurzer Reißverschluss auf dem Handrücken oder in der Naht möglich
Pads		
Schaumstoff-Lymphpad DIN A4-Blatt	alle	Schaumstoff-Pad mit Profil für verbesserten Lymphfluss und punktuelle Druckerhöhung, DIN A4-Blatt
Schaumstoff-Lymphpad fest in Futterstoff eingenäht	alle	Schaumstoff-Pad auf Strumpffinnenseite in Futterstoff eingenäht
Schaumstoff-Lymphpad in angenähter Tasche	alle	Schaumstoff-Pad in angenähter Tasche integriert, herausnehmbar
Lymphpad strong fest in Strumpf eingenäht	alle	Atmungsaktives Lymphpad mit integrierten, besonders starken Druckzonen für einen noch besseren Lymphfluss, fest in Strumpf eingenäht, direkter Hautkontakt, 100% Polyester
Futterstoff einnähen	alle	Eingenähter Stoff auf Strumpffinnenseite für verbesserten Tragekomfort

* Bitte entnehmen Sie die Hilfsmittelnnummern den einzelnen Krankenkassenverträgen.

! Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ein Login – alle unsere Dienste

BOB (BelsanaOnlineBestellen)

Sie haben auf www.belsana-apotheken.de

mit Ihrer Kundennummer und Ihrem Passwort Zugang:

- Zum Online-Bestellsystem BOB (BelsanaOnlineBestellen)
- Zu Apotheken Fach-Informationen
- Zu Bildmaterialien für individuelle BELSANA Werbung sowie zu digitaler Werbung und Videos für Apotheken-Screens
- Zur VenenFachCenter-Lounge


Vorteile von BOB

- Komfortable Bestellung von kompressiven Strümpfen (Stütz), medizinischen Kompressionsstrümpfen sowie Artikeln aus unserem Zubehör- und Pflegesortiment
- Vereinfachte Größenermittlung
- Einfache Kundenverwaltung und Nachbestellung
- Weniger fehlerhafte Bestellungen
- Weniger Retaxationen durch die Krankenkasse
- Bequemes Retourenmanagement
- Inklusive Patienten- und Bestelldaten-Archivierung
- Unterstützende Personal-, Patienten- und Arztinformationen
- Anwenderbetreuung durch BELSANA

ZENTRAL
EINFACH
SCHNELL



Bei allen Bestellungen von
medizinischen Kompressions-
strümpfen über BOB erhalten
Sie 5 % Sofortrabatt!



Änderungs- und Reparaturservice

Fachgerechte Arbeiten an medizinischen Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen

Die Reparaturen und Änderungswünsche werden durch **ausgebildete Fachkräfte** vorgenommen.

Reparaturen können nur unter Vorbehalt durchgeführt werden (bis zu einer Größe von zwei bis drei Maschen breit. Die Maschenlänge bleibt unberücksichtigt).

Reparaturen bei Maß und Serie werden **innerhalb von 6 Monaten kostenlos** durchgeführt. **Nach Ablauf von 6 Monaten** sind Reparaturen **kostenpflichtig** (s. Tabelle unten) und **nach Ablauf von 12 Monaten nicht mehr möglich**.

Geänderte Serienstrümpfe können nicht mehr retourniert werden.

Aus hygienischen Gründen kann eine **Reparatur oder Änderung nur an ungetragener oder gewaschener Ware** vorgenommen werden.

Änderungen an Serien- oder Maßstrümpfen können **nur innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt der Ware** vorgenommen werden.

Bei herstellungsbedingten Mängeln erhalten Sie innerhalb der Garantiezeit einen kostenlosen Ersatz.

Bitte senden Sie die Strümpfe ohne Verpackung ein.

Leistungen	Preis
Haftband anbringen / ändern / erneuern	11 €/Stück
Hüftbefestigung entfernen und Haftband anbringen	16,50 €/Stück
Reparieren innerhalb von 6 Monaten	kostenlos
Reparieren nach Ablauf von 6 bis max. 12 Monaten	8 €/Stück
Strümpfe kürzen und Haftband anbringen	16,50 €/Stück
Umfärben (Möglichkeiten auf Anfrage)	10 €/pauschal
Schritt verstärken (Beininnenseite)	18 €/Stück
Geschlossene Spitze kürzen	11 €/pauschal

NEU

Retourenregelung



Rücksendungen

Bei Rücksendungen bitte immer den **Rücksendeschein** (unter <https://bob.belsana-apotheken.de/reklamation/>) **ausfüllen, ausdrucken und beilegen. WICHTIG: Bitte vermerken Sie auf dem Rücksendeschein die Rechnungs-, Lieferschein- oder Auftragsnummer!**

Warenrücksendungen ohne eine der oben genannten Bezugsnummern werden nur noch mit maximal 70 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Dies gilt vorbehaltlich weiterer Abschläge aufgrund Zustand und Bezugszeitpunkt der retournierten Ware.

Rücksendung über Großhandel

Ware, die über den Großhandel bezogen wurde, muss über den Großhandel retourniert werden. Der zu erstattende Betrag wird dann dem Großhandel gutgeschrieben.

Ausschluss

Maßanfertigungen, Abverkaufsartikel, Einzelstücke, verfallene Ware und bereits getragene oder einmalig anprobierte Strümpfe sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Medizinische Kompressionsstrümpfe und kompressive Strümpfe in **Modifarben** sind ebenfalls grundsätzlich **von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.**

Porto

Rücksendungen müssen **ausreichend frankiert** werden. Bei nicht ausreichend frankierten Retouren behalten wir uns die Weiterberechnung des Nachentgeltes bzw. die Annahmeverweigerung vor.

Gutschriften

Gutschriften erfolgen **zur Verrechnung** mit weiteren Bestellungen.

Rücknahme

Rücknahme von **originalverpackter, ungetragener, ungeänderter und unbeschädigter Ware** ab Kaufdatum:

- bis 1 Jahr** ➡ **100 % Erstattung**
- bis 2 Jahre** ➡ **50 % Erstattung**
- über 2 Jahre** ➡ **keine Erstattung**

Reparaturen

Aus hygienischen Gründen kann eine Reparatur oder Änderung **nur an ungetragener oder gewaschener Ware** vorgenommen werden. Reparaturen bei Maß und Serie werden innerhalb von 6 Monaten kostenlos durchgeführt. Nach Ablauf von 6 Monaten sind Reparaturen kostenpflichtig und nach Ablauf von 12 Monaten ausgeschlossen.

Stand Februar 2023

Dieses Druckerzeugnis wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch sind Druckfehler und Irrtümer nicht auszuschließen und daher alle Preise und Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich zwischenzeitlicher und künftiger Änderungen zu verstehen.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeines

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Rechte und Pflichten aus den Geschäftsbeziehungen mit uns dürfen auf Dritte nicht übertragen werden.

Preise und Versand

Die Preise gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, ab Werk, ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrabgaben und Verpackung zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. **Medizinische Kompressionsstrümpfe liefern wir frei Haus.**

Für alle anderen Produkte werden innerhalb Deutschlands pro Sendung Versandkosten wie folgt berechnet:

- **5,90 €** bei einem Nettowarenwert **bis 180,- €**
- **kostenfrei** bei einem Nettowarenwert **über 180,- €**

Bei einer Erhöhung der Versandkosten des Paketdienstleisters behalten wir uns eine Anpassung vor. Teillieferungen erfolgen portofrei. Für Nachnahmesendungen und für vom Käufer beauftragte Expresslieferungen wird ein Aufpreis berechnet.

Lieferung und Abnahme

Lieferungen werden so zügig wie möglich ausgeführt. Angaben von Lieferfristen bleiben jedoch unverbindlich, solange sie nicht schriftlich vereinbart und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist als eingehalten, wenn die Versendung ohne unser Verschulden unmöglich ist. Handelsübliche Teillieferungen sowie Abweichungen von den Bestellmengen sind zulässig. Wir wählen Verpackung, Versandweg und Versandart nach eigenem Ermessen. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Käufer über.

Zahlung

Innerhalb Deutschlands ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen mit 2% Skonto innerhalb von sieben Tagen, mit 1% Skonto innerhalb von 15 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und Rechnungsdatum zahlbar, bei SEPA-Basislastschriftverfahren werden 3% Skonto gewährt und es werden alle fälligen Außenstände des Monats frühestens am 3. Arbeitstag des Folgemonats eingezogen (Pre-Notification). Bei einer Lieferung per Nachnahme wird kein Skonto gewährt. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung. Schecks werden

nur erfüllungshalber angenommen, die damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Zahlungsverzug hat die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Bei Verzug ist der offene Betrag mit 9%-Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen und wir sind berechtigt, bei Folgelieferungen Vorkasse zu verlangen. Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind nur wegen von uns anerkannter, nicht bestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen des Käufers statthaft.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollen Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Gegenständen Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche, wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen, ist der Käufer nicht berechtigt. Entsprechendes gilt auch in Ansehung der gemäß nachfolgendem Satz abgetretenen Forderungen.

Der Käufer tritt hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen Ansprüchen gegen seine Kunden an uns ab; wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung der fälligen Vergütung, sind wir berechtigt zu verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt; außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Verarbeitung und Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten

unsere Gesamtforderungen um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Stelle sind uns unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Käufers, soweit sie nicht von Dritten getragen werden.

Gewährleistung

Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Lieferung uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln sind Mängelrügen unverzüglich nach Kenntnis des Mangels schriftlich geltend zu machen. Sollten unsere Waren fehlerhaft sein, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung verpflichtet. Unser Recht, die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Im Falle der Ersatzlieferung sind die mangelhaften Waren auf unser Verlangen nach Rücksprache mit unserer Retourenabteilung zurückzusenden. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung bzw. der Ersatzlieferung ist der Kunde berechtigt nach seiner Wahl die Vergütung für die mangelhaften Waren zu mindern oder von dem Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Ware mangelhaft ist. Für das Rücktrittsrecht und die Minderung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Ist ein wesentlicher Mangel, der die Gebrauchsfähigkeit der vertragsgegenständlichen Waren beeinträchtigt auf ein Verschulden unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen, kann der Kunde Schadensersatz nach Maßgabe des Abschnitts dieser AGB mit der Überschrift "Haftung" verlangen.

Umtausch und Rücksendungen mangelfreier Waren

Ein Umtausch mangelfreier Ware erfolgt ausschließlich aus Kulanz im Einzelfall und nur bei unbenutzter Ware in der Original-Verpackung. Nicht mehr aktuelle Ware bzw. Verpackungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, Rücksendungen abzulehnen. Akzeptieren wir Retouren, die nicht den Rücksendebedingungen entsprechen, behalten wir uns vor, für die Bearbeitung der Retoure ein Entgelt in Höhe von 30% des Nettowarenwertes der Retoure zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers. Maß- und Sonderausführungen sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Haftung

Wir haften auf Schadensersatz aus jeglichem Rechtsgrund der Höhe nach entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen: Wir haften soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder

Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Diese Beschränkung der Haftung gilt nicht für: (1) Schäden aus der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit, (2) Schäden die auf ein schwerwiegendes Organisationsverschulden unsererseits zurückzuführen sind, (3) Schäden die durch das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit oder die durch arglistiges Verschweigen eines Mangels unsererseits entstehen, (4) die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir, wenn keiner der unter (1) bis einschließlich (4) genannten Fälle gegeben ist, der Höhe nach begrenzt auf den voraussehbaren, vertragstypischen Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

Händlerpflichten

Die nach der EU-Medizinprodukteverordnung geltenden Vorgaben zu Händlerpflichten und dem Zusammenwirken der Wirtschaftsakteure in der Lieferkette (nähere Informationen finden Sie auch auf belsana-apotheken.de nach dem Login unter „MDR / Rechtliches“) sind Bestandteil der zwischen dem Käufer und BELSANA vereinbarten vertraglichen Rechte und Pflichten.

Höhere Gewalt

Unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von unseren Leistungspflichten.

Verjährung

Gewährleistungsansprüche verjähren in einem Jahr ab Lieferung, soweit nicht gesetzlich zwingend eine längere Gewährleistungspflicht gilt. Insbesondere – aber nicht nur – Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß (1) bis einschließlich (4) des Abschnitts "Haftung" verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

Datenschutz

Alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch BELSANA Medizinische Erzeugnisse finden Sie unter www.belsana-apotheken.de/datenschutz.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Die Parteien vereinbaren als Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis Bamberg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bamberg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechtes (CISG).

Das können Sie erwarten

Sie und die Bedürfnisse Ihrer Kunden stehen bei uns an erster Stelle!

Mit BELSANA setzen Sie auf einen verlässlichen und starken Partner im Apothekenmarkt. Seit über 30 Jahren unterstützen wir Apotheken bei der Versorgung von Venenpatienten mit medizinischen Kompressionsstrümpfen. Zusätzliches Umsatzpotenzial bieten unsere kompressiven Strümpfe (Stütz) vorbeugend gegen Beschwerden wie geschwollene Beine, Besenreiser, Krampfadern und Thrombose. Praktisches Zubehör wie Anziehhilfen und Pflegeprodukte sowie attraktive Serviceleistungen und (Online-)Fortbildungsmöglichkeiten runden unser Angebot ab.



Maßanfertigung

Kompressionsstrümpfe in Seriengrößen und nach Maß für individuelle Kundenbedürfnisse



Kompetente Beratung

BELSANA Kundenservice Deutschland

montags bis freitags von 8.00 -18.00 Uhr

Telefon 0951 309303-0

Telefax 0951 309303-450

E-Mail service@belsana.de



Kundenservice Österreich: Ofa Austria

montags bis donnerstags von 8.00–16.00 Uhr

freitags von 8.00–13.00 Uhr

Lieferauskünfte:

montags bis freitags von 8.00–12.00 Uhr

Telefon +43 662 450229

Telefax +43 662 451196

E-Mail service@belsana.at



Lieferung & Retouren

Schnellstmögliche Lieferung bei Serie und Maß

1 Jahr Rückgaberecht (s. Retourenregelung)

Medizinische Kompressionsstrümpfe werden frei Haus geliefert



Online-Bestellsystem BOB

BELSANA medizinische Kompressionsstrümpfe mit 5%-Sofortrabatt online bestellen auf

www.belsana-apotheken.de



Service

Vielfältige Verkaufsunterstützung z. B.

Dekomaterial, Werbemittel, Arbeitsmittel ...



Weiterbildung

BELSANA Akademie mit großem

Seminar- und Fortbildungsangebot

Webinare und E-Learnings

www.belsana-apotheken.de/weiterbildung



BELSANA Medizinische Erzeugnisse

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana-apotheken.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH

Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg



Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20

D-96052 Bamberg

