



**JOBST**®



## **Sortimentsübersicht**

[www.jobst.de](http://www.jobst.de) & [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)





Entdecken Sie den JOBST eShop  
[eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



## Willkommen auf Campus!

Unserem Angebot für hochwertige Fort- und Weiterbildungen rund um die Produktvielfalt von Essity. Praktische Anwendungstipps & Tutorials, spannende Veranstaltungen, Online- & Präsenz-Schulungen.

Besuchen Sie uns auf [www.campus.hm.essity.com](http://www.campus.hm.essity.com)



## Wir laden Sie zu unseren Fortbildungen ein!

In wenigen Schritten können Sie sich direkt anmelden

- 1 Wählen Sie **Fortbildung & Veranstaltungen** oder **Online** für die gewünschte Form der Fortbildung.
- 2 Wählen Sie eine Marke und entscheiden Sie sich für den gewünschten Therapiebereich.

VERANSTALTUNGEN			
<input type="button" value="Alle Marken"/> <input type="button" value="Alle Therapien"/> <input type="button" value="Alle Länder"/>			
Termine	Marke	Therapiebereich	Titel
Datum Uhrzeit (+1 Termine)	ESSENTIA	Lymphologie	Refresher Lymphologie- 1 Tag
Datum Uhrzeit (+2 Termine)	ESSENTIA	Lymphologie	Lymphologie Aufbau-seminare 2-tägig

- 3 Per Klick auf die gewünschte Fortbildung gelangen Sie direkt zur Anmeldung.

**Wir freuen uns auf Sie!**



## JOBST Xpert Voice®

Jetzt wird der Bestellprozess noch einfacher - mit der sprachgesteuerten Maßeingabe im JOBST eShop. Alles, was Sie benötigen: ein Maßband, ein Smartphone\* und Ihre Stimme.

Registrierung unter [eshop.jobst.de](https://eshop.jobst.de)



Video entdecken



## Alle Vorteile vom JOBST eShop auf einen Blick

Bei Fragen erreichen Sie unser Team Digital unter 02822 / 607 - 360



Sofortiger Aufruf Ihrer Kostenvoranschläge



1% elektronischer Bestellrabatt auf alle Produkte



Voll-digitale Dokumentation aller Maße



Intelligente Verwaltung von Patient\*innen



Zeiteffiziente Folgebestellungen



Nutzung der sprachgesteuerten Maßeingabe JOBST Xpert Voice®: Hände frei für das Messen und mehr Zeit für die Beratung von Patient\*innen



Keine Fehler oder Rückfragen in der Konfiguration



Kompatibel mit allen Endgeräten, optimal für unterwegs

\*Für die optimale Nutzung empfehlen wir Ihnen eine passende Handgelenkshalterung. Sie können JOBST Xpert Voice® auch mit dem Laptop / PC verwenden. Nutzen Sie dazu ein Headset.

# ALLE INHALTE AUF EINEN BLICK

<b>Vorstellung</b> .....	Seite 4
<b>Kundenservice</b> .....	Seite 7
<b>1. Beratung</b>	
1.1 Produkte und Eigenschaften .....	Seite 8
1.2 Versorgungsvarianten.....	Seite 10
1.3 Haftbandvarianten .....	Seite 13
1.4 Indikationsübersicht Rundstrick .....	Seite 14
1.5 Indikationsübersicht Flachstrick .....	Seite 16
1.6 Beratungsansätze.....	Seite 18
<b>2. Medizinische Kompressionsstrümpfe Rundstrick</b>	
2.1 JOBST Opaque .....	Seite 20
2.2 JOBST UltraSheer .....	Seite 24
2.3 JOBST Maternity Opaque .....	Seite 28
2.4 JOBST forMen Ambition .....	Seite 32
2.5 JOBST forMen Explore .....	Seite 34
2.6 JOBST Classic .....	Seite 36
2.7 JOBST Bellavar® .....	Seite 40
2.8 JOBST Basic .....	Seite 44
<b>3. Medizinische Kompressionsstrümpfe 2in1-Kompressionssystem</b>	
3.1 JOBST UlcerCARE .....	Seite 48
<b>4. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick</b>	
4.1 JOBST Confidence .....	Seite 52
4.2 JOBST Elvarex® untere Extremitäten.....	Seite 56
4.3 JOBST Elvarex® obere Extremitäten .....	Seite 62
4.4 JOBST Elvarex® Plus .....	Seite 66
4.5 JOBST Elvarex® Soft .....	Seite 68
4.6 JOBST Elvarex® Soft Seamless .....	Seite 72
4.7 JOBST Relax .....	Seite 74
<b>5. SupportWear - Stützstrümpfe</b>	
5.1 JOBST Travel .....	Seite 76
5.2 JOBST Sport .....	Seite 77
5.3 JOBST Maternity .....	Seite 78
<b>6. Anziehhilfen, Pflege und Zubehör</b>	
6.1 JOBST Anziehhilfen .....	Seite 81
6.2 An- und Ausziehhilfen von Arion .....	Seite 82
6.3 JOBST Hautpflege .....	Seite 84
6.4 JOBST Zubehör .....	Seite 85
<b>7. Kompressionsbinden</b>	
7.1 Kurzzugbinden, 2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset .....	Seite 86
<b>8. Verordnung</b>	
8.1 Ärztliche Verordnung.....	Seite 90
8.2 Kompressionsklassen, Indikationen, Kontraindikationen .....	Seite 92
8.3 Positionsnummern Rundstrick.....	Seite 93
8.4 Positionsnummern Flachstrick.....	Seite 94
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b> .....	Seite 96



# WIR STELLEN UNS VOR

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seit dem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödemen zu verbessern.

## Wir sind Essity

Zusammen sind wir Leukoplast®, Cutimed®, Delta-Cast®, Actimove®, JOBST®, TENA® und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeit). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen wollen wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.



## Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund\*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

[www.essity.de/nachhaltigkeit](http://www.essity.de/nachhaltigkeit)



## Wir möchten die Lebensqualität verbessern

Die Bonner Venenstudie\* der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie belegt nachdrücklich die hohe Relevanz venöser Erkrankungen. Ebenso stehen lymphologische Erkrankungen und das Lipödem im medizinischen Fokus. Die Chance das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen, bietet jedes Jahr der Welt-Lymphödem-Tag am 6. März und der im Zeichen der Lipödem-Aufklärung stehende Monat Juni. Ziel ist es beide Indikationen zu einer weltweiten Priorität zu machen. JOBST unterstützt beide Initiativen mit der Online-Plattform LymphCare.

[www.lymphcare.com](http://www.lymphcare.com)



## Unser Beitrag für eine vielfältige Forschung

Die Behandlung phlebologischer und lymphologischer Krankheitsbilder sowie von Lipödemem mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist hoch effektiv. Gleichzeitig ist die fortwährende Forschung für ein immer tieferes, medizinisches Verständnis der Indikationen enorm wichtig. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie haben wir deshalb den JOBST Forschungspreis ausgeschrieben.



## Unsere Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben

Kompressionsstrümpfe sollen in Position bleiben ohne einzuengen. JOBST SoftFit ist unser einzigartig haftender Abschlussbund für spürbar mehr Komfort. Unsere jüngste Innovation trägt den Namen JOBST Confidence. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser nächsten Generation flachgestrickter Kompressionsversorgungen nach Maß, den Tragekomfort für Patient\*innen mit einem Lymphödem und Lipödem nachhaltig verbessern.




## Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt\*innen, medizinischen Expert\*innen im Fachhandel, unseren Kund\*innen und den Patient\*innen sowie unseren Kolleg\*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für Sie da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.



**Wir achten auf unsere Kund\*innen, Konsument\*innen, die Umwelt und aufeinander.**

\*Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der deutschen Gesellschaft für Phlebologie (2003)



# SERVICE UND QUALITÄT

Bei Essity arbeiten wir in Emmerich, Hamburg und deutschlandweit im Außendienst daran mit JOBST Produkten das Leben von Menschen zu verbessern und für Sie ein wertvoller Fachhandelspartner zu sein. Unser Service ist auf Sie zugeschnitten. Unsere Qualität ist hochwertig für Ihre Kund\*innen.

## Unser Service



### Wir sind für Sie da

Sie erreichen uns persönlich montags bis donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr. Per E-Mail und Fax erreichen Sie uns rund um die Uhr.



### Expressversand

Bei Anfrage bringen wir Ihre Bestellung auch per Express auf den Weg. Hierfür berechnen wir zusätzlich für eine Zustellung bis 12 Uhr 10€ und für eine Zustellung bis 10 Uhr 20€.



### Online bestellen

Bestellen Sie jederzeit online im JOBST eShop und profitieren Sie von vielen Möglichkeiten: direkte Nachbestellungen, Zugriff auf Kostenvoranschläge, sprachgesteuerte Maßeingabe mit JOBST Xpert Voice®.



### Retouren

Für unsere stets lösungsorientierte Retourenabwicklung sichern wir Ihnen eine kostenfreie Retoure in Garantiefällen zu. Für einen Abholservice in Kulanzfällen berechnen wir einmalig 6,90€.



### Schneller Versand

Bei Bestellung von Lagerware am Vormittag erfolgt der Versand noch am selben Tag. Bestellungen von Maßware versenden wir mehrheitlich innerhalb von 2 Werktagen.

Die Versandkostenpauschale von 5,90€ berechnen wir maximal einmal am Tag. Nachlieferungen sind selbstverständlich kostenlos. Sie erhalten auf Wunsch eine Sendungsbestätigung per E-Mail.



### Kostenfreie Anmesshilfen & Maßblöcke

Bestellen Sie bei Bedarf jederzeit über unseren Kundenservice Anmesshilfen sowie die aktuellen Maßblöcke für unsere JOBST Rundstrick- und Flachstrickversorgungen. Die stets aktuellen JOBST Maßblätter finden Sie auch unter:

[www.jobst.de/fachhandel](http://www.jobst.de/fachhandel)

## Unsere Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient\*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient\*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® entsprechen.



**Designed in Germany  
Made in Germany**



# KUNDENSERVICE

Ihre Telefonnummer  
für alle Fragen:


**02822 / 607 - 100**

Sie erreichen uns persönlich montags bis  
donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und  
freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.


## Team Customer Service

Auftragsannahme Sortimentsberatung Sendungsverfolgung Produktverfügbarkeiten	  02822 / 607 - 100  +49 2822 / 607 - 333	 jobstgmbh@essity.com  ISSE@essity.com
Auftragserfassung	 02822 / 607 - 199	
Kostenvoranschläge	 02822 / 607 - 208	


## Team Lymphologie

Sortimentsberatung speziell für unsere lymphologischen Versorgungen	 02822 / 607 - 111	jobstgmbh@essity.com
---	--	----------------------


## Team Digital

Unterstützung speziell für den JOBST eShop und digitale Messsysteme	 02822 / 607 - 360	eshopjobst@essity.com
---	---	-----------------------

## Retouren Service

Änderungen- und Retourenannahme	 02822 / 607 - 222	produktservice@essity.com
------------------------------------	---	---------------------------

## Patient\*innen Service

Unterstützung für Patient*innen	 02822 / 693 - 9009	servicejobst@essity.com
---------------------------------	--	-------------------------

## Webseite für den Fachhandel

[www.jobst.de/fachhandel](http://www.jobst.de/fachhandel)



- Download von Produktinformationen, Bestellformularen und Maßblättern
- Informationen zum JOBST eShop
- Trainings & Events
- Neuigkeiten



# PRODUKTE UND EIGENSCHAFTEN

Rundstrick

Tägliche Therapie

Spezielle medizinische Anwendung

Situatives Tragen



JOBST Opaque



JOBST UltraSheer



JOBST forMen Ambition



JOBST forMen Explore



JOBST Classic



JOBST Bellavar



JOBST Maternity Opaque



JOBST UlcerCARE



JOBST Travel



JOBST Basic



JOBST Sport

JOBST Opaque	JOBST UltraSheer	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST Basic	JOBST Maternity Opaque	JOBST UlcerCARE	JOBST Travel	JOBST Sport
						Medizinische Basisversorgung				

# Flachstrick

Tagesversorgung

Nachtversorgung



JOBST Elvarex Soft



JOBST Elvarex Soft Seamless (Hand & Zehen)



JOBST Confidence



JOBST Elvarex



JOBST Elvarex Plus (Hand & Zehen)



JOBST Relax

JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless	JOBST Confidence	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Plus	JOBST Relax
Angenehm weich	Angenehm weich	Contour Fit	Starker Halt	Ergonomische Anpassung	Polsterung
Mikro-Massage	Nahtlos	Weich & Stabil	Mikro-Massage	Nahtlos	Mikro-Massage
Atmungsaktiv	Atmungsaktiv	Feuchtigkeitsmanagement	Atmungsaktiv	Atmungsaktiv	Atmungsaktiv



# VERSORGUNGSVARIANTEN

Beinversorgungen				
 <b>AD</b> Knie- / Wadenstrumpf	 <b>AF</b> Halbschenkelstrumpf	 <b>AG</b> Oberschenkelstrumpf	 <b>AG-T</b> Hüftbefestigung rechts-/linksseitig	
 <b>AG-HT</b> Einbeinversorgung mit Hosenteil	 <b>AT</b> Strumpfhose	 <b>AT/UM</b> Strumpfhose mit Schwangerschaftshosenteil		 <b>AT/Herr</b> Strumpfhose mit Hodensack
 <b>BT</b> Leggins	 <b>B'T</b> Leggins	 <b>CT</b> Caprihose	 <b>ET</b> Bermuda	 <b>ET</b> Radler

Fußversorgungen		
 <b>AA</b> Zehenteil (ohne Zehen)	 <b>AA</b> Zehenteil (mit Zehen)	 <b>AB / AB'</b> Socke




AA Zehenteil
Versorgungsvariante im Überblick
<b>JOBST Elvarex AA</b> Ohne Zehen Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
<b>JOBST Elvarex Plus AA</b> Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
<b>JOBST Elvarex Soft Seamless AA</b> Mit vier Zehen



Für JOBST Elvarex sind individuelle Lösungen und anatomische Besonderheiten (z.B. Taschen und Zehenanzahl) anfragbar. Schauen Sie hierzu auch auf die Zusätze und die Bemerkungszeilen. Die Bemerkungszeilen finden Sie auf der Innenseite vom Mantelbogen des Maßblockes.

Armversorgungen	
 <p><b>CG'</b> Armstrumpf mit schrägem Abschluss</p>	 <p><b>CH</b> Armstrumpf mit Kappe und Halterung</p>
 <p><b>AG'</b> Armstrumpf mit Hand und schrägem Abschluss</p>	 <p><b>AH</b> Armstrumpf mit Hand, Kappe und Halterung</p>

Handversorgungen	
 <p><b>AC'</b> Handschuh</p>	 <p><b>AE</b> Langer Handschuh</p>

Varianten für die Versorgung der Finger		
 <p>ohne Finger, ohne Daumen</p>	 <p>ohne Finger, mit Daumen, Länge variabel</p>	 <p>mit Finger, mit Daumen, Länge variabel</p>

AC' & AE Handversorgungen
Versorgungsvarianten im Überblick
<p><b>JOBST Elvarex AC', AE</b> Ohne Finger, ohne Daumen Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen</p>
<p><b>JOBST Elvarex Plus AC', AE</b> Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen</p>
<p><b>JOBST Elvarex Soft Seamless AC', AE</b> Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen</p>



# JOBST SoftFit - für mehr Komfort und Lebensqualität

Hoher Komfort ist die beste Motivation, Kompressionsstrümpfe kontinuierlich zu tragen - und somit der entscheidende Faktor für den Erfolg einer Kompressionstherapie. Entscheiden Sie sich für JOBST SoftFit: der innovative und einzigartig haftende Abschlussbund für spürbar mehr Komfort.

## Einzigartiger Abschlussbund

Bei Kompressionsversorgungen mit JOBST SoftFit wird ein feines Silikongarn in den Bund eingestrickt. Es sorgt dafür, dass der Kompressionsstrumpf in Position bleibt, ohne einzuengen.



### Therapieerfolg

Mit JOBST SoftFit unterstützen Sie Ihre Kund\*innen beim Erreichen ihrer Therapieziele.


### Starker Halt

Für mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit beim täglichen Anziehen und Tragen.



# HAFTBANDVARIANTEN

## Rundstrick

Längentyp	Haftband	JOBST Opaque	JOBST Opaque Maternity	JOBST UltraSheer	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellavar
AD		Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß		Standard & Maß	
	Noppe	Standard & Maß			Standard & Maß	Standard & Maß	Maß
AF	Noppe	Maß				Maß	Standard & Maß
	Schmuck-noppe			Maß			
	Sensitiv	Maß		Maß		Maß	
	French-Bijou	Maß		Maß		Maß	Maß
AG	Noppe	Standard & Maß	Maß		Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß
	Schmuck-noppe			Standard & Maß			
	Sensitiv	Standard & Maß		Standard & Maß		Standard & Maß	
	French-Bijou	Standard & Maß		Standard & Maß		Maß	Maß
	Zick Zack		Standard & Maß				

## Varianten



SoftFit



Noppe



Schmuck-Noppe



Sensitive





French-Bijou



Zick Zack

## Flachstrick

Längentyp	Haftband	JOBST Elvarex Soft	JOBST Confidence	JOBST Elvarex
AD		Maß	Maß	Maß
	Noppe	Maß		Maß*
AF	Noppe			Maß
AG	Noppe	Maß	Maß	Maß*
AG-HT	Noppe			Maß
AT	Noppe			Maß
CG <sup>1</sup>		Maß	Maß	Maß**
	Noppe	Maß	Maß	Maß**

\*auch Standard \*\*CG & CG<sup>1</sup>

# INDIKATIONSÜBERSICHT RUNDSTRICK

## Chronische Venenerkrankungen und Venenthrombosen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Materialien sind Grundlage unserer Produktempfehlungen für die unterschiedlichen Schweregrade einer chronischen Venenerkrankung und Venenthrombosen.

Indikation / Diagnose		
Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*		
CHRONISCHE VENENERKRANKUNGEN		
Klasse und klinische Zeichen entsprechend der CEAP-Klassifikation** (Leitlinie*** Diagnostik und Therapie der Varikose)		
<b>C0</b>		Keine sichtbaren oder tastbaren Zeichen einer venösen Insuffizienz
<b>C1</b>		Besenreiser und / oder retikuläre Varizen
<b>C2</b>		Varikose
<b>C3</b>		Ödem
<b>C4</b>		a. Pigmentierung, Ekzem b. Atrophie blanche, Dermatoliposklerose
<b>C5</b>		Abgeheiltes Ulcus cruris venosum
<b>C6</b>		Florides Ulcus cruris venosum
		Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden finden Sie bei Essity unter der Marke Cutimed®  <a href="http://www.medical.essity.de">www.medical.essity.de</a>
VENENTHROMBOSEN		
Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient*innen		
Oberflächliche Venenthrombose		
Tiefe Beinvenenthrombose (im späteren Therapieverlauf)		
Postthrombotisches Syndrom		

\*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung einzelner Patient\*innen legt in jedem Falle der\*die verordnende Ärzt\*in fest. Die nachfolgende Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des\*der Patient\*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des des\*der Patient\*in.

JOBST Opaque & JOBST Opaque Maternity	JOBST UltraSheer	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST UlcerCARE
KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 2	KKL 2	KKL 3
KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 3	
•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	
					•	•	•
							•
•	•	•	•	•			
•		•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	
					•	•	

\*\*Die CEAP-Klassifikation ist der weltweit anerkannte Standard zur Einteilung der chronisch venösen Insuffizienz. Die Abkürzung CEAP stammt aus dem Englischen und steht für: C = Klinischer Befund (Erscheinungsbild), E = Ätiologie (Ursprung der Krankheit), A = Anatomische Ausdehnung (Lokalisation), P = Pathophysiologie (Ursache).



\*\*\*S2k - Leitlinie Diagnostik und Therapie der Varikose, AWMF-Register Nr. 037/018



# INDIKATIONSÜBERSICHT FLACHSTRICK

## Lymphödem, Lipödem, Mischformen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Materialien sind Grundlage unserer Produkt-empfehlungen für die Erhaltungsphase der unterschiedlichen Stadien primärer und sekundärer Lymphödeme sowie für die unterschiedlichen Körperformen von Lipödem.

Indikation / Diagnose		Zeitraum
Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*		
LYMPHÖDEM		
	<b>Stadium</b>	<b>Stadium 1</b> Reversibel, weiche teigige Schwellung, Dellen leicht eindrückbar, keine Hautveränderung
		<b>Stadium 2</b> Spontan irreversibel, beginnende Fibrose (beginnende Hautverhärtung), Dellen eindrückbar, z. T. Hautveränderungen
		<b>Stadium 3</b> Ausgeprägte Form, Fibrose (Hautverhärtung), Dellen kaum eindrückbar, typische chronische Hautveränderung
LIPÖDEM		
	<b>Körperform</b>	Hautoberfläche glatt, Unterhautfettgewebe verdickt und weich, ohne Knoten
		Hautoberfläche uneben, Unterhaut verdickt mit kleinen Knoten
		Hautoberfläche sehr uneben, Unterhaut verdickt und verhärtet mit großen Fettwülsten, u. U. Mobilität eingeschränkt
MISCHFORMEN		
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einem Lipödem		
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einer phlebologischen Erkrankung		

\*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung des\*der einzelnen Patient\*in legt in jedem Falle der\*die verordnende Ärzt\*in fest. Die nachfolgende Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des\*der Patient\*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des\*der Patient\*in.

JOBST Elvarex Soft JOBST Elvarex Soft Seamless (Hand & Zehen)		JOBST Confidence		JOBST Elvarex JOBST Elvarex Plus (Hand & Zehen in KKL 1,2)		JOBST Relax	
Tagesversorgung				Nachtversorgung			
KKL 1	KKL 1	KKL 1	<b>Arm</b> 15-20 mmHg  <b>Bein</b> 15-20 & 20-30 mmHg				
	KKL 2	KKL 2					
KKL 2	KKL 3	KKL 3 & 3 forte KKL 4 & 4 super					
milde bis moderate Ausprägung		schwere Ausprägung					
•	•						
•	•	•	•				
		•					
milde bis moderate Ausprägung		schwere Ausprägung					
•	•						
•	•	•	•				
		•					
milde bis moderate Ausprägung		schwere Ausprägung					
•	•	•	•				
•	•	•	•				



Nach der aktuell in Überarbeitung befindlichen Leitlinie der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften von 2015 ist das Lipödem in Stadien unterteilt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse weisen allerdings darauf hin, dass mit Hilfe einer adäquaten Therapie das Fortschreiten verhindert werden kann. Außerdem korrelieren die Beschwerden der Patient\*innen nicht unbedingt mit der Körperform. Expert\*innen aus 7 Europäischen Ländern haben sich basierend auf ihrer fundierten Erfahrung und aktuellem Wissen auf einen Konsensus zur bestmöglichen Therapie des Lipödems geeinigt. Mittlerweile wird dieser Konsensus auf internationaler Ebene von 22 Ländern unterstützt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst auf einen Blick:  
[www.jobst.de/diagnose/diagnose/lipoedem](http://www.jobst.de/diagnose/diagnose/lipoedem)

# GUT BERATEN!

## Beratungsansätze Rundstrick



### Freizeit, Bewegung, Sport & Lifestyle

Leichte bis schwere chronische Venenerkrankung

#### Patient\*innenbedürfnis

*„Ich bewege mich viel, bin oft unterwegs und habe Spaß an körperlichen Aktivitäten.“*

*„Wenn ich Kompression trage, schwitze ich häufig. Wie kann ich dies reduzieren?“*

*„Ich treibe viel Sport, wie kann ich dies mit Kompression kombinieren?“*

#### Beratungsansatz

Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit JOBST SoftFit als Haftband. JOBST SoftFit sorgt dafür, dass der Kompressionsstrumpf bei Bewegung in Position bleibt, ohne einzuengen (Seite 12).

Wählbar bei Kniestrümpfen der Qualität: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST Classic.

Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit einem System für das Feuchtigkeitsmanagement. Dieses sorgt dank doppelagiger Konstruktion dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut aufgenommen und nach außen abgegeben wird.

Verfügbar bei: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque und JOBST forMen Ambition.

Wählen Sie eine JOBST forMen Versorgung. Diese verbinden einen hohen Baumwollanteil mit einer aktiven Geruchskontrolle für ein hervorragendes Tragegefühl (Seite 32-35).

Empfehlen Sie JOBST Sport. Dieser Kompressionsstrumpf (Selbstzahlung) ist speziell für Kund\*innen entwickelt, die sich für ihre sportlichen Aktivitäten einen Kompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist (Seite 77).



### Tägliches Sitzen & Stehen

Leichte bis schwere chronische Venenerkrankung

*„Ich bin ein aktiver Mensch und bei mir soll die Kompression optimal in jeder Lebenslage sitzen.“*

Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf, der für das tägliche Tragen in einem aktiven Leben (sitzende Positionen, stehende Tätigkeiten, gehende Aktivitäten) entwickelt wurde.

Beispielsweise die hochwertigen Kompressionsversorgungen JOBST Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST forMen.



### Unterstützung & Pflege

*„Ich habe Arthrose, wie kann ich Kompression anziehen?“*

*„Meine Strümpfe halten trotz Haftband nicht fest genug am Oberschenkel.“*

*„Ich spüre, dass meine Haut oft trocken ist.“*

Empfehlen Sie die erstattungsfähige JOBST Metallanziehhilfe, die erstattungsfähigen ARION Anziehhilfen oder die JOBST Griphandschuhe (Selbstzahlung) als Unterstützung für das tägliche Anziehen von Kompressionsversorgungen (Seite 81-83).

Wählen Sie den JOBST Ultrana HaftFix Hautkleber (erstattungsfähig). Dieser wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig und ist sehr angenehm zu tragen (Seite 80).

Empfehlen Sie die Pflegeserie JOBST SkinPro, um den natürlichen Schutzmantel der Haut auch beim täglichen Tragen von Kompression zu erhalten (Selbstzahlung, Seite 84).



## Beratungsansätze Flachstrick



### Freizeit, Bewegung, Beruf & Lifestyle

#### Mildes bis moderates Lymph- oder Lipödem

#### Schweres Lymph- oder Lipödem

##### Patient\*innenbedürfnis

„Ich möchte mich auch mit Kompression viel bewegen können.“

„Ich möchte aktiv sein, ohne stark unter der Kompression zu schwitzen.“

„Ich möchte mich bestmöglich und frei in meinem Alltag bewegen können.“

##### Beratungsansatz

Wählen Sie JOBST Confidence mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß (Seite 52-55).

Bei Armversorgungen unterstützt die Funktionszone Ellenbogen z.B. bei der Arbeit am Computer. Als Haftband unterstützt JOBST SoftFit (AD, CGI) ideal (Seite 12).

Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund des hochentwickelten Feuchtigkeitsmanagement-Systems für einen optimalen Tragekomfort (Seite 52-55).

Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund der Contour Fit Technologie zur individuellen Anpassung an Körperformen (Seite 52-55) oder JOBST Elvarex Soft aufgrund der hautschonenden Weichheit (Seite 68-71).

##### Beratungsansatz

Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß (Seite 56-65).


Wählen Sie JOBST Elvarex. Das Material ist offenporig und dadurch atmungsaktiv. Aufgrund des Baumwollanteils (KKL 2-4) bietet die Versorgung zusätzlich einen natürlichen Tragekomfort (Seite 56-65).

Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n). Die Funktionszonen unterstützen die Bewegungsfreiheit bei starkem Halt und verringern Faltenbildungen (Seite 56-65).



### Entscheidungsbaum\* JOBST Confidence / JOBST Elvarex

#### Mildes, moderates und schweres Lymph- oder Lipödem



\* Entwickelt von Essity basierend auf technischen Merkmalen der Produkte. Die individuellen Bedürfnisse und Bedingungen des\*der Patient\*in müssen berücksichtigt werden.



# JOBST Opaque

Der komfortable Kompressionsstrumpf für jeden Tag

JOBST Opaque kombiniert außergewöhnliche Funktionalität mit einem besonders weichen, sehr angenehmen Tragegefühl. Das feine, undurchsichtige Garn versteckt diskret Schönheitsfehler, sorgt für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und erleichtert komfortabel das tägliche Anziehen.



### Blickdicht

Kaschiert kleine Unregelmäßigkeiten.



### Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitmanagement-System mit doppellageriger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



### Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen.

## Indikation

Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard				Maß						
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT	
<b>KKL</b>	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Haftband</b>	SoftFit	●				●					
	Noppe	●	●			●	●	●			
	Sensitive		●				●	●			
	French-Bijou		●				●	●			
<b>Fußspitze</b>	Volant <small>Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black</small>	●	●			●	●	●			
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Informationen</b>	Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan   KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan									
	Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>				

## Farben



## Trendfarben




2 Farben je Edition



Jährlich limitierte Edition.  
Scannen & direkt anschauen!  
[www.jobst.de/trendfarben](http://www.jobst.de/trendfarben)


## Haftbänder Außen/Innen



## Größentabelle

Umfangsmaße in cm						
Messpunkte ▼	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
<b>cG</b> Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
<b>cG</b> Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
<b>cG</b>	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
<b>cF</b>	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
<b>cE</b>	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
<b>cD</b>	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
<b>cC</b>	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
<b>cB'</b>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
<b>cB</b>	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
<b>cY</b>	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
<b>cA</b>	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
Längenmaße in cm						
<b>AD</b>	Länge	<b>ID</b>	Regular	39-45	Petite	34-39
<b>AG</b>		<b>IG</b>	Regular	70-80	Petite	60-69
<b>AT / AG-T</b>		<b>IK</b>	Regular	75-85	Petite	65-75
Maxi Leibteil Empfehlung je Größe	I	ab Taille 80, Hüfte 95		IV-V	ab Taille 110, Hüfte 125	
	II-III	ab Taille 90, Hüfte 105		VI	ab Taille 120, Hüfte 135	






Alle Umfänge & Längen in der Übersicht



# JOBST Opaque

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestripf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.01.0066	17.06.01.1129
	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.03.0060	17.06.03.1117
	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008	17.06.03.1117 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts/ links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.0060 17.99.99.2006	17.06.03.1117 17.99.99.2006
 Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0063	17.06.04.1102
	Stück	17.06.04.0063	17.06.04.1102
 Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2018	17.06.04.1102 17.99.99.2018

## Bestellformular & Maßblatt













Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



# Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.10.0020	17.06.10.1034
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Volant	Paar	17.06.11.0029	17.06.11.1050
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Haftband	Paar	17.06.11.0029 17.99.99.2008	17.06.11.1050 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.12.0020	17.06.12.1032
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008	17.06.12.1032 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts/ links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2006	17.06.12.1032 17.99.99.2006
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009	17.06.12.1032 17.99.99.2009
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose <b>AG-HT/Herr</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	-	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0018	17.06.13.1029
	Strumpfhose <b>AT</b> kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.13.1029 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2018	17.06.13.1029 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.13.1029 17.99.99.2018 17.99.99.2003



# JOBST UltraSheer

## Der modische Kompressionsstrumpf

JOBST UltraSheer Kompressionsstrümpfe verbinden die graduelle Kompressionstherapie mit viel Stil und Eleganz. Ihr feines, atmungsaktives, satiniertes Garn überzeugt mit einer unvergleichlichen Transparenz. Hinzu kommt, dass der modische Glanz einen eleganten Eindruck hinterlässt, während müden und schweren Beinen entgegengewirkt wird.



**Transparent**  
Transparenz für schöne Beine.



**Atmungsaktiv**  
Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



**Glänzend**  
Für einen glänzenden Auftritt.

## Indikation


Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard				Maß					
	AD	AG	AT	AT/UM	AD	AF	AG	AT	AT/UM	
<b>KKL</b>	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Haftband</b>	SoftFit	●				●				
	Schmuck-Noppe	●	●				●	●		
	Sensitive		●				●	●		
	French-Bijou		●				●	●		
<b>Fußspitze</b>	Volant <small>Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black</small>	●				●	●	●		
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Informationen</b>	Materialzusammensetzung	KKL 1: 53 % Polyamid, 47 % Elasthan   KKL 2: 53 % Polyamid, 47 % Elasthan								
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.								
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>				

## Farben



## Trendfarben



2 Farben je Edition



Jährlich limitierte Edition.  
Scannen & direkt anschauen!  
[www.jobst.de/trendfarben](http://www.jobst.de/trendfarben)

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit

Schmuck-Noppe

Sensitive

French-Bijou

## Größentabelle






Umfangsmaße in cm						
Messpunkte ▼	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
<b>cG</b> Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
<b>cG</b> Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
<b>cG</b>	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
<b>cF</b>	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
<b>cE</b>	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
<b>cD</b>	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
<b>cC</b>	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
<b>cB'</b>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
<b>cB</b>	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
<b>cY</b>	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
<b>cA</b>	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
Längenmaße in cm						
<b>AD</b>	Länge	<b>ID</b>	Regular	39-45	Petite	34-39
<b>AG</b>		<b>IG</b>	Regular	70-80	Petite	60-69
<b>AT</b>		<b>IK</b>	Regular	75-85	Petite	65-75
Maxi Leibteil Empfehlung je Größe	I	ab Taille 80, Hüfte 95		IV-V	ab Taille 110, Hüfte 125	
	II-III	ab Taille 90, Hüfte 105		VI	ab Taille 120, Hüfte 135	

**Alle Umfänge & Längen in der Übersicht**

# JOBST UltraSheer

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.01.0060	17.06.01.1121
	Paar	17.06.01.0060 17.99.99.2008	17.06.01.1121 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.03.0054 17.99.99.2008	17.06.03.1108 17.99.99.2008
 Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
 Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0059 17.99.99.2019	17.06.04.1095 17.99.99.2019
 Strumpfhose <b>AT</b> mit Silhouette-Form-Effect	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095






## Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.10.0019	17.06.10.1033
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.0019 17.99.99.2008	17.06.10.1033 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Volant	Paar	17.06.11.0011	17.06.11.1017
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Haftband	Paar	17.06.11.0011 17.99.99.2008	17.06.11.1017 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.12.0019	17.06.12.1033
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.12.0019 17.99.99.2008	17.06.12.1033 17.99.99.2008
	Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0019	17.06.13.1028
	Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0019 17.99.99.2019	17.06.13.1028 17.99.99.2019

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter  
[www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)  
 oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop  
 unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)





# JOBST Maternity Opaque

## Der Kompressionsstrumpf für die Schwangerschaft

JOBST Maternity Opaque Kompressionsstrümpfe wurden mit besonderem Augenmerk auf das Wohlbefinden von Schwangeren entwickelt.



### Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen.



### Ventilationsbereich

Luftdurchlässige Fußsohle.



### Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.

## Indikation


Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard			Maß		
	AD	AG	AT/UM	AD	AG	AT/UM
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●		●		
	Zick Zack Silikonhaftband		●		●	
	Noppe				●	
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan   KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan				
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.				
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Maternity Support Belt</li> <li>• JOBST Maternity Belly Band</li> <li>• JOBST Maternity Postnatal Tube</li> </ul>			Alle 3 Produkte finden Sie auf Seite 78-79	

## Farben



Caramel Cranberry Navy Anthracite Black

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit mit Zick-Zack Muster Zick Zack Silikonhaftband Noppe



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### SoftFlex-Zone im Bauchbereich

Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer SoftFlex-Zone im Bauchbereich ausgestattet. Das Hosenteil kombiniert somit ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Die elastische Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille.






## Größentabelle

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht	
Messpunkte ▼	Größen							
	I	II	III	IV	V	VI		
<b>cG</b> Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68		
<b>cG</b> Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81		
<b>cG</b>	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81		
<b>cF</b>	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73		
<b>cE</b>	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51		
<b>cD</b>	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48		
<b>cC</b>	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49		
<b>cB'</b>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39		
<b>cB</b>	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		
<b>cY</b>	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40		
<b>cA</b>	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34		
Längenmaße in cm								
<b>AD</b>	Länge	<b>ID</b>	Regular	39-45	Petite	34-39		
<b>AG</b>		<b>IG</b>	Regular	70-80	Petite	60-69		
<b>AT/UM</b>		<b>IK</b>	Regular	75-85	Petite	65-75		

# JOBST Maternity Opaque

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 <p>Kniestrumpf <b>AD</b> mit SoftFit Haftband</p>	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
 <p>Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband</p>	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008	17.06.03.1117 17.99.99.2008
 <p>Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil</p>	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2019	17.06.04.1102 17.99.99.2019




## Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 <p>Kniestrumpf <b>AD</b> mit SoftFit Haftband</p>	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
 <p>Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband</p>	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008	17.06.12.1032 17.99.99.2008
 <p>Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil</p>	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2019	17.06.13.1029 17.99.99.2019

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter  
[www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)  
 oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop  
 unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



# JOBST forMen Ambition

## Der modische Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Ambition vereint modisches Design mit medizinischer Wirksamkeit für höchste Verträglichkeit, Leistung und Komfort.



### Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



### Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



### Baumwolle




Natürliches Tragegefühl.

## Indikation

Chronische Venenerkrankung


C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Standard	Maß
		 AD	 AD
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Angebot	Farben	Khaki, Brown, Navy, Anthrazit, Black	Black
	Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
	Fußspitze	Geschlossen	
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 63 % Polyamid, 21% Elasthan, 15% Baumwolle, 1% Polyester KKL 2: 59 % Polyamid, 25 % Elasthan, 15 % Baumwolle, 1% Polyester	
	Wäsche	 Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>



## Farben



Khaki

Brown

Navy

Anthracite

Black

## Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Elegantes Strickmuster

Feine Garne mit 15 % Baumwollanteil im eleganten Ripp-Design machen JOBST forMen Ambition zu einem perfekten Begleiter im Berufsalltag.



## Größentabelle

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45			
AD		ID	Long	45-51			

## Standard- und Maßsortiment

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0103	17.06.01.1170
	Maß	Paar	17.06.10.0069	17.06.10.1113



# JOBST forMen Explore

Der legere Kompressionsstrumpf für Männer für jeden Tag

JOBST forMen Explore ist ein strapazierfähiger Alltagsstrumpf mit hohem Baumwollanteil - ideal für jede Freizeitaktivität und das tägliche ungezwungene Tragen.



### Haltbarkeit

Für eine lange Tragedauer.



### Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



### Baumwolle




Natürliches Tragegefühl.

## Indikation


Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Standard	Maß
		 AD	 AD
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Angebot	Farbe	Khaki, Navy, Anthrazit, Black	
	Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
	Fußspitze	Geschlossen	
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 46 % Polyamid, 30 % Elasthan, 23 % Baumwolle, 1% Polyester KKL 2: 39 % Polyamid, 35 % Elasthan, 25 % Baumwolle, 1% Polyester	
	Wäsche	 Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>

## Farben



Khaki

Navy

Anthracite

Black

## Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Legeres Strickmuster

Langlebige Materialien mit einem Baumwollanteil von bis zu 25 % sowie ein legeres Strickmuster machen JOBST forMen Explore besonders für einen vielseitigen und aktiven Lebensstil interessant.



## Größentabelle

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45			
AD		ID	Long	45-51			

## Standard- und Maßsortiment

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	Paar	17.06.10.0068	17.06.10.1112

# JOBST Classic

## Der Kompressionsstrumpf für individuelle Ansprüche

JOBST Classic Kompressionsstrümpfe leisten starke Kompression für individuelle Bedürfnisse von Patient\*innen.



**Haltbarkeit**  
Für eine lange Tragedauer.



**Starker Halt für die Beine**  
Hohe Ödemeindämmung.



**Atmungsaktiv**  
Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

## Indikation


Chronische Venenerkrankung

	C1	C2	C3	C4	C5
	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard				Maß						
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT	
<b>KKL</b>	<b>KKL 2: 23 - 32 mmHg</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<b>KKL 3: 34 - 46 mmHg</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Haftband</b>	<b>SoftFit</b>	●				●					
	Noppe	●	●			●	●	●			
	Sensitive		●				●	●			
	French-Bijou						●	●			
<b>Fußspitze</b>	<b>Volant</b> <small>Für AD in den Farben: Sand, Perle, Schwarz</small>	●				●	●	●			
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Informationen</b>	Materialzusammensetzung	KKL 2: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan   KKL 3: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan									
	Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
	Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81					• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84				

## Farben



Sand

Perle

Topas

Schwarz

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit

Noppe

Sensitive

French-Bijou




### Hinweis zum Sortiment

#### Geripptes Design

JOBST Classic ist zusätzlich zum elegant glatten Design auch im klassisch sportlichen Ripp-Design speziell für die Business-Garderobe erhältlich.

Ausführungen	Standard	Maß
<b>Längentyp</b>	AD Kniestrumpf	AD Kniestrumpf
<b>Kompressionsklasse</b>	2	2
<b>Haftband</b>	SoftFit, Noppe	SoftFit, Noppe
<b>Volant</b>	●	●
<b>Fußspitze</b>	geschlossen	offen, geschlossen



Anthracite gerippt

Schwarz gerippt

## Größentabelle

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm					
	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
<b>cG</b> Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
<b>cG</b> Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
<b>cG</b>	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
<b>cF</b>	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
<b>cE</b>	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
<b>cD</b>	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
<b>cC</b>	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
<b>cB'</b>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
<b>cB</b>	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
<b>cY</b>	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
<b>cA</b>	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
Längenmaße in cm						
<b>AD</b>	Länge	<b>ID</b>	Regular	39-45	Petite	34-39
<b>AG</b>		<b>IG*</b>	Regular	70-80	Petite	60-69
<b>AT / AG-T</b>		<b>IK</b>	Regular	75-85	Petite	65-75

Alle Umfänge & Längen in der Übersicht





\*AG Länge IG auch in Long (81-91cm) verfügbar.



# JOBST Classic

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 2	KKL 3
 Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.01.1146	17.06.01.2053
	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.03.1135 17.99.99.2008	17.06.03.2049 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1135 17.99.99.2006	17.06.03.2049 17.99.99.2006
 Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1128	17.06.04.2032
 Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2018	17.06.04.2032 17.99.99.2018
 Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2019	-












## Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

# Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 2	KKL 3	
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.10.1035	17.06.10.2035
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Volant	Paar	17.06.11.1051	17.06.11.2029
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Haftband	Paar	17.06.11.1051 17.99.99.2008	17.06.11.2029 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.12.1034	17.06.12.2034
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.12.1034 17.99.99.2008	17.06.12.2034 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2006	17.06.12.2034 17.99.99.2006
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009	17.06.12.2034 17.99.99.2009
	Einbeinhose <b>AG-HT/Herr</b> inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1030	17.06.13.2034
	Strumpfhose <b>AT</b> kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff Tailleband 5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff Tailleband 2,5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2019	-

# JOBST Bellavar®

## Maximale Therapiesicherheit

JOBST Bellavar eignet sich insbesondere zur Behandlung starker Venenerkrankungen und ermöglicht einen bewährten Tragekomfort durch hautfreundliches und luftdurchlässiges Material.



### Starker Halt für die Beine

Der hohe Arbeitsdruck bietet maximale Wirksamkeit und Therapiesicherheit. Das kräftige und stabile Gestrick stützt und formt therapiegerecht.



### Haltbarkeit

Die hohe Belastbarkeit des Materials sorgt für einen besonders haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.

## Indikation

Chronische Venenerkrankung

	C3	C4	C5
	Ödem	Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard					Maß						
	AD	AF	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT	
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg						●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe		●	●			●	●	●			
	French-Bijou							●	●			
	Volant	●	●	●			●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●					●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 2: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan   KKL 3: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan										
	Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.										
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>					


## Farben Standard



Sahara

Perle

## Farben Maß



Sahara

Perle

Schwarz



## Haftbänder Außen/Innen




Noppe

French-Bijou

## Größentabelle


Umfangsmaße in cm						
Messpunkte ▼	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29
Längenmaße in cm						
AD	Länge	ID	Regular	40-43	Petite	36-39
AF		IF	58-62			
AG		IG	69-74			
AT / AG-T		IK	Regular	76-80	Petite	70-75



# JOBST Bellavar®

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze
			KKL 2
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.01.1016
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Volant	Paar	17.06.02.1025
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Haftband	Paar	17.06.02.1025 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.03.1024
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.03.1024 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1024 17.99.99.2006
	Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1016
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.04.1016 17.99.99.2018

## Bestellformular & Maßblatt














Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



# Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 2	KKL 3	
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.10.1037	17.06.10.2011
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Haftband	Paar	17.06.10.1037 17.99.99.2008	17.06.10.2011 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Volant	Paar	17.06.11.1018	17.06.11.2007
	Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> mit Haftband	Paar	17.06.11.1018 17.99.99.2008	17.06.11.2007 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Volant	Paar	17.06.12.1036	17.06.12.2011
	Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Haftband	Paar	17.06.12.1036 17.99.99.2008	17.06.12.2011 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2006	17.06.12.2011 17.99.99.2006
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009	17.06.12.2011 17.99.99.2009
	Einbeinhose <b>AG-HT/Herr</b> inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose <b>AG-HT/Herr</b> inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1032	17.06.13.2008
	Strumpfhose <b>AT</b> kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018	17.06.13.2008 17.99.99.2018
	Strumpfhose <b>AT/Herr</b> Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2019	17.06.13.2008 17.99.99.2019



# JOBST Basic

## Die medizinische Basisversorgung

### Grundleistungsprodukt

Stellt als Grundleistungsprodukt die angemessene Kompressionsversorgung für Patient\*innen sicher.

### Anforderungen

Erfüllt die Anforderungen, die an zuzahlungsfreie Kompressionsversorgungen gestellt werden.

## Indikation

Chronische Venenerkrankung

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Pigmentierung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Standard				Maß			
		AD	AG	AG-T	AT	AD	AG	AG-T	AT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe	●	●			●	●		
	Volant	●				●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 67% Polyamid, 33% Elasthan   KKL 2: 63% Polyamid, 37% Elasthan							
	Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.							
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>			

## Farben



Haut




Schwarz

## Haftband Außen/Innen



Noppe



## Größentabelle

Umfangsmaße in cm						
Messpunkte ▼	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
cG Haftband	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
cG Haftband weit	49 - 57	53 - 62	57 - 67	61 - 72	65 - 77	69 - 81
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73
cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB <sup>!</sup>	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34
Längenmaße in cm						
<b>AD</b>	Länge	<b>ID</b>	Regular	39-45	Petite	34-39
<b>AG</b>		<b>IG</b>	Regular	70-80	Petite	60-69
<b>AT / AG-T</b>		<b>IK</b>	Regular	75-85	Petite	65-75





**Alle Umfänge & Längen in der Übersicht**

The diagram illustrates the measurement points for the stockings. Circumference points (cA to cG) are marked at the ankle, heel, ball of foot, arch, instep, mid-calf, back of calf, and top of thigh. Length points (ID, IG, IK) are marked from the heel to the ankle, from the heel to the mid-calf, and from the heel to the top of the thigh, respectively.

# JOBST Basic

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.01.0096	17.06.01.1155
	Paar	17.06.01.0096 17.99.99.2008	17.06.01.1155 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Noppenhaftband	Paar	17.06.03.0086 17.99.99.2008	17.06.03.1144 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung <b>AG-T</b>	Stück	17.06.12.0086 17.99.99.2006	17.06.03.1144 17.99.99.2006
 Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0087	17.06.04.1135
 Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0087 17.99.99.2019	17.06.04.1135 17.99.99.2019


## Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf <b>AD</b> mit Volant	Paar	17.06.10.0065	17.06.10.1095
	Paar	17.06.10.0065 17.99.99.2008	17.06.10.1095 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> mit Noppenhaftband	Paar	17.06.12.0061 17.99.99.2008	17.06.12.1092 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung <b>AG-T</b>	Stück	17.06.12.0061 17.99.99.2006	17.06.12.1092 17.99.99.2006
 Strumpfhose <b>AT</b> Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0058	17.06.13.1088
 Strumpfhose <b>AT/UM</b> mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0058 17.99.99.2019	17.06.13.1088 17.99.99.2019

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



# JOBST UlcerCARE

Für die effektive Behandlung eines Ulcus cruris venosum

JOBST UlcerCARE ist ein 2in1 Kompressionssystem, welches für die effektive Therapie von venösen Ulzera entwickelt wurde und einen Druck von 40 mmHg bietet. Der Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) kann rund um die Uhr getragen werden und ermöglicht die Fixierung einer Wundauflage.



## 2in1-Therapiesystem

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance der Patient\*innen.



## Starker Halt für die Beine

Hohe Ödemeindämmung nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden.



## Vereinfachtes Selbstmanagement der Patient\*innen

Ermöglicht die Wundinspektion und die Wundhygiene.

## Indikation

Chronische Venenerkrankung und Ulcus cruris venosum (UCV)

**C5**

Abgeheiltes UCV

**C6**

Florides UCV

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼	Standard		Maß	
	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf
<b>KKL</b>	<b>Leichte Kompression zur Ödemprävention</b>			
		●		●
	<b>KKL 3: 40 mmHg*</b>			
	●		●	
<b>Option</b>	Mit Reißverschluss** links oder rechts			
	●		●	
	●	●	●	●
<b>Fußspitze</b>	Offen			
	●		●	
		●		●
<b>Informationen</b>	Materialzusammensetzung		Materialzusammensetzung	
	76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan		40% Polyamid, 29% Baumwolle, 21% Elastodien, 10% Elasthan	
	79% Nylon/Polyamid, 16% Spandex/Elasthan, 5% Seide		58% Polyamid, 42% Elasthan	
	Wäsche		Wäsche	
	bei 40°C waschbar 		bei 40°C waschbar 	
	bei 60°C waschbar 		bei 40°C waschbar 	
	Patient*innen entschieden sich auch für...		Patient*innen entschieden sich auch für...	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>	

\*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf

\*\*Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite. AD Maß mit Ziehring am Reißverschluss



## Farben Kompressionsstrumpf Standard & Maß




Beige




Schwarz

## Farbe Unterziehstrumpf (Liner) Standard



Weiß

## Farbe Unterziehstrumpf (Liner) Maß



Caramel\*



Schwarz

\*entspricht farblich dem Beigeton des Kompressionsstrumpfes



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen.

#### Anwendungshinweise

1. JOBST UlcerCARE wird als Kompressionssystem nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden (Seite 86-89) empfohlen.
2. Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer Wundauflage abgedeckt werden. Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden finden Sie bei Essity unter der Marke Cutimed® [www.medical.essity.de](http://www.medical.essity.de)
3. Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulkus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.






## Größentabelle

Umfangmaße in cm							
Messpunkte ▼	Größen						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Wadenumfang (cC) in cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Knöchelumfang (cB) in cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

# JOBST UlcerCARE

## Standardsortiment

Kompressionsklasse 3

Ausführung		Hilfsmittelnummer und Zusätze
		KKL 3
	Kniestrumpf <b>AD</b> (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007 17.99.99.2015
		<b>Leichte Kompression zur Ödemprävention</b>
	3 Unterziehstrümpfe (Liner) <b>AD/U</b>	17.99.99.2024




## Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Maßsortiment

Kompressionsklasse 3

Ausführung	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
	KKL 3	
 Kniestrumpf <b>AD</b> (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)		17.06.20.1004
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	
 Kniestrumpf <b>AD</b> mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)		17.06.20.1004 17.99.99.2015
	Kniestrumpf <b>AD</b> mit Reißverschluss, mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	
<b>Leichte Kompression zur Ödemprävention</b>		
 1 Unterziehstrumpf (Liner) <b>AD/U</b>		17.99.99.2024

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter  
[www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)  
 oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop  
 unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



# JOBST Confidence

## Die nächste Generation flachgestrickter Kompression

JOBST Confidence wurde mit der innovativen Contour Fit Technologie entwickelt. Die Kompressionsversorgungen lassen sich somit exakt an individuelle Körperformen anpassen und bieten mehr Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.



### Contour Fit

Die innovative Contour Fit Stricktechnologie erlaubt es, die Versorgung optimal an individuelle Körperformen anzupassen.



### Weich & Stabil

Hergestellt aus einem geschmeidigen, anpassungsfähigen Gestrick, welches zudem die Sicherheit einer festen Unterstützung gibt.



### Feuchtigkeitsmanagement

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für optimalen Tragekomfort.

## Indikation

Lymphödem und Lipödem


**milde bis moderate Ausprägung**

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Maß								
		AB <sup>1</sup>	AD	AG	AG-HT	AT	BT / B <sup>1</sup> T	CT	E <sup>1</sup> T	CG <sup>1</sup>
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	
Haftband	SoftFit		●							●
	Noppe			●						●
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●				
	Geschlossen	●	●	●	●	●				
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 59 % Polyamid, 26 % Polypropylen, 15 % Elasthan KKL 2: 48 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 20 % Elasthan KKL 3: 45 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 23 % Elasthan								
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.								
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe, Seite 81</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>				

## Farben



Beige

Caramel


Black

Jeans  
Heather

Red  
Heather

Anthracite  
Heather

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit

Noppe



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Anatomisch geformtes Hosenteil

Die JOBST Confidence Strumpfhose verfügt über eine ergonomisch gesetzte und neu entwickelte Nahtführung, die sich der natürlichen Körperform von Patient\*innen mit Lymphödem und Lipödem individuell anpasst und für mehr Tragekomfort in der Leistenegend sorgt.



### Information zum Sortiment

#### Neue Maße im Leibteil

Der passgenaue Sitz der JOBST Confidence Strumpfhose mit dem anatomisch geformten Hosenteil wird über neue Messpunkte ermöglicht. Hierfür sind die neuen Maße /L und /L1 erforderlich.









Wir unterstützen Sie beim Maßnehmen und stellen Ihnen gerne unsere JOBST Confidence Messhilfen, bestehend aus einer Anmesskarte, einem Anmessgürtel sowie Maßband-Schiebern zum Anmessen der JOBST Confidence Längentypen mit Hosenteil zur Verfügung. Sprechen Sie gerne den JOBST Außendienst oder das Lymphologie Team im JOBST Kundenservice an: 02822 / 607 - 111.

Maße /L und /L1	JOBST Confidence Messhilfen		
<p>*maximal 45% von /L</p>	<p>Anmesskarte</p>	<p>Anmessgürtel</p>	<p>Maßband-Schieber</p>

# JOBST Confidence

## Maßsortiment untere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-3


Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Socke <b>AB'</b>	Stück	kassenspezifische Regelung		-
 Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	<b>17.06.14.0022</b>	<b>17.06.14.1033</b>	<b>17.06.14.2030</b>
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> + Noppenhaftrand	Stück	<b>17.06.16.0022</b>	<b>17.06.16.1033</b>	<b>17.06.16.2030</b>
		17.99.99.2008		17.99.99.2008
 Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring + anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform	Stück	<b>17.06.16.0022</b> 17.99.99.2009	<b>17.06.16.1033</b> 17.99.99.2009	<b>17.06.16.2030</b> 17.99.99.2009
		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Bermudahose <b>ET</b> + anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform	Stück	<b>17.06.19.0020</b>	<b>17.06.19.1029</b>	<b>17.06.19.2025</b>
		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Caprihose <b>CT</b> + anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform	Stück	<b>17.06.18.0020</b>	<b>17.06.18.1028</b>	<b>17.06.18.2024</b>
		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Leggins <b>BT/B'T</b> + anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform	Stück	<b>17.06.21.0020</b>	<b>17.06.21.1023</b>	<b>17.06.21.2020</b>
		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Strumpfhose <b>AT</b> + anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform	Stück	<b>17.06.17.0023</b>	<b>17.06.17.1032</b>	<b>17.06.17.2027</b>
		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
Hallux Valgus Zone	Stück	kassenspezifische Regelung
Funktionszone Fuß/T-Ferse	Stück	17.99.99.2030
Funktionszone Knie	Stück	17.99.99.2028
Haftrand (AD: SoftFit/AG: Noppenhaftrand)	Stück	17.99.99.2008
Komprimierendes Leibteil	Stück	17.99.99.2003
Slipform/schräger Abschluss (AD und AG)	Stück	17.99.99.2026
Hodensack	Stück	17.99.99.2017
Eingriff	Stück	17.99.99.2018
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	-
Initialen	Stück	-
Florales Taillenband	Stück	-



## Maßsortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 <p>Armstrumpf <b>CG<sup>1</sup></b> inkl. schrägem Abschluss</p>	Stück	17.10.04.0043	17.10.04.1046
		17.99.99.2026	

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Funktionszone Ellenbogen	Stück	17.99.99.2029
Haftrand	Stück	17.99.99.2008
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	-
Initialen	Stück	-

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Fachhandel News



Seien Sie immer auf dem aktuellsten Stand mit einen Blick auf die JOBST Fachhandel News. [www.jobst.de/fachhandel/news](http://www.jobst.de/fachhandel/news)

# JOBST Elvarex® untere Extremitäten

## Starke Kompression für eine feste Unterstützung

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient\*innen.



### Starker Halt

Sicherer Halt für ein effektives Lymphödem-Management.



### Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



### Funktionszonen

Optionale Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Flexibilität.



### Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.

## Indikation


Lymphödem und Lipödem

schwere Ausprägung

## Die Versorgung in der Übersicht


Ausführungen ▼		Standard*			Maß					
		AD	AG	AA	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg			●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 42 mmHg	●	●		●	●	●	●	●	●
	KKL 3 forte: 38-46 mmHg				●	●	●	●	●	●
	KKL 4: > 49 mmHg				●	●	●	●	●	●
	KKL 4 super: > 70 mmHg				●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit				●					
	Noppe		●		●	●	●	●	●	●
Fußspitze	Volant		●			●	●	●		
	Offen	●	●		●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●			●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 72 % Polyamid, 16 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 40 % Polyamid, 29 % Baumwolle, 21 % Elastodien, 10 % Elasthan; KKL 3: 41 % Baumwolle, 32 % Polyamid, 21 % Elastodien, 6 % Elasthan KKL 3 forte: 41 % Baumwolle, 27 % Polyamid, 26 % Elastodien, 6 % Elasthan KKL 4: 39 % Baumwolle, 30 % Elastodien, 26 % Polyamid, 5 % Elasthan; KKL 4 super: 39 % Baumwolle, 32 % Elastodien, 24 % Polyamid, 5 % Elasthan								
	Wäsche									

## Farben



Beige Dunkelbraun Grau Dunkelblau Schwarz Cranberry


## Melierte Farben\*



Graphit Denim Henna Stone Aubergine

\*Die melierten Farben sind nicht als Zehenkappe erhältlich.

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit Noppe



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.

Für die unteren Extremitäten: Slipform, Oberbein, Knie, T-Ferse, Schräger Fuß

Abbildung: Die Funktionszone Knie ist zur beispielhaften Darstellung eingefärbt.



### Information zum Sortiment

#### JOBST Elvarex® Strumpfhose (AT)

JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) setzen sich aus zwei JOBST Elvarex AG-Beinversorgungen und einer JOBST Elvarex Leibbinde zusammen. Bei der Bestellung finden Sie auf Ihren Belegen zusätzlich zur Hilfsmittelnnummer die Bestandteile einzeln aufgeführt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick:



KKL	Hilfsmittelnummer	Bestandteile & KKL	Hilfsmittelnummer
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 1	17.99.99.2003	2 x JOBST Elvarex AG, KKL 1	17.06.17.0008
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 2		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 2	17.06.17.1013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3	17.06.17.2013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3 forte	17.06.17.2012
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4	17.06.17.2013
		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4 super	17.06.17.2012

Bei JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) können die unterschiedlichen Kompressionsklassen miteinander kombiniert werden. Beispielsweise: AG in der Kompressionsklasse 3 mit einer Leibbinde in der Kompressionsklasse 2.


# JOBST Elvarex® untere Extremitäten

## Standardsortiment



Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 2	KKL 3
 Wadenstrumpf <b>AD</b>	Paar	17.06.01.1017	17.06.01.2011
	Paar	17.06.01.1017 17.99.99.0002	17.06.01.2011 17.99.99.0002
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b>	Paar	17.06.03.1025	17.06.03.2013
	Paar	17.06.03.1025 17.99.99.2008	17.06.03.2013 17.99.99.2008

## Größentabelle


Umfangmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	4	5+6	7+8	9+10	11+12	13+14	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Normal	40-43	Verkürzt	36-39	
AG		/G	69-74				
AG-T		/G	70-75				

## Maßsortiment - Zehenteil

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Zehenteil <b>AA</b> (ohne Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
 Zehenteil <b>AA</b> (mit Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004


## Maßsortiment AD

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	17.06.14.0008	17.06.14.1007
		<b>KKL 3</b>	<b>KKL 3 forte</b>
	Stück	17.06.14.2006	17.06.14.2016
		<b>KKL 4</b>	<b>KKL 4 super</b>
Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	17.06.14.3012	17.06.14.3011

## Maßsortiment AF und AG

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Halbschenkelstrumpf <b>AF</b> Oberschenkelstrumpf <b>AG</b>	Stück	17.06.15.0008	17.06.15.1007
	Stück	17.06.16.0008	17.06.16.1007
		<b>KKL 3</b>	<b>KKL 3 forte</b>
	Stück	17.06.15.2006	17.06.15.2014
	Stück	17.06.16.2006	17.06.16.2016
		<b>KKL 4</b>	<b>KKL 4 super</b>
	Stück	17.06.15.3011	17.06.15.3010
	Stück	17.06.16.3012	17.06.16.3011

Zusätze für JOBST Elvarex AD, AF, AG Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten	Paar	17.99.99.0002
Haftband (AF/AG)	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (AD)	Stück	17.99.99.2008
Reißverschluss (AD, AF, AG)	Stück	17.99.99.2015
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
T-Ferse (KKL 2-3 forte)	Stück	17.99.99.2030
Slipform	Stück	17.99.99.2026
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super)	Stück	17.99.99.2028
Funktionszone Oberbein (AF/AG)	Stück	17.99.99.2027
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ferse	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Fußrücken	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Schienbein	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle	Stück	17.99.99.2031


\* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

\*\* Tasche: eine Seite offen

## JOBST Elvarex® untere Extremitäten


### Maßsortiment AG-T

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.0008 17.99.99.2006	17.06.16.1007 17.99.99.2006
			<b>KKL 3</b>	<b>KKL 3 forte</b>
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.2006 17.99.99.2006	17.06.16.2016 17.99.99.2006
			<b>KKL 4</b>	<b>KKL 4 super</b>
	Hüftbefestigung <b>AG-T</b> rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.3012 17.99.99.2006	17.06.16.3011 17.99.99.2006


### Maßsortiment AG-HT

Kompressionsklasse 1 - 3 forte

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	17.06.16.0008 17.99.99.2003 17.99.99.2009	17.06.16.1007 17.99.99.2003 17.99.99.2009
			<b>KKL 3</b>	<b>KKL 3 forte</b>
	Einbeinhose <b>AG-HT</b> inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	17.06.16.2006 17.99.99.2003 17.99.99.2009	17.06.16.2016 17.99.99.2003 17.99.99.2009

### Maßsortiment BT, B'T, CT, ET & FT


Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer			
			KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte
	Leggins <b>BT, B'T</b>	Stück	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013
	Caprihose <b>CT</b>	Stück	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009
	Bermudahose <b>ET</b>	Stück	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009
	Radler <b>FT</b>	Stück	17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013
				<b>KKL 4</b>	<b>KKL 4 super</b>	
	Leggins <b>BT, B'T</b>	Stück	17.06.21.3009		17.06.21.3010	
	Caprihose <b>CT</b>	Stück	17.06.18.3006		17.06.18.3007	
Bermudahose <b>ET</b>	Stück	17.06.19.3006		17.06.19.3007		



## Maßsortiment AT

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Strumpfhose <b>AT</b> bestehend aus 2x AG Elvarex  + kompr. Leibteil ohne Beinring  Strumpfhose <b>AT</b> bestehend aus 2x AG Elvarex  + kompr. Leibteil ohne Beinring  Strumpfhose <b>AT</b> bestehend aus 2x AG Elvarex  + kompr. Leibteil ohne Beinring (bis maximal KKL 3 forte)	Stück	17.06.17.0008	17.06.17.1013
	Stück	17.99.99.2003	
		KKL 3	KKL 3 forte
	Stück	17.06.17.2013	17.06.17.2012
	Stück	17.99.99.2003	
		KKL 4	KKL 4 super
	Stück	17.06.17.3010	17.06.17.3009
	Stück	17.99.99.2003	

 Information zum Maßsortiment AT auch auf Seite 57

Zusätze für JOBST Elvarex AG-T, AG-HT, AT, BT, B'T, CT, ET, FT Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten (AG-T, AG-HT, AT)	Paar	17.99.99.0002
Haftband (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
Hodensack (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2017
Eingriff (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2018
Geschlossene Fußspitze (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	kassenspezifische Regelung
T-Ferse (KKL 2-3 forte, AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2030
Slipform	Stück	17.99.99.2026
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super, exkl. ET und FT)	Stück	17.99.99.2028
Funktionszone Oberbein (exkl. AG-T, AG-HT)	Stück	17.99.99.2027
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ferse (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Fußrücken (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Schienbein (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle (exkl. ET, FT)	Stück	17.99.99.2031

\* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

\*\* Tasche: eine Seite offen

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter  
[www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)  
oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop  
unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Fachhandel News



Seien Sie immer auf dem aktuellsten  
Stand mit einen Blick auf  
die JOBST Fachhandel News.  
[www.jobst.de/fachhandel/news](http://www.jobst.de/fachhandel/news)



# JOBST Elvarex® obere Extremitäten

## Starke Kompression für eine feste Unterstützung

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient\*innen.



### Starker Halt

Sicherer Halt für ein effektives Lymphödem-Management.



### Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



### Funktionszonen

Optionale Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Flexibilität.



### Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.

## Indikation


Lymphödem und Lipödem

schwere Ausprägung

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Maß							
		AC <sup>1</sup>	AE	AG	AG <sup>1</sup>	AH	CG	CG <sup>1</sup>	CH
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit						●	●	
	Noppe		●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elstodien, 10 % Elasthan							
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.							
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>							

## Farben



Beige

Caramel

Macchiato

Grau

Dunkelblau

Schwarz

Rubinrot

Cranberry

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit

Noppe

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.

Für die oberen Extremitäten: Oben schräg & Ellenbogen




Abbildung: Die Funktionszone Ellenbogen ist zur beispielhaften Darstellung eingefärbt.



## JOBST Elvarex® obere Extremitäten

### Maßsortiment - Armstrumpf

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf <b>CG</b>	Stück	17.10.04.0017	17.10.04.1018
 Armstrumpf <b>CG'</b> inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2026	17.10.04.1018 17.99.99.2026
 Armstrumpf <b>CH</b> mit Kappe und BH-Befestigung* inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026
 Armstrumpf <b>CH</b> mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026

\*mit/ohne Klettverschluss



Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (CG', CG)	Stück	17.99.99.2008
Reißverschluss	Stück	17.99.99.2014
Funktionszone Ellenbogen (KKL 2)	Stück	17.99.99.2029
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

\* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

\*\* Tasche: eine Seite offen

### Maßsortiment - Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	
 <b>AC'</b>	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.99.99.2010	17.99.99.2010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
 <b>AE</b>	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.07.0006	17.10.07.1010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0006	17.10.09.1006
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0006	17.10.08.1008



Zusätze für JOBST Elvarex Handschuh-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband (AE)	Stück	17.99.99.2008
Tasche** Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Schräger Abschluss (AE)	Stück	17.99.99.2026

\* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

\*\* Tasche: eine Seite offen

## Maßsortiment - einteiliger Armstrumpf mit Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
			KKL 1	KKL 2	
	Armstrumpf <b>AG</b>	Stück	Ohne Finger, ohne Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2010	17.10.04.1018 17.99.99.2010
			Ohne Finger, mit Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2011	17.10.04.1018 17.99.99.2011
			Mit Finger, mit Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2012	17.10.04.1018 17.99.99.2012
	Armstrumpf <b>AG<sup>1</sup></b> inkl. schrägem Abschluss	Stück	Ohne Finger, ohne Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2010 17.99.99.2026	17.10.04.1018 17.99.99.2010 17.99.99.2026
			Ohne Finger, mit Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2011 17.99.99.2026	17.10.04.1018 17.99.99.2011 17.99.99.2026
			Mit Finger, mit Daumen	17.10.04.0017 17.99.99.2012 17.99.99.2026	17.10.04.1018 17.99.99.2012 17.99.99.2026
	Armstrumpf <b>AH</b> mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Stück	Ohne Finger, ohne Daumen	17.10.04.0018 17.99.99.2010 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2010 17.99.99.2013 17.99.99.2026
			Ohne Finger, mit Daumen	17.10.04.0018 17.99.99.2011 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2011 17.99.99.2013 17.99.99.2026
			Mit Finger, mit Daumen	17.10.04.0018 17.99.99.2012 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2012 17.99.99.2013 17.99.99.2026

Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf- und Handschuh-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
BH-Befestigung (mit/ohne Klettverschluss)	Stück	kassenspezifische Regelung
Halterung	Stück	kassenspezifische Regelung
Reißverschluss	Stück	17.99.99.2014
Futterstoff* Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

\* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

\*\* Tasche: eine Seite offen



# JOBST Elvarex® Plus

## Zuverlässige und nahtlose Kompression

Lassen Sie Patient\*innen den ausgezeichneten Tragekomfort von JOBST Elvarex Plus erleben, entwickelt mit der nahtlosen 3D-Stricktechnologie, für eine bessere Passform und unbeschwerte Momente.



### Nahtlos

Reduziert das Risiko von Druckstellen und bietet mehr Bewegungsfreiheit in der Ausübung alltäglicher Aktivitäten.



### 3D-Technologie

Innovative 3D-Stricktechnik vermittelt das Gefühl einer zweiten Haut.



### Ergonomische Anpassung

Angepasst an die individuellen Körperkonturen für eine verbesserte anatomische Passform.



### Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.





## Indikation

Lymphödem und Lipödem

milde bis moderate Ausprägung


schwere Ausprägung

## Die Versorgung in der Übersicht


Ausführungen ▼		Maß		
		 AC <sup>1</sup>	 AE	 AA
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten KKL 1: 72 % Polyamid, 16 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 40 % Polyamid, 29 % Baumwolle, 21 % Elastodien, 10 % Elasthan  Obere Extremitäten KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elastodien, 10 % Elasthan		
	Wäsche 	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>		



## Farben Handschuh



## Farben Zehenkappe



**i** Die JOBST Elvarex Plus Farbe Red wurde auf die JOBST Confidence Farbe Red Heather abgestimmt.



### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Der Handschuh

Die ergonomische Formgebung am Daumenansatz reduziert die Faltenbildung an der Daumenschwimmhaut für einen ungehinderten Griff. Anatomisch geformte Ballen sorgen für einen exakten Sitz durch die genaue Anpassung an die individuellen Aushöhlungen und Erhebungen.







#### Die Zehenkappe

Stricktechnisch modellierte Zonen in den Zehenzwischenräumen sichern die optimale Formanpassung an sensiblen Stellen. Nahtlos gestrickte Zehenabschlüsse liegen exakt an und sind belastbar.



## Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 <b>AC<sup>1</sup></b> Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
 <b>AE</b> Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0007	17.10.09.1007
	Stück	17.10.08.0007	17.10.08.1007
 <b>AA</b> Mit vier Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
 <b>AA</b> Mit fünf Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
Zusatz	Einheit	Hilfsmittelnummer	
Schräger Abschluss (AE)	Stück	17.99.99.2026	

# JOBST Elvarex® Soft

## Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

JOBST Elvarex Soft ist eine leichte, atmungsaktive und hautfreundliche Kompressionsversorgung, welche speziell für Patient\*innen mit empfindlicher Haut entwickelt wurde.



**Angenehm weich**  
Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



**Einfaches Anziehen für Beine**  
Material unterstützt das Anziehen.



**Mikro-Massage**  
Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



**Atmungsaktiv**  
Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

## Indikation

Lymphödem und Lipödem

**milde bis moderate Ausprägung**

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Maß							
		AD	AG	AG-T	AT	B'T & BT	CT	ET	CG'
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	
Haftband	SoftFit	●							●
	Noppe	●	●						●
Fußspitze	Offen	●	●	●	●				
	Geschlossen	●	●	●	●				
Informationen	Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten KKL 1: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan KKL 2: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan KKL 3: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan				Obere Extremitäten KKL 1: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan KKL 2: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan			
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.							
	Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81				• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84			


## Farben




Beige



Macchiato\*



Dunkelbraun



Grau



Dunkelblau



Schwarz



Rubinrot



Cranberry



Pine Green

Sunflower  
Yellow

\* Nur bei Armversorgungen

## Haftbänder Außen/Innen



SoftFit



Noppe

### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Anatomische Fußspitze

Die Maßprodukte aus dem JOBST Elvarex Soft und dem JOBST Elvarex Sortiment bieten für einen bestmöglichen Tragekomfort eine anatomisch geformte Fußspitze für den geraden als auch für den schrägen Fußabschluss. Bitte geben Sie beim Ausfüllen des Maßblattes immer die Länge /Z an!



### Information zum Sortiment

#### Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Im JOBST Elvarex Soft und im JOBST Elvarex Sortiment kann die Schließnaht in einer anderen Farbe als die Kompressionsversorgung gewählt werden. Alle Bemerkungszeilen-Codes hierzu finden Sie auf der Innenseite vom Mantelbogen des Maßblockes.

JOBST Elvarex Soft Kompressionsstrumpf in Beige und die Schließnaht in den Farben Schwarz, Dunkelbraun, Dunkelblau, Grau oder Cranberry wählen.

JOBST Elvarex Kompressionsstrumpf in Beige, Cranberry, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Dunkelbraun mit einer Schließnaht in den Farben Cranberry, Schwarz, Grau, Dunkelblau, Dunkelbraun oder Beige kombinieren.



JOBST Elvarex Soft









JOBST Elvarex

# JOBST Elvarex® Soft

## Maßsortiment untere Extremitäten


Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.16.0015</b>	<b>17.06.16.1020</b>	<b>17.06.16.2021</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026
 <b>AG-T</b> Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.0015 17.99.99.2006	17.06.16.1020 17.99.99.2006	17.06.16.2021 17.99.99.2006
 <b>AG-T</b> Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig) Volle Kompression	Stück	17.06.16.0015 17.99.99.2006 17.99.99.2003	17.06.16.1020 17.99.99.2006 17.99.99.2003	17.06.16.2021 17.99.99.2006 17.99.99.2003
 Strumpfhose <b>AT</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.17.0015</b>	<b>17.06.17.1018</b>	<b>17.06.17.2018</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026
 Leggins <b>BT, B'T</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.21.0013</b>	<b>17.06.21.1015</b>	<b>17.06.21.2014</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026
 Caprihose <b>CT</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.18.0013</b>	<b>17.06.18.1016</b>	<b>17.06.18.2016</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026
 Bermudahose <b>ET</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.19.0013</b>	<b>17.06.19.1016</b>	<b>17.06.19.2016</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026
 Radler <b>FT</b> + Slipform	Stück	<b>17.06.22.0011</b>	<b>17.06.22.1011</b>	<b>17.06.22.2012</b>
		17.99.99.2026		17.99.99.2026

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (AD)	Stück	17.99.99.2008
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
mit Durchziehgummi	Stück	-
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
T-Ferse	Stück	17.99.99.2030

## Maßsortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1- 2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf <b>CG!</b> inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0028 17.99.99.2026	17.10.04.1029 17.99.99.2026

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit	Stück	17.99.99.2008
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

\*Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)

## Fachhandel News



Seien Sie immer auf dem aktuellsten Stand mit einen Blick auf die JOBST Fachhandel News. [www.jobst.de/fachhandel/news](http://www.jobst.de/fachhandel/news)



# JOBST Elvarex® Soft Seamless

## Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

Die innovativen und flachgestrickten JOBST Elvarex Soft Seamless Kompressionsfußkappen und Kompressionshandschuhe werden für einen hohen Tragekomfort nach Maß gefertigt und ganz ohne Naht hergestellt.



### Nahtlos

Aus einem Stück ohne Nähte gefertigt zur optimalen Ödemkontrolle und für ein exzellentes Tragegefühl.



### Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



### Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.





## Indikation

Lymphödem und Lipödem

**milde bis moderate Ausprägung**

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Maß		
		 AC <sup>1</sup>	 AE	 AA
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan   KKL 2: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan		
	Wäsche 	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>		



## Farben



\* Nur bei Arm-/Handversorgungen

## Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)






### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Optimierte Abschlüsse

Die spezielle Komfortzone im Abschlussbereich ermöglicht ein bequemes Anziehen und Tragen der Versorgung in Verbindung mit Arm- oder Beinkompressionsversorgungen. Finger- und Zehenabschlüsse sind flach verarbeitet, tragen nicht auf und verhindern eine Rollneigung.

## Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Handschuh <b>AC</b> <sup>1</sup> ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
 Langer Handschuh <b>AE</b> ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0008	17.10.09.1008
	Stück	17.10.08.0008	17.10.08.1009
 Zehnkappe <b>AA</b> mit vier Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004



# JOBST Relax

## Kompression für die Ruhe- und Nachtphasen

Maßgefertigte und flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für das Lymphödemmanagement in Ruhephasen. JOBST Relax wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken.



### Polsterung

Polsterndes Material bietet Komfort.



### Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



### Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



### Einfaches Anziehen für Beine & Arme

Material unterstützt das Anziehen.






## Indikation

Lymphödem

## Zeitraum

Nachts

## Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen ▼		Maß			
					
		AG	CG	AD	AG
Kompression	15-20 mmHg	●	●	●	●
	20-30 mmHg			●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	15-20 mmHg: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan 20-30 mmHg: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan			
	Wäsche	 Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.			
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84</li> </ul>			

## Farben



Beige



Rose

## Schutz und Aufbewahrung



JOBST Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsversorgung geliefert.

## Maßblatt




Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads) oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter [eshop.jobst.de](http://eshop.jobst.de)





### Information zur Beratung von Patient\*innen

#### Monofilament-Zwischenschicht





Eine besondere Eigenschaft, die JOBST Relax von anderen Nachtlösungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß auf diese Weise besonders gut von der Haut abtransportiert. Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.



## Maßsortiment obere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
 Armstrumpf <b>AG</b>	Stück	15-20 mmHg
 Armstrumpf <b>AG</b> inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg
 Armstrumpf <b>CG</b>	Stück	15-20 mmHg
 Armstrumpf <b>CG</b> inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg

## Maßsortiment untere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
 Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
 Wadenstrumpf <b>AD</b> inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b>	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
 Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg

# ÄRZTLICHE VERORDNUNG

Kompressionsversorgungen sollten immer auf einem separaten Rezept verordnet werden. Auf dem entsprechenden Vordruckmuster muss das Feld Nummer 7 (Hilfsmittel) markiert werden. Das Rezept muss darüber hinaus nachfolgende Angaben enthalten.

## Rezeptangaben

- ① **Indikation / Diagnose**  
ICD-10 Code
- ② **Hilfsmittelnummer oder Bezeichnung des Hilfsmittels**  
Ggf. Produktname & medizinische Begründung
- ③ **Anzahl der Strümpfe / Strumpfhosen**  
1 Paar oder 1 Stück
- ④ **Erforderlicher Längentyp**  
Beispielsweise: AD Wadenstrumpf, AG Oberschenkelstrumpf, AT Strumpfhose
- ⑤ **Erforderliche Kompressionsklasse**  
KKL 1 bis KKL 4
- ⑥ **Art der Fußspitze**  
offen oder geschlossen
- ⑦ **Ggf. ergänzende Verordnung von Zusätzen**  
Beispielsweise: Haftband, Befestigungen, schräger Fuß, Slipform, Funktionszonen etc.
- ⑧ **Falls erforderlich: ‚nach Maß (n.M.)‘ oder ‚Maßanfertigung‘ UND ‚Flachstrick‘ oder ‚flachgestrickt‘** (in der Lymphtherapie unbedingt erforderlich)

## Ärztliche Therapiefreiheit

Ärzt\*innen haben im Rahmen der Therapiefreiheit die Möglichkeit eine spezifische Einzelproduktverordnung (namentliche Verordnung) durchzuführen (gemäß Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses in der Fassung vom 21. Dezember 2011 / 15. März 2012, zuletzt geändert am 18. März 2021). Für die namentliche Verordnung einer Kompressionsversorgung muss auf dem Rezept die 10-stellige Positionsnummer und der Produktname angegeben werden. Eine entsprechende medizinische Begründung ist erforderlich. An- und Ausziehhilfen müssen bei Bedarf auf einem zusätzlichen Rezept verordnet werden.

## Häufigkeit der Verordnung

Die Haltbarkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen beträgt bei regelmäßiger Nutzung in der Regel 6 Monate. Anschließend gewähren die gesetzlichen Krankenkassen üblicherweise eine neue Versorgung. Bei der Erstversorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist aus hygienischen Gründen eine Doppelversorgung der Patient\*innen erforderlich, die sogenannte „Wechselversorgung“. Bei besonderer Beanspruchung oder bei einer Veränderung der Umfangmaße ist eine neue Versorgung bereits vor Ablauf der 6 Monate indiziert.

## Empfehlungsgrad von Zusätzen

Aus der S2k-Leitlinie zur medizinischen Kompressionstherapie (\*AWMF-Registernummer: 037/005, weitere Informationen [www.awmf.org](http://www.awmf.org)) ergibt sich ein hoher Empfehlungsgrad von Zusätzen für ein besseres Therapieergebnis. Konkret heißt es: „Bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen (MKS) soll berücksichtigt werden, dass verschiedene Längen und Spezialteile zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Länge und der Zusatzteile richtet sich dabei nach der Diagnose und der Lokalisation der Beschwerden und Veränderungen. Bei flachgestrickten MKS stehen für besondere Problemlokalisationen Zusatzausrüstungen, sowohl im Befestigungsbereich als auch im Strumpfbereich, zur Verfügung (z.B. schräger Abschluss, Einstecktaschen für Polster/ Pelotten, breiter Abschluss).“

## Verordnungsbeispiel Rundstrick

Krankenkasse bzw. Kostenträger <b>Privat</b>		Hilfsmittel-BVG 6 <b>7</b> 8 9	Impf-Stoff 9	Scr-St-Bedarf 9	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / K
Name, Vorname des Versicherten <b>Mustermann Elke</b>		Zustellung	Gesamt-Brutto			
Musterstr. 12 24000 Musterhausen		geb. am		00.00.00		
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.	Status			
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.	Datum			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel				
① Diagnose:	③ 1 Paar JOBST Opaque med. Kompressionsstrümpfe (Begründung)					
CEAP C2 - Varikose primär	④ ⑤ Oberschenkelstrümpfe (AG), KKL 2					
	⑥ geschlossene Fußspitze					
	⑦ mit Haftband					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Krankenkasse bzw. Kostenträger <b>Privat</b>		Hilfsmittel-BVG 6 <b>7</b> 8 9	Impf-Stoff 9	Scr-St-Bedarf 9	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / K
Name, Vorname des Versicherten <b>Mustermann Elke</b>		Zustellung	Gesamt-Brutto			
Musterstr. 12 24000 Musterhausen		geb. am		00.00.00		
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.	Status			
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.	Datum			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel				
① Diagnose:	③ 1 Stück JOBST Opaque med. Kompressionsstrumpf (Begründung)					
CEAP C2 - Varikose primär	④ ⑤ Strumpfhose (AT), KKL 2					
	⑥ offene Fußspitze					
	⑧ Maßanfertigung, flachgestrickt					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Standard

Maß

## Verordnungsbeispiel Flachstrick

Krankenkasse bzw. Kostenträger <b>Privat</b>		Hilfsmittel-BVG 6 <b>7</b> 8 9	Impf-Stoff 9	Scr-St-Bedarf 9	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / K
Name, Vorname des Versicherten <b>Mustermann Elke</b>		Zustellung	Gesamt-Brutto			
Musterstr. 12 24000 Musterhausen		geb. am		00.00.00		
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.	Status			
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.	Datum			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel				
① Diagnose:	③ 1 Stück, JOBST Confidence med. Kompressionsstrumpf (Begründung)					
I89.01 sekundäres Beinlymphödem Stadium II beidseitig	④ ⑤ Strumpfhose (AT), KKL 2					
	⑥ geschlossene Fußspitze komprimierendes Leibteil,					
	⑦ beidseitige Slipform, beidseitig schräger Fuß					
	⑧ Maßanfertigung, flachgestrickt					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabe in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Krankenkasse bzw. Kostenträger <b>Privat</b>		Hilfsmittel-BVG 6 <b>7</b> 8 9	Impf-Stoff 9	Scr-St-Bedarf 9	Begr.-Pflicht	Apotheken-Nummer / K
Name, Vorname des Versicherten <b>Mustermann Elke</b>		Zustellung	Gesamt-Brutto			
Musterstr. 12 24000 Musterhausen		geb. am		00.00.00		
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.	Status			
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.	Datum			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel				
① Diagnose:	③ 1 Stück, JOBST Elvarex med. Kompressionsstrumpf (Begründung)					
I89.01 sekundäres Armlymphödem Stadium II einseitig	④ ⑤ Armstrumpf (CG1), KKL 2					
	⑦ Hafttrand SoftFit, schräger Abschluss					
	⑧ Maßanfertigung, flachgestrickt					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Untere Extremitäten, Maß

Obere Extremitäten, Maß



Beiblatt gemäß Hilfsmittelrichtlinie § 7 Abs. 2 zur ärztlichen Verordnung  
Gegebenenfalls sind die notwendigen Angaben der Verordnung gesondert beizufügen - nutzen Sie gerne das JOBST Beiblatt.



Laden sie sich das JOBST Beiblatt jederzeit herunter:  
[www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)



eurocom Broschüre ‚Medizinische Kompressionstherapie richtig verordnen‘



Diese Broschüre informiert kompakt und übersichtlich über die wesentlichen Aspekte einer Verordnung von Kompressionsversorgungen. Verfügbar unter:  
[www.eurocom-info.de/service/publikationen/](http://www.eurocom-info.de/service/publikationen/)

# KOMPRESSIONSKLASSEN, INDIKATIONEN, KONTRAINDIKATIONEN

Kompressionsklasse*		Indikationen**
KKL 1	Bein 18-21 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, leichte Varikose ohne Ödem, leichte Schwellneigung der Knöchel, Füße und Beine, beginnende Schwangerschaftsvarikose, kardiales Ödem unter ärztlicher Kontrolle, arthritische Patient*innen, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien 0-II ohne oder mit minimaler Verformung der Extremitäten (oder Lymphödeme im ISL-Stadium III, wenn eine höhere Kompression nicht toleriert wird)
	Arm 15-21 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hypertrophe Narben
KKL 2	Bein 23-32 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, mäßig bis stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, mäßig bis stark ausgeprägte Schwangerschaftsvarikose mit und ohne Ödem, mäßige Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C5 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen und geheiltes Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis/SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, posttraumatische und postoperative Ödeme, arthritische Patient*innen mit eingeschränkter Geschicklichkeit, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien II-III mit Verformung der Extremitäten, Phlebo-Lymphödeme, Lipödeme
	Arm 23-32 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hypertrophe Narben
KKL 3	Bein 34-46 mmHg	Stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, schwere Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C6 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen, geheiltes Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, Postthrombotisches Syndrom (PTS), zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis/SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, aktive Patient*innen mit Lymphödem in ISL-Stadium III, Risiko eines wiederkehrenden Ödems, stark ausgeprägtes Lipödem
KKL 4	Bein > 49 mmHg	Schweres postthrombotisches Syndrom PTS, stark ausgeprägtes Lymphödem in ISL-Stadium IV, schwere Ödemneigung nicht arteriellen Ursprungs

\*Oberflächendruck am Messpunkt B (Fesselbereich Bein) bzw. Messpunkt C1 (Handgelenk Arm)

\*\*Zuordnung dient lediglich als Empfehlungshilfe. In der Überarbeitung der PG 17 wurde die fixe Zuordnung von Indikationen und Kompressionsklasse aufgehoben.

Kontraindikationen	
	<p><b>JOBST Kompressionsversorgungen sollten in den folgenden Fällen nicht getragen werden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortgeschrittene arterielle Insuffizienz einschließlich Ischämie</li> <li>• Dekompensierte Herzinsuffizienz</li> <li>• Unbehandelte septische Phlebitis</li> <li>• Phlegmasia coerulea dolens</li> <li>• Unverträglichkeit des Strumpfmaterials</li> <li>• Offene Wunden, die nicht mit einer angemessenen Wundauflage abgedeckt wurden</li> </ul>
	<p>Weitere Warnhinweise können Sie der JOBST Gebrauchsanweisung auf den spezifischen Produktseiten unter <a href="http://www.jobst.de">www.jobst.de</a> entnehmen.</p>



# POSITIONSNUMMERN RUNDSTRICK

## Hilfsmittelnummern unserer Kompressionsversorgungen

Ausführung		JOBST Opaque & JOBST Maternity Opaque		JOBST UltraSheer		JOBST forMen Ambition		JOBST forMen Explore	
		KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2
AD	Serie	17.06.01.0066	17.06.01.1129	17.06.01.0060	17.06.01.1121	17.06.01.0103	17.06.01.1170	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	17.06.10.0020	17.06.10.1034	17.06.10.0019	17.06.10.1033	17.06.10.0069	17.06.10.1113	17.06.10.0068	17.06.10.1112
AF	Maß	17.06.11.0029	17.06.11.1050	17.06.11.0011	17.06.11.1017				
AG	Serie	17.06.03.0060	17.06.03.1117	17.06.03.0054	17.06.03.1108				
	Maß	17.06.12.0020	17.06.12.1032	17.06.12.0019	17.06.12.1033				
AT	Serie	17.06.04.0063	17.06.04.1102	17.06.04.0059	17.06.04.1095				
	Maß	17.06.13.0018	17.06.13.1029	17.06.13.0019	17.06.13.1028				

Ausführung		JOBST Basic		JOBST Classic		JOBST Bellavar		JOBST UlcerCARE
		KKL 1	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 2	KKL 3	KKL 3
AD	Serie	17.06.01.0096	17.06.01.1155	17.06.01.1146	17.06.01.2053	17.06.01.1016		17.06.08.1007
	Maß	17.06.10.0065	17.06.10.1095	17.06.10.1035	17.06.10.2035	17.06.10.1037	17.06.10.2011	17.06.20.1004
AF	Serie					17.06.02.1025		
	Maß			17.06.11.1051	17.06.11.2029	17.06.11.1018	17.06.11.2007	
AG	Serie	17.06.03.0086	17.06.03.1144	17.06.03.1135	17.06.03.2049	17.06.03.1024		
	Maß	17.06.12.0061	17.06.12.1092	17.06.12.1034	17.06.12.2034	17.06.12.1036	17.06.12.2011	
AT	Serie	17.06.04.0087	17.06.04.1135	17.06.04.1128	17.06.04.2032	17.06.04.1016		
	Maß	17.06.13.0058	17.06.13.1088	17.06.13.1030	17.06.13.2034	17.06.13.1032	17.06.13.2008	

## Hilfsmittelnummern der Zusätze

Bezeichnung	Hilfsmittelnummer
Komprimierendes Leibteil (Maßversorgung)	17.99.99.2003
Hüftbefestigung für AF und AG Strümpfe	17.99.99.2006
Haftband	17.99.99.2008
Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2009
Eingriff	17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019
Reißverschluss	17.99.99.2015

# POSITIONSNUMMERN FLACHSTRICK

## Hilfsmittelnummern unserer Kompressionsversorgungen

Ausführung		JOBST Confidence			JOBST Elvarex				
		KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte	
Beinversorgung	AA	Maß				17.99.99.2004	17.99.99.2004	17.99.99.2004	
	AD	Serie					17.06.01.1017	17.06.01.2011	
		Maß	17.06.14.0022	17.06.14.1033	17.06.14.2030	17.06.14.0008	17.06.14.1007	17.06.14.2006	17.06.14.2016
	AF	Maß				17.06.15.0008	17.06.15.1007	17.06.15.2006	17.06.15.2014
	AG	Serie					17.06.03.1025	17.06.03.2013	
		Maß	17.06.16.0022	17.06.16.1033	17.06.16.2030	17.06.16.0008	17.06.16.1007	17.06.16.2006	17.06.16.2016
	B'T, BT	Maß	17.06.21.0020	17.06.21.1023	17.06.21.2020	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013
	CT	Maß	17.06.18.0020	17.06.18.1028	17.06.18.2024	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009
	ET	Maß	17.06.19.0020	17.06.19.1029	17.06.19.2025	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009
	FT	Maß				17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013
AT	Maß	17.06.17.0023	17.06.17.1032	17.06.17.2027	17.06.17.0008	17.06.17.1013	17.06.17.2013	17.06.17.2012	
Armversorgung	AE ohne Finger, ohne Daumen	Maß				17.10.07.0006	17.10.07.1010		
	AE ohne Finger, mit Daumen	Maß				17.10.09.0006	17.10.09.1006		
	AE mit Finger, mit Daumen	Maß				17.10.08.0006	17.10.08.1008		
	AG, AG'	Maß				17.10.04.0017	17.10.04.1018		
	AH	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019		
	CG, CG'	Maß	17.10.04.0043	17.10.04.1046		17.10.04.0017	17.10.04.1018		
	CH	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019		

## Hilfsmittelnummern der Zusätze

Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.
17.99.99.0002	Kompressionspelotten inkl. Tasche	17.99.99.2010	Handteil für Armstrümpfe mit Daumeöffnung	17.99.99.2018
17.99.99.2003	Komprimierendes Leibteil	17.99.99.2011	Handteil für Armstrümpfe mit Daumenansatz	17.99.99.2019
17.99.99.2004	Komprimierendes Zehenteil/Zehenkappe	17.99.99.2012	Handteil für Armstrümpfe mit Daumen & Fingern	17.99.99.2020
17.99.99.2005	Webansatz	17.99.99.2013	Schulterbefestigung/Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2022
17.99.99.2006	Hüftbefestigung für A-F und A-G Strümpfe	17.99.99.2014	Reißverschluss am Armstrumpf	17.99.99.2023
17.99.99.2007	Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe	17.99.99.2015	Reißverschluss am Beinstrumpf	17.99.99.2024
17.99.99.2008	Haftrand	17.99.99.2016	Haftbandstücke	17.99.99.2025
17.99.99.2009	Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2017	Hodensack	17.99.99.2026

		JOBST Elvarex Plus		JOBST Elvarex Soft			JOBST Elvarex Soft Seamless	
KKL 4	KKL 4 super	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2
		17.99.99.2004	17.99.99.2004				17.99.99.2004	17.99.99.2004
17.06.14.3012	17.06.14.3011			17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021		
17.06.15.3011	17.06.15.3010							
17.06.16.3012	17.06.16.3011			17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021		
17.06.21.3009	17.06.21.3010			17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014		
17.06.18.3006	17.06.18.3007			17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016		
17.06.19.3006	17.06.19.3007			17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016		
				17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012		
				17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018		
		17.10.09.0007	17.10.09.1007				17.10.09.0008	17.10.09.1008
		17.10.08.0007	17.10.08.1007				17.10.08.0008	17.10.08.1009
				17.10.04.0028	17.10.04.1029			

Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung
Eingriff	17.99.99.2027	Funktionszone Oberbein, (ventrolaterale Erhöhung)
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2028	Funktionszone Knie, Ellipse, anatomisch abgewinkeltes Knie
Stomaöffnung	17.99.99.2029	Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)
Bolero	17.99.99.2030	T-Ferse, Y-Einkehr, 90° Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß
Komprimierender Fingerling	17.99.99.2031	Futterstoff, inkl. Taschen (z. B. Kniekehle, Ellenbeuge)
Abrechnungsp. für Unterstrümpfe bei Ulcus-cruris-Strümpfen		Schräger Fußabschluss, distaler Fußabschluss, anatomischer Fuß
Geschlossene Fußspitze		Schräger Abschluss Oberarm
Schräge Abschlüsse proximal, laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform		Schräger Abschluss Handteil

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## I. Allgemeines / Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der BSN Jobst GmbH, einem Unternehmen der Essity-Gruppe (nachfolgend: wir/uns) und Kunden, in denen wir als Verkäufer/Lieferant auftreten und unser Vertragspartner als Unternehmer i.S.v. § 14 BGB handelt. Ein Verkauf an Verbraucher gemäß § 13 BGB findet nicht statt.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

## II. Vertragsschluss / Besondere Bestimmungen für das elektronische Bestellportal

1. Unsere Angebote sind freibleibend und ein Zwischenverkauf ist vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach Zugang anzunehmen oder abzulehnen. Übersteigt die von einem Kunden im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung erteilte Bestellung seine zuvor übliche, durchschnittliche Bestellmenge um mehr als 20%, verlängert sich die Frist, innerhalb der wir die Bestellung annehmen oder ablehnen können, auf zwei Wochen ab Zugang der Bestellung. Im Falle einer Ablehnung der Bestellung wird der Kunde innerhalb dieser Fristen benachrichtigt.
3. Für das elektronische Bestellportal gelten die folgenden besonderen Bestimmungen:
  - (i) Das Sortiment unseres Bestellportals stellt eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Angebote abzugeben. Durch Anklicken des Buttons „Bestellung abschließen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Etwaige Eingabefehler vor Abgabe einer Bestellung können vor dem Absenden der Bestellung überprüft und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion korrigiert werden. Die Vertragssprachen sind deutsch und englisch.
  - (ii) Der Kunde erhält im Falle der Abgabe eines verbindlichen Angebots unverzüglich eine Bestätigung des Empfangs seiner Bestellung per E-Mail. Bei dieser Empfangsbestätigung handelt es sich noch nicht um die Annahme oder Ablehnung des Angebots durch uns. Bei einer Bestellung über das Bestellportal beträgt die Annahme- oder Ablehnungsfrist zwei Werktagen (Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage an unserem Sitz). Im Falle der Ablehnung wird der Kunde innerhalb dieser Frist von uns kontaktiert. Der Status der Bestellung kann später in dem Bestellportal eingesehen werden.

## III. Preise und Zahlung

1. Es gelten unsere jeweils aktuellen Preise gemäß gültiger Preisliste bzw. den in dem Bestellportal ausgewiesenen Preisen zuzüglich einer Versandkostenpauschale von derzeit EUR 5,90.
2. Für Verträge mit Kunden mit Sitz in Deutschland: Der Kaufpreis, einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer und Versandkosten, ist bei Rechnungseingang sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig und ist entweder im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder per Überweisung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug an uns zu zahlen, sofern nicht etwas anders vereinbart wurde. Die Erfüllung der Zahlungspflicht tritt am Tag des Geldeingangs auf unserem in der Rechnung angegebenen Konto ein. Die Bezahlung unserer Forderungen in bar ist nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Nachnahmesendungen. Wird der Kunde per Nachnahme beliefert, hat er die Kosten der Nachnahme zu tragen.
3. Für Verträge mit Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands werden die Zahlungs- und Lieferbedingungen individuell verhandelt.
4. Nach Ablauf des in Absatz 2 genannten oder anderweitig vereinbarten Zahlungszeitraums gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Wir sind sodann berechtigt, ab dem ersten Tag des Verzugs Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaigen weitergehenden Verzugschäden geltend zu machen.
5. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. In diesem Fall werden wir den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Verzugszinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Verzugszinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
6. Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags für uns erkennbar wird, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist (zum Beispiel bei Verzug des Kunden mit der Zahlung anderer fälliger Rechnungen von uns, Eröffnung Insolvenzverfahren etc.). Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Kunde den Kaufpreis vorab bezahlt oder eine Sicherheit (zum Beispiel Bankbürgschaft) für die Zahlung des Kaufpreises geleistet hat. Für die Zahlung des Kaufpreises oder die Stellung einer Sicherheit können wir eine angemessene Frist bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

## IV. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden Forderungen, bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungsendbetrag für die von uns gelieferten Waren zuzüglich Umsatzsteuer) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum unentgeltlich für uns. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
2. Der Kunde ist, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug befindet, zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus einer Verarbeitung entstehenden Produkte unter Vereinbarung eines unseren Eigentumsvorbehalt sichernden entsprechenden Eigentumsvorbehalts mit seinem Kunden berechtigt. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus einer etwaigen Weiterveräußerung sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) im Wege der Sicherungsabtretung an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware gemeinsam mit anderer Ware vom Kunden zu einem Gesamtpreis veräußert, bezieht sich die Abtretung nur auf den Teil der Forderung, die dem Kunden aus der Veräußerung der Vorbehaltsware resultiert.
3. Der Kunde ist zur Einziehung der aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderung für uns berechtigt. Diese Befugnis endet, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht wie vereinbart nachkommt. In diesem Fall dürfen wir selbst die abgetretene Forderung einziehen. Der Kunde ist in einem solchen Fall verpflichtet, uns alle für eine Einziehung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.
4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherungen unsere offenen Forderungen um mehr als 10%, verpflichten wir uns - auf ausdrückliches Verlangen des Kunden - zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl in Höhe des übersteigenden Betrages.
5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden der Kunde zu erstatten, sofern und soweit der Dritte uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht zu erstatten vermag.
6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche zu verlangen. Die Zurücknahme sowie die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns bedeuten keinen Rücktritt vom Vertrag.
7. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Solange unser Eigentumsrecht besteht, ist die Ware vom Kunden gegen Verlust und Wertminderung, gegen Vandalismus-, Feuer-, Diebstahl- und Transportgefahr sowie Wasserschäden zu versichern.

## V. Gefahrübergang / Lieferung / Kein gesetzliches Widerrufsrecht / Höhere Gewalt und Betriebsstörungen

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über mit der Übergabe der Ware, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, d.h. gerät der Kunde in Gläubigerverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Während des Gläubigerverzugs haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Ware lagert während des Gläubigerverzugs auf Kosten des Kunden, d.h. wir sind berechtigt, vom Kunden eine Entschädigung für die Lagerung und alle etwaigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Erhaltung zu verlangen.
2. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl ab Lager oder Werk (Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2020). Wir behalten uns die Wahl der Versandart und des Versandweges vor. Teillieferungen, d.h. die Versendung der Ware in mehreren Tranchen sind zulässig, soweit diese für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
3. Unbeschadet der in Ziffer VI. und VII. dieser AGB beschriebenen Rechte steht dem Kunden - auch im Falle einer Bestellung in unserem internetbasierten Bestellportal - kein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g Abs. 1, 355 BGB zu. Etwaige Rücksendungen durch den Kunden werden deshalb ohne unser vorheriges Einverständnis und Beachtung von Versandanweisungen nicht angenommen.
4. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Epidemien, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen

(z.B. allgemeine Ausgangssperren) oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) bei uns oder unseren Unterdienstleistern verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.

5. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern bzw. verschieben sich die Lieferfristen/-termine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Annahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten
6. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate andauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

## VI. Prüfung der Ware/Gewährleistung

1. Für die Bestimmung des Vorliegens eines Mangels gelten die gesetzlichen Bestimmungen (insb. § 434 BGB). Von einem Mangel im Sinne dieser Vorschriften ist die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer unserer Produkte zu unterscheiden. Diese beträgt bei Kompressionsstrümpfen bei richtiger Handhabung (z.B. bei der Pflege, dem An- und Ausziehen) maximal sechs Monate ab Tragebeginn. Materialverschleiß bzw. Erschlaffung (z.B. Formverlust und dadurch Nachlassen der Kompressionswirkung) nach Ablauf der Nutzungsdauer stellt daher grundsätzlich keinen Sachmangel dar und löst keine Sachmangelgewährleistungsansprüche aus.
2. Der Kunde hat die Ware nach Übergabe unverzüglich auf offensichtliche Mängel (insb. Vollständigkeit, Transportschäden) zu prüfen und entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich an uns zu melden; andernfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Offensichtliche Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware auch gegenüber dem Transportunternehmen zu rügen.
3. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d. h. entweder Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
4. Schlägt die von uns gewählte Art der Nacherfüllung gemäß § 440 Satz 2 BGB fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
5. Die Gewährleistungsfrist für Mängel (vgl. oben Absatz 1) beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die in Ziffer VII Abs. 5 geregelten Ausnahmen gelten entsprechend.
6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unseren Publikationen und im Bestellportal als vereinbart.
7. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von uns und/oder dem Hersteller des jeweiligen Produkts stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

## VII. Schadensersatzhaftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend machen kann, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Als wesentliche Vertragspflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen haben, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt von den Beschränkungen des Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung einer Garantieverpflichtung.
3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der von uns dem Kunden erteilten Instruktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde Einsatzbedingungen, die eventuell im Zusammenhang mit Produkten in deren Dokumentationen festgelegt sind, nicht einhält. Sofern wir Mängel beheben, für die wir nicht einstundspflichtig sind, ist diese Fehlerbeseitigung angemessen zu vergüten.
4. Im Fall des geplanten Weiterverkaufs unserer Produkte durch den Kunden in Staaten außerhalb der Europäischen Union haften wir nicht für die Zulässigkeit eines solchen Exports, das Vorhandensein etwa erforderlicher staatlicher Genehmigungen für die Aus- und Einfuhr sowie die Einhaltung anwendbarer außenwirtschafts- und (medizinischer) produktrechtlicher Bestimmungen. Die Beachtung und Einhaltung sämtlicher nationaler und internationaler Bestimmungen unterliegt der alleinigen Prüfung und Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte (z.B. staatliche Behörden) auf unser erstes - schriftlich zu begründendes - Anforderern - freizustellen, die auf der Verletzung derartiger Bestimmungen beruht.
5. Die Verjährungsfrist für alle Haftungsansprüche beträgt ein Jahr. Ansprüche aus Produkthaftung, der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, Garantien, Arglist sowie aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verjähren nach den gesetzlichen Fristen.

## VIII. Patientendaten

1. Falls im Rahmen der Bestellung Patientendaten an uns übermittelt werden und verarbeitet werden (für die Produktion, Lieferung und Abrechnung), hat der Kunde eigenverantwortlich sicherzustellen, dass bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten die Vorgaben des Datenschutzrechts eingehalten werden. Insbesondere wird der Kunde die Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit ergreifen.
2. Der Kunde hat uns und mit uns verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen freizustellen und jegliche Schäden zu ersetzen, die aus einem Verstoß des Kunden gegen geltendes Datenschutzrecht folgen.
3. Zur Einholung der Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten stellen wir dem Kunden auf Nachfrage ein Einwilligungsformular zur Verfügung. Patienten sollten das Formular vor der ersten Bestellung und ggf. anschließend mindestens einmal pro Jahr unterzeichnen. Wir haben die relevanten Datenflüsse in dem Formular nach bestem Wissen vollständig und korrekt beschrieben, schließen jedoch jede Haftung für das Formular aus. Der Kunde hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob das Formular für seine Zwecke ausreicht und alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Ist sich der Kunde insoweit nicht sicher, sollte er Rechtsrat einholen.
4. Während des Bearbeitungs- und Herstellungsprozesses eines Maßproduktes können persönliche Daten von Patienten (Name, Geschlecht, Maße) für Mitarbeiter des Kundendienstes und der Produktion sichtbar sein (z.B. auf dem Etikett). Um eine sichere Speicherung der Patientendaten zu gewährleisten, werden diese Daten in Ausnahmesituationen von den Administratoren unserer IT Hosting Partner eingesehen.

## IX. Regulatorische Bestimmungen

Der Kunde unterstützt uns spätestens ab dem 26. Mai 2021 bei sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen, die uns nach der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte („MDR“) obliegen. Soweit der Kunde selbst auch Händler im Sinne des Art. 14 MDR ist und/oder in Zukunft sein wird, wird auch der Kunde sämtliche regulatorischen Verpflichtungen gemäß Art. 14 MDR nachkommen. Der Kunde wird insbesondere (i) mit den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Produkten verbunden sind, die er auf dem Markt bereitgestellt hat, kooperieren und (ii) uns unverzüglich über alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten oder Anwendern über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit einem Produkt, das er bereitgestellt hat, informieren.

## X. Schlussbestimmungen

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Emmerich, Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir haben das Recht, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
3. Im Rahmen der Geschäftsanbahnung oder im Laufe der Geschäftsbeziehung kann eine Identifizierung des Kunden durch uns nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erforderlich sein. Der Kunde hat in diesem Fall eine Mitwirkungspflicht und uns entsprechende Nachweise auf Anfrage zu erbringen. Wir behalten uns für diesen Fall vor, den Vertragsschluss unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Identifizierung und Legitimierung des Kunden nach den Vorgaben des GWG zu schließen.
4. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch bei einem Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.
5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

# FÜR IHRE BERATUNG VON PATIENT\*INNEN

## Patientenratgeber Venenleiden



### Inhaltsangabe:

Der Blutkreislauf  
Die Venen und Venenklappen  
Erscheinungsformen von Venenkrankheiten  
Ursachen und Risikofaktoren von Venenleiden  
Schwangerschaft: doppelte Belastung für die Venen  
Das Mittel der Wahl: Kompression  
Der Kompressionsstrumpf  
Weitere Therapieformen  
Venenleiden: Tipps für jeden Tag  
Ihr persönliches Gymnastik-Programm  
Der Venen-Test der Deutschen Venen-Liga  
Glossar: Was war das noch mal?



Die JOBST Patientenratgeber können Sie über Ihre\*n JOBST Ansprechpartner\*in oder den JOBST Customer Service bestellen

## Patientenratgeber Lymphödem & Lipödem



### Inhaltsangabe:

Das Lymphödem  
Was ist ein Lymphödem? Wer ist betroffen?  
Woran erkenne ich, dass ich ein Lymphödem habe?  
In welchem Stadium befinde ich mich?  
Was kann ich für mein Lymphödem tun?

Das Lipödem  
Was ist ein Lipödem? Wer ist betroffen?  
Woran erkenne ich, dass ich ein Lipödem habe?  
In welchem Stadium befinde ich mich?  
Was kann ich für mein Lipödem tun?

Was kann ich zusätzlich tun?  
Lasse dich gut begleiten  
Lebe deinen Stil  
Setze auf Qualität  
Sei achtsam  
Werde Teil der LymphCare Gemeinschaft





# JOBST Sortiment 2022 & 2023

Online immer verfügbar unter [www.jobst.de/fachhandel/downloads](http://www.jobst.de/fachhandel/downloads)



Treffen Sie JOBST auf Facebook & Instagram



JOBST®,  
an Essity brand

Deutschland:  
BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland  
[www.jobst.de](http://www.jobst.de)  
[www.LymphCare.com](http://www.LymphCare.com)  
Tel. +49 (0) 2822 607-100  
Fax +49 (0) 2822 607-199

Österreich:  
BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland  
[www.jobst-austria.at](http://www.jobst-austria.at)  
[www.LymphCare.com](http://www.LymphCare.com)  
Tel. +49 (0) 2822 607-333  
Fax +49 (0) 2822 607-199

Schweiz:  
Essity Switzerland AG  
Parkstrasse 1b  
6214 Schenkon  
Schweiz  
[www.jobst-ch.com](http://www.jobst-ch.com)  
Tel. +41 (0) 848 810 150  
Fax +41 (0) 800 810 150