

# KOMPETENZ IN KOMPRESSION



# DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

COMPRESSANA LIFESTYLE – COMPRESSION SUPPORT	3	COMPRESSANA ÄRMEL, HAND- & ZEHENTEILE	34
MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE RUNDGESTRIKT	6	INSHOE-SOCKEN & FÜSSLINGE	35
COMPRESSANA LEGANZA – unvergleichlich attraktiv	6	MEDIZINISCHE ADAPTIVE KOMPRESSIONSSYSTEME (MAK)	36
COMPRESSANA DIAMONDS mit Rauten	9	COMPRESSION WRAP	38
COMPRESSANA NOVA – kompromisslos transparent	10	ACS Light	39
COMPRESSANA SENSITIV – unglaublich sanft	12	SOFTCOMPRESS BANDAGEHILFEN	40
COMPRESSANA COTTON – konsequent natürlich	14	SLEEPCOMPRESS	41
COMPRESSANA LINEA COTTON – sportlich und modern	16	COMPRESSANA INTRA / LINER – UNTERZIEHSTRÜMPFE	42
COMPRESSANA SPORT COTTON – schnittiger Rippenlook	17	COMPRESSANA DRUCKPELOTEN	44
COMPRESSANA FREE – einfach und komfortabel	18	COMPRESSANA ANZIEHHILFEN	45
COMPRESSANA FORTE – außergewöhnlich effektiv	20	MASTER An- und Ausziehstation	45
COMPRESSANA IMPACT – hervorragend wirksam & weich	22	SNAPPER Anzieherleichterung	45
COMPRESSANA ULCER SYSTEM – einfach praktisch	24	EASY Anziehhilfen	46
MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE FLACHGESTRIKT	26	STRUMPFHANDSCHUHE	47
COMPRESSANA FORTE pro	28	SKIN CARE BEIN- UND VENENPFLEGE	48
COMPRESSANA FORTE stabil	29	REINIGUNG & WÄSCHE	50
COMPRESSANA COTTON pro	30		
AUSFÜHRUNGEN & EINSATZGEBIETE	31		
SORTIMENT MIT SYSTEM – ÜBERSICHT	32		
STRUMPFBEFESTIGUNGEN	33		

# COMPRESSANA LIFESTYLE

Compression support für  
Freizeit, Reise, Sport & Beruf



LIFESTYLE Beinbekleidung für belastete  
Beine erhältlich als bequeme Comfort  
Socks oder als Power Socks im stylischen  
Design.

LIFESTYLE ist frei verkäuflich und nicht  
vom Arzt verschreibungsfähig!




# COMPRESSANA LIFESTYLE ALLROUND



Compression support Comfort Socks

1. Abgestufte Kompression
2. Klima- & feuchtigkeitsregulierend
3. Air-Comfort-Polstersohle
4. Fußgewölbeunterstützung
5. Nahtlose Fußspitze

Polsterung von Sohlen- und Fußbereichen für mehr Komfort, weicheres Tragegefühl und zum Schutz empfindlicher Füße gegen Druck, Schmerzen und Blasenbildung.



**compression support ca. 15 - 20 mmHg**

Produkt	Größe	Farbe	Art.Nr.
 ALLROUND Wadenstrümpfe	<b>III-V</b> 38/40-44/48		4915

**Materialzusammensetzung**

47% Polyester, 28% Polyamid,  
18% Baumwolle, 7% Elastan

Größentabelle	III / M	IV / L	V / XL
Schuhgröße ca.	38-40 5-6,5	40-44 6,5-9,5	44-48 9,5-12,5
Wadenumfang eC in cm	32-44	34-46	37-49
Fesselumfang eB in cm	19,5-23,5	20,5-24,5	21,5-25,5

Die Größenauswahl erfolgt über die Schuhgröße. Beachten Sie den Waden- und Fesselumfang für die optimale Wirkung.






# COMPRESSANA LIFESTYLE VIBE

Compression support Power Socks

1. Komfortbündchen
2. Abgestufte Kompression
3. Klima- & feuchtigkeitsregulierend
4. Leicht anzuziehen
5. Nahtlose Fußspitze




compression support ca. 15 - 20 mmHg

Produkt	Größe	Farbe	Art.Nr.	Materialzusammensetzung
 VIBE Wadenstrümpfe	<b>II-V</b> 35/38- 44/48	 cool dot   super stripe   groovy zebra   super blue	<b>NEU</b> 4913	groovy zebra/cool dot: 85% Polyamid, 15% Elastan super blue/super stripe: 84% Polyamid, 16% Elastan

Größentabelle	II / S	III / M	IV / L	V / XL
Schuhgröße ca.	35-38 3-5	38-40 5-6,5	40-44 6,5-9,5	44-48 9,5-12,5
Wadenumfang <b>a</b> C in cm	30-41	32-44	34-46	37-49
Fesselumfang <b>b</b> B in cm	18,5-22,5	19,5-23,5	20,5-24,5	21,5-25,5

Die Größenauswahl erfolgt über die Schuhgröße. Beachten Sie den Waden- und Fesselumfang für die optimale Wirkung.





COMPRESSANA  
**LEGANZA**

unvergleichlich attraktiv



ZÄRTLICH ZU DEN BEINEN  
ATTRAKTIV IM AUFTRITT

- **atemberaubend zart**
- **äußerst fein und seidig glänzend**
- **gleichmäßige, glatte Oberflächenstruktur**

Durch die Verwendung von Hochleistungsgarnen und durch ein optimiertes Herstellungs- und Veredelungsverfahren wird ein unübertroffen gleichförmiges und feines Maschenbild erreicht. COMPRESSANA LEGANZA überzeugt mit einer vorteilhaft glatten Oberfläche.

Die sehr feine Beschaffenheit bewirkt einen überraschend angenehmen Griff und eine wunderbare Weichheit auf der Haut. COMPRESSANA LEGANZA ist fein und zart.

COMPRESSANA LEGANZA bietet durch seine innovativen Materialeigenschaften eine überlegene Optik. Natürlich belassene Kompressionsfäden ermöglichen eine dezente Transparenz und damit eine Betonung des natürlichen Hauttons.

Speziell auf die Anatomie abgestimmte Formgebung und hervorragendes Dehnungsverhalten gewährleisten optimalen Tragekomfort in allen Lebenslagen. Zudem überzeugt COMPRESSANA LEGANZA durch eine vorteilhafte Betonung der Beinform und sorgt sichtbar für eine feminine Silhouette.

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 160** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 161** (offene Fußspitze)

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 260** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 261** (offene Fußspitze)



Form	
	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b>
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	<b>A-g/H</b> <b>A-g/H kurz</b> <b>A-g/H extrakurz</b> <b>Schenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	<b>A-t</b> <b>A-t kurz</b> <b>A-t extrakurz</b> <b>Strumpfhose</b> asymmetrisches Höschen, Leibumfang Serie ca. 80-120 cm
	<b>A-t/G</b> <b>A-t/G kurz</b> <b>A-t/G extrakurz</b> <b>Strumpfhose</b> mit Schwangerschafts-Leibteil und verstellbarem Strickbund



Softcontact-Haftband mit Mikronoppen für besten Halt bei geringer Druckbelastung

Farben			
weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz

COLOURS Kompression 2024/25					
cool blue	lucky green	bloomy rose	flash pink	happy yellow	magic red

rising indigo	rising graphit
---------------	----------------

Extravaganter herzwärts abnehmender Farbverlauf für Schenkelstrümpfe und Strumpfhosen

# COMPRESSANA LEGANZA & DIAMONDS Perfekte Passform – Überlegene Trageeigenschaften



## Das Höschen

- anatomisch geschnittenes Höschen
- unterschiedliche Elastizität und Dehnungszonen
- luftige Maschenbildung und nicht aufragendes Material
- flacher Strickbund, bequem & komfortabel



## Die Schenkelpartie

- anpassungsfähige, hochelastisch verarbeitete Schenkelpartie mit Dehnungsreserven
- feminine Haftbänder in italienischem Design, ohne Überlappung vernäht




## Der Fuß

- komplett verstärkte Sohlenpartie
- großzügige, luftige Fußspitze
- weiche und besonders fein gearbeitete Nähte an der Fußspitze



## Der Knie- und Wadenbereich

- weicher, dehnfähiger und einschnürungsfreier Kniebereich
- nahtfreier, stricktechnisch umgehängter Rippbund als Softrand bei Kniestrümpfen



## Das Gestrick

- natürlich belassene Fäden für femininen Glanz und feine Optik
- Weichheit, Transparenz und außergewöhnlich gleichförmiges und feines Maschenbild durch innovative Garn- und Stricktechnologie.
- auf modernsten Strickmaschinen gestrickt

## Überzeugend in Anwendung und Handhabung

- streifenfrei und ohne Farbübergänge
- schonend gefärbt und aufwändig veredelt
- klima-, temperatur- und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- pflegeleicht, waschmaschinen- und trocknergeeignet



# COMPRESSANA DIAMONDS

mit Rauten

## DIAMONDS ARE A GIRL'S BEST FRIEND

COMPRESSANA DIAMONDS mit eingestrickten Rauten und zarten und feinen Maschen setzen Beine wunderschön in Szene. Die moderne Art der Kompressionstherapie: Unsichtbare Wirkung – sichtbar attraktiv! COMPRESSANA DIAMONDS ist in Seriengröße erhältlich.

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 168**

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 268**



geschlossene  
Fußspitze

Farben

weiß

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz

Form



**A-d**  
**A-d kurz**  
**A-d extrakurz** **Wadenstrümpfe**



**A-d**  
**A-d kurz**  
**A-d extrakurz** **Wadenstrümpfe**  
• mit Noppen-Haftband (3,5 cm)  
• mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)



**A-g/H**  
**A-g/H kurz**  
**A-g/H extrakurz** **Schenkelstrümpfe**  
mit Softcontact-Haftband



**A-t**  
**A-t kurz**  
**A-t extrakurz** **Strumpfhose**  
asymmetrisches Höschen,  
Leibumfang Serie  
ca. 80-120 cm



**A-t/G**  
**A-t/G kurz**  
**A-t/G extrakurz** **Strumpfhose**  
mit Schwangerschafts-Leibteil  
und verstellbarem Strickbund

COLOURS Kompression 2024/25

cool  
blue

lucky  
green

bloomy  
rose

flash  
pink

happy  
yellow

magic  
red



COMPRESSANA  
**NOVA**

kompromisslos transparent



TRANSPARENZ  
IN VOLLENDUNG

- **besonders transparent**
- **luftig-leichtes Gestrick**



Unauffällige Optik, Luftigkeit, Transparenz und Passform machen unseren Klassiker COMPRESSANA NOVA unter den Kompressionsstrümpfen einzigartig. Das finden auch unsere Kunden:

*Ich möchte an dieser Stelle ein großes Lob für NOVA aussprechen. Das sind bisher – und ich habe im Laufe der Jahre etliche Modelle ausprobiert – die ersten Strümpfe, die wirklich angenehm zu tragen sind, die den ganzen Tag halten, ohne dass ich sie hochziehen muss. Die kann ich auch bei warmen Temperaturen anziehen, ohne ein unangenehmes Gefühl zu haben. Zudem sind sie wesentlich unempfindlicher gegenüber Laufmaschen. Vielen Dank, dass Sie dieses Modell auf den Markt gebracht haben, Sie haben vielen Menschen einen großen Dienst erwiesen und die Kompressionstherapie ERHEBLICH angenehmer gemacht!*

*Als Ergänzung möchte ich anmerken, dass die NOVA-Strümpfe auch modisch gesehen die Besten sind. Ich bin 39 und habe bestimmt keine Lust, in glänzenden oder total blickdichten Oma-Strümpfen rumzulaufen. NOVA trage ich ganz normal zu Röcken und es fällt überhaupt nicht auf, dass es Kompressionsstrümpfe sind.*

*Viele Grüße M.B.*

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 180** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 181** (offene FS)

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 280** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 281** (offene FS)



Form	
	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b>
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm)
	<b>A-g/H</b> <b>A-g/H kurz</b> <b>A-g/H extrakurz</b> <b>Schenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband
	<b>A-t</b> <b>A-t kurz</b> <b>A-t extrakurz</b> <b>Strumpfhose</b> asymmetrisches Höschen, Leibumfang Serie ca. 80-120 cm



attraktives Spitzen-Haftband



anatomisch perfekte Fußspitze mit flacher Naht

Farben		
silk	perle	schwarz

# COMPRESSANA SENSITIV

unglaublich sanft



für  
DAMEN &  
HERREN

SAMTWEICH UND  
SANFT ZUR HAUT

- **unübertroffen weich und sanft**
- **besonders angenehm zu tragen**
- **klimaregulierend, atmungsaktiv**



COMPRESSANA SENSITIV umhüllt das Bein mit seinem feinmaschigen und weichen Gestrick.

COMPRESSANA SENSITIV lässt sich leicht anziehen und bietet maximalen Tragekomfort. Der Kompressionsdruck verteilt sich sanft und gleichmäßig. Störendes Zwicken und Drücken gibt es nicht mehr. Sie vergessen sofort, dass Sie einen Kompressionsstrumpf tragen. Weich in der Hand und auf der Haut. Die hochwertigen, doppelt umwundenen Garne schmeicheln der Haut und bieten beste Verträglichkeit, Hautschutz und lange Haltbarkeit.

Die Strümpfe sind atmungsaktiv und wirken feuchtigkeitsregulierend. Das gleichmäßige und abdeckende Maschenbild bietet sowohl Männern als auch Frauen ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 195** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 190** (offene FS)

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 295** (geschlossene FS)  
**Art. Nr. 290** (offene FS)



geschlossene  
Fußspitze



offene  
Fußspitze

Farben

weiß

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz

Form	
	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b>
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	<b>A-g</b> <b>A-g kurz</b> <b>A-g extrakurz</b> <b>Schenkelstrümpfe</b>
	<b>A-g/H</b> <b>A-g/H kurz</b> <b>A-g/H extrakurz</b> <b>Schenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	<b>A-g/T</b> <b>A-g/T kurz</b> <b>Schenkelstrümpfe</b> mit Hüftbefestigung
	<b>A-t</b> <b>A-t kurz</b> <b>A-t extrakurz</b> <b>Strumpfhose</b> hochelastisches Höschen mit verstellbarem Strickbund Leibumfang ca. 80 - 140 cm
	<b>B-t</b> <b>B-t kurz</b> <b>Leggings in KKL 1</b> (für Kombinationsversorgung, nicht verordnungsfähig)



COLOURS Kompression 2024/25

cool  
blue

lucky  
green

bloomy  
rose

flash  
pink

happy  
yellow

magic  
red



# COMPRESSANA COTTON

konsequent natürlich



## DIE NATÜRLICHE LÖSUNG FÜR BEINPROBLEME

- **weiche, geschmeidige Baumwollinnenseite**
- **atmungsaktiv und sehr hautsympathisch**
- **strapazierfähig durch scheuerfeste Außenseite**

COMPRESSANA COTTON ist die hautsympathische Alternative bei Kompressionsstrümpfen. Der hohe Baumwollanteil verleiht diesen Kompressionsstrümpfen einen besonders angenehmen und natürlichen Tragekomfort. COMPRESSANA COTTON wird gerne von Personen getragen, die über trockene und juckende Haut klagen und die natürlichen Materialien bevorzugen.

Die Besonderheit bei COMPRESSANA COTTON ist die Verarbeitung. Durch eine spezielle Technik befindet sich die Baumwolle nur auf der Innenseite des Strumpfes. Dadurch wird eine nahezu 100%ige Abdeckung des Beines mit der Naturfaser erreicht, während die strapazierfähigen Synthetikfasern das Äußere vor schneller Abnutzung schützen.

COMPRESSANA COTTON ist der ideale Kompressionsstrumpf für alle, die es gerne natürlich auf der Haut haben.





**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 150**

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 250**



Noppen-Haftband

Form

	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
	<b>A-f</b> <b>A-f/H</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b> <b>Halbschenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	<b>A-g</b> <b>A-g kurz</b> <b>A-g extrakurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>

	<b>A-g/H</b> <b>A-g/H kurz</b> <b>A-g/H extrakurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
	<b>A-g/T</b> <b>A-g/T kurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b> mit Hüftbefestigung
	<b>A-t/L</b> <b>A-t/R</b>	<b>Einbeinhose</b> mit Beinsansatz links oder rechts
	<b>A-t</b> <b>A-t kurz</b> <b>A-t extrakurz</b>	<b>Strumpfhose</b> mit verstellbarem Strickbund Leibweite bis ca. 130 cm (Serie)




**geschlossene  
Fußspitze**




**offene  
Fußspitze**

Farben



silk



schwarz

# COMPRESSANA LINEA COTTON

COMPRESSANA LINEA COTTON mit Rippenstruktur verleiht knielangen Strümpfen eine moderne und sportliche Optik. So unauffällig, dass niemand an der Masche erkennen kann, dass Sie Kompressionsstrümpfe tragen.

Doppelt sicheren Halt bietet die Ausführung mit Haftband. Dieses ist rutschsicher und geeignet für höchste Ansprüche. Aufgrund seiner einzigartigen, hautsympathischen Machart mit Baumwoll-Innenseite eignet sich COMPRESSANA LINEA COTTON ideal für bewegte, aktive Beine.

COMPRESSANA LINEA COTTON kann mehr als Kompressionsstrümpfe. Der anatomische Druckverlauf und die effiziente Tiefenwirkung bewirken die Steigerung der Leistungsfähigkeit und Ausdauer.

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 156**


**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 256**



geschlossene  
Fußspitze


FRAUEN LIEBEN  
IHN AUCH!

## Form



A-d  
A-d kurz  
A-d extrakurz

**Wadenstrümpfe**  
in Rippenstruktur



A-d/H  
A-d/H kurz  
A-d/H extrakurz

**Wadenstrümpfe**  
in Rippenstruktur  
• mit Noppen-Haftband (3,5 cm)  
• mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)

## Farben

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz

# COMPRESSANA SPORT COTTON

Leistungsfähigkeit und Ausdauer

Der Tragekomfort und die herausragenden Eigenschaften von LINEA COTTON im Racing Style für alle ambitionierten Sportler.

- **bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung**
- **Aktivierung und Stabilisierung der Muskulatur**
- **schnellere Regeneration**
- **Reduzierung der Verletzungsgefahr**

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 156**

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 256**



**geschlossene  
Fußspitze**

Form	
	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b> in Rippenstruktur
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b> <b>Wadenstrümpfe</b> in Rippenstruktur <ul style="list-style-type: none"><li>• mit Noppen-Haftband (3,5 cm)</li><li>• mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)</li></ul>
Farben	
	racing grey





COMPRESSANA

# FREE

einfach & komfortabel



## FÜR MEHR FREIHEIT IN DER THERAPIE

- **unübertroffen einfaches An- & Ausziehen**
- **mehr Bewegungsfreiheit**
- **angenehm & komfortabel zu tragen**
- **besserer Halt, weniger Einschneiden & Rutschen**



Innovative Stricktechnik mit integrierten Funktionszonen, Gleitgarntechnologie und kontrollierte Elastizität für ein neues Gefühl von Kompression. Aufgrund der vielfältigen Eigenschaften und Vorzüge eignet sich COMPRESSANA FREE für ein sehr breites Indikationsspektrum für Männer und Frauen aller Altersklassen und jeglicher Konstitution und bietet spürbare Therapieerleichterungen auch für Einsteiger oder Menschen mit körperlichen Behinderungen/Einschränkungen.

Einfaches An- und Ausziehen, mehr Bewegungsfreiheit und eine alltagstaugliche Optik. Weiche, hautschonende und atmungsaktive Garne bieten ein unkompliziertes Handling und erleichtern die tägliche Anwendung und fördern die Mobilität.

COMPRESSANA FREE ermöglicht eine spürbar leichtere Kompressionstherapie mit maximalem Komfort beim Anlegen und Tragen.

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 170**

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 270**

**KKL 3** starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)  
**Art. Nr. 370**

#### Farben

weiß

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz



**geschlossene  
Soft-Fußspitze**



**offene  
Fußspitze**

#### Form



**A-d  
A-d kurz  
A-d extrakurz**

**Wadenstrümpfe**



**A-d/H  
A-d/H kurz  
A-d/H extrakurz**

**Wadenstrümpfe**

- mit Noppen-Haftband (3,5 cm)
- mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)



**A-f/H**

**Schenkelstrümpfe**

- mit Noppen-Haftband
- mit Spitzen-Haftband
- mit Dekor-Haftband
- mit Softcontact-Haftband



**A-g/H  
A-g/H kurz  
A-g/H extrakurz**

**Schenkelstrümpfe**

- mit Noppen-Haftband
- mit Spitzen-Haftband
- mit Dekor-Haftband
- mit Softcontact-Haftband

## Innovative Funktionszonen

- für einen leichten & angenehmen Alltag
- für ein besseres Tragegefühl & spürbare Therapieeffizienz



Funktionszonen im  
Rist- und Fersenbereich



Offene Fußspitze mit  
nahtlosem Rand

# COMPRESSANA FORTE

außergewöhnlich effektiv



KRÄFTIG UND ROBUST  
FÜR JEDE LEBENSLAGE

- strapazierfähig und haltbar
- weich und anschmiegsam
- leichtes Anziehen
- spürbare Therapieeffizienz durch hohen Arbeitsdruck

Der Strumpf für alle, bei denen es in erster Linie auf die Funktion ankommt!

Bei COMPRESSANA FORTE setzen Sie kompromisslos auf außergewöhnliche Effektivität und haben einen Strumpf, der mit Ihnen durch dick und dünn geht. Kräftige, umwundene Garne bilden feste und dennoch angenehme Kompressionsstrümpfe. Mit kräftigem Arbeitsdruck ist COMPRESSANA FORTE auch für Männer geeignet. Das weitmaschige und weiche Gestrick fördert die Luftzirkulation, nimmt Feuchtigkeit gut auf und regt die Durchblutung an.

Das strapazierfähige Material hat man bestens im Griff für einfache Handhabung beim An- und Ausziehen!

**KKL 1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 130**

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 230**

**KKL 3** starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)  
**Art. Nr. 330**

Form	
 <b>A-B</b>	<b>Kompressionssocke / Sprunggelenkbandage</b> in KKL 2, silk und graphit
 <b>A-d A-d kurz A-d extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>
 <b>A-d/H A-d/H kurz A-d/H extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)
 <b>A-f A-f/H</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe Halbschenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 <b>A-g A-g kurz A-g extrakurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>
 <b>A-g/H A-g/H kurz A-g/H extrakurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband • mit Dekor-Haftband • mit Spitzen-Haftband • mit Softcontact-Haftband
 <b>A-g/T A-g/T kurz</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b> mit Hüftbefestigung
 <b>A-t/L A-t/R</b>	<b>Einbeinhose</b> mit Beinsansatz links oder rechts
 <b>A-t A-t kurz A-t extrakurz</b>	<b>Strumpfhose</b> mit verstellbarem Strickbund Leibweite bis ca. 130 cm (Serie)



offene Fußspitze



**geschlossene  
Fußspitze**



**offene  
Fußspitze**

Farben			
weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz

# COMPRESSANA IMPACT

hervorragend wirksam & weich

NEU



STÄRKSTE KOMPRESSION  
MIT PLÜSCH-INNENSEITE

- **exzellenter Arbeitsdruck und hohe Wandstabilität**
- **Plüsch auf der Innenseite**
- **mehr Bewegungsfreiheit und Komfort**
- **einfaches An- und Ausziehen**



Der COMPRESSANA IMPACT vereint hohe Therapieeffizienz mit weichem Tragekomfort. Als stärkster Strumpf im COMPRESSANA Rundstrick-Sortiment eignet sich der COMPRESSANA IMPACT für komplexe Anwendungsfälle und hohe medizinische Ansprüche.

Dank der hohen Wandstabilität und dem daraus resultierenden Arbeitsdruck entsteht eine hervorragende Wirksamkeit.

Durch eine innovative Stricktechnik befindet sich auf der Strumpffinnenseite des COMPRESSANA IMPACT eine Plüschschicht. Das macht ihn besonders weich, bequem und angenehm zu tragen. Die integrierten Funktionszonen an Ferse und Rist steigern den Tragekomfort und erleichtern das An- und Ausziehen.

**KKL 2** mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)  
**Art. Nr. 240**

**KKL 3** starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)  
**Art. Nr. 340**

#### Farben

weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz





**geschlossene  
Soft-Fußspitze**



**offene  
Fußspitze**

#### Form

	<b>A-d</b> <b>A-d kurz</b> <b>A-d extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>
	<b>A-d/H</b> <b>A-d/H kurz</b> <b>A-d/H extrakurz</b>	<b>Wadenstrümpfe</b> • mit Noppen-Haftband (3,5 cm) • mit Softcontact-Haftband (3,5 cm)





COMPRESSANA  
**ULCER  
SYSTEM**

einfach praktisch

Weitere Informationen zum  
Thema **ULCER SYSTEM**  
finden Sie in unserer Kunden-  
information (Art.Nr.: C199).



**MIT KOMPRESSION  
ZUM ERFOLG**

**Zweilagiges Medizinisches  
Kompressionsstrumpf-System für die  
Therapie bei *Ulcus cruris venosum*,  
dem sogenannten „Offenen Bein“**

Beim „Offenen Bein“ sollte nach der initialen Entstauungsphase eines Ödems mit Medizinischen Adaptiven Kompressionssystemen (MAK) und SoftCompress die Behandlung möglichst auf zweilagige Ulcus-Kompressionssysteme zur langfristigen Therapie umgestellt werden. Das COMPRESSANA ULCER SYSTEM besteht aus einem Überstrumpf sowie zwei Unterziehstrümpfen zum Wechseln. In Kombination getragen addieren sich der Kompressionsdruck von ULCER FORTE und ULCER INTRA zu einem Ruhedruck der Kompressionsklasse 3. Die Strumpfkomponten sind optimal aufeinander abgestimmt und einfach anzuwenden: Der Unterziehstrumpf mit leichter Kompression dient zur Fixierung von Wundauflagen und Pelotten. Er kann zur Dauerkompression Tag und Nacht am betroffenen Bein getragen werden. Der Überstrumpf mit mittlerer Kompression wird tagsüber zur Verstärkung der Kompression über den Unterziehstrumpf angelegt.

Kompression in Kombination mit Bewegung sichert den Behandlungserfolg: COMPRESSANA ULCER SYSTEM bietet rutschsicheren Tragekomfort, volle Bewegungsfreiheit und Mobilität. Normal sportliche Kleidung und Schuhe können getragen werden. Auch nach Abheilung des Ulcus cruris venosum bleiben medizinische Kompressionsstrümpfe mit hohem Arbeitsdruck und Tiefenwirkung unabdingbar. Das COMPRESSANA ULCER SYSTEM kann auch zur Rezidiv-Prophylaxe eingesetzt werden.

**3** starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)  
**Art. Nr. 333**

### ULCER SYSTEM

1 Überziehstrumpf ULCER FORTE KKL 2 mit offener Fußspitze  
+ 2 Unterzieh-/Nachtstrümpfe ULCER INTRA KKL 1 mit geschlossener Fußspitze

Farben

silk

**1** leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)  
**Art. Nr. 183**

### ULCER INTRA (Nachliefer-Set)

2 Unterzieh-/Nachtstrümpfe ULCER INTRA KKL 1 mit geschlossener Fußspitze  
(Maß: 1 Unterzieh-/Nachtstrumpf )

Form



A-d  
A-d kurz

Wadenstrümpfe



Überziehstrumpf mit offener Fußspitze,  
Unterziehstrumpf mit geschlossener Fußspitze



Unterzieh-/Nachtstrumpf: Fersen-/  
Ristmarkierung zur exakten Positionierung



MASCHE FÜR MASCHE  
MEHR TRAGEKOMFORT  
UND PASSGENAUGIGKEIT



# THERAPIE DURCH FLACHGESTRICKTE KOMPRESSIONSPRODUKTE

Der Schwerpunkt in der Kompressionstherapie liegt in der Behandlung von Venenleiden mit rundgestrickten Kompressionsstrümpfen in den wichtigen Kompressionsklassen (KKL 1 und KKL 2). Überwiegend werden hierbei anatomisch korrekte/normale Beine mit Serienprodukten bestrumpft.

**Flachgestrickte Kompressionsprodukte bis zu KKL IV werden nahezu ausschließlich einzeln maßgefertigt.**

## Die Einsatzgebiete:

- in der Lymphologie zur Behandlung von Lymph- und Lipödemen und Mischformen, wie beispielsweise Phlebo-Lymphödem
- Adipositas assoziierte Lymphödeme oder Fehlbildungen und Syndrome zur Versorgung
- zur Versorgung komplexer, anatomischer Situationen, die in Rundstricktechnik nicht durchführbar sind
- in der Verbrennungs- und Narbentherapie
- für Stumpfstrümpfe zur Formung ödematisierter Weichteile, zur verbesserten Wundheilung und zur Schmerzreduzierung nach Amputation

## Die Vorteile flachgestrickter Kompressionsstrümpfe:

- exakte Passform
- kräftigere Wirkung durch hohen Arbeitsdruck bei Bewegung
- besserer Halt und weniger Druck- und Scheuerstellen
- hohe Stabilität, dadurch faltenfreier Sitz ohne Einschnürungen
- Förderung der subkutanen Mikrozirkulation durch Massageeffekt



flachgestrickt mit wulstfreier Naht

## Masche für Masche

Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe werden in einem aufwändigen Verfahren Masche für Masche flach wie ein Tuch hergestellt. Nur im Flachstrickverfahren können die Maschenzahl pro Maschenreihe verändert, Minderungen gebildet (z.B. Einkehren/Abwinkelungen) und besonders homogene, auch überhöhte Abschlüsse erzeugt werden. Nach Fertigstellung des Gestricks werden die Enden i. d. R. durch eine flache elastische Naht aneinandergenäht bzw. besser aneinandergekettelt. So wird die optimale Beweglichkeit der Gelenke unter Kompression gewährleistet.

Flachgestricke sind spannungsfreier und formstabiler. Sie legen sich nicht in Hautfalten und verhindern unerwünschte Einschnürungen. Der Kompressionsstrumpf oder das Kompressionssegment, das dabei entsteht, bildet die Anatomie exakt nach, auch bei sehr großen proportionalen Unterschieden.

Weitere Informationen rund um das Thema Flachstrick finden Sie in unserer Kundeninformation (Art.Nr.: 0561).





# COMPRESSANA FORTE pro

feinmaschig und sanft

COMPRESSANA FORTE pro verfügt über ein besonders geschmeidiges Gestrick, das sich durch seinen hohen Tragekomfort und die gleichmäßige Optik auszeichnet. Es ermöglicht die volle Bewegungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für die Dauer-/Langzeitversorgung von unproblematischen bzw. austerapierten Ödemen. FORTE pro wird im Vergleich mit groben Varianten z.B. FORTE stabil als eher bequem, leicht und angenehm eingeschätzt. Durch das relativ flache, feinmaschige Gestrick ist FORTE pro auch Standard in der Narben- und Verbrennungsversorgung, für Stumpfversorgungen nach Amputationen sowie für die Versorgung des offenen Beines (Ulcus-Therapie mit A-d und A-d/kurz in Seriengrößen). Dank der guten UV-Absorption ist das weiche Material auch in der Narben und Verbrennungstherapie von Vorteil.

- weich, sanft und feinmaschig
- effektiv in Tiefenwirkung und Arbeitsdruck
- flache elastische Naht
- zur Versorgung lymphatischer sowie phlebologischer Erkrankungen bei extremen Körpermaßen
- ideal in der Narben- und Verbrennungsversorgung
- Ferseneinkehr

Farben

weiß

sandel

silk

perle

choco

graphit

indigo

schwarz

COLOURS Kompression 2024/25

cool  
blue

lucky  
green

bloomy  
rose

flash  
pink

happy  
yellow

magic  
red

## KKL 1

Art. Nr. 135

leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

## KKL 2

Art. Nr. 235

mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

## KKL 3

Art. Nr. 335

starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

## KKL 4

Art. Nr. 435

sehr starke Kompression  
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)

# COMPRESSANA FORTE stabil

besonders effektiv

Stabil und stark: Das sind die Eigenschaften von COMPRESSANA FORTE stabil. Die hohe Materialstärke und -festigkeit gewährleisten einen stabilen Wandeffekt und eine unübertroffene Tiefenwirkung. Die luftdurchlässige, poröse, dreidimensionale Gestrickoberfläche entfaltet unter Bewegung einen starken Massageeffekt.

Die Materialstärke und Steifheit des Gestricks sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks bei Kalibersprüngen z. B. vor/nach Gelenken, Hautfurchen oder Hautlappen.

- wulstfreie, elastische Flachnähte
- zur Versorgung lymphatischer sowie phlebologischer Erkrankungen bei extremen Körpermaßen
- stabiler Wandeffekt
- Massageeffekt
- besonders effektiv in Tiefenwirkung und Arbeitsdruck
- sehr luftdurchlässige, poröse Gestrickstruktur
- Ferseneinkehr

## KKL 1 Art. Nr. 125

leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

## KKL 2 Art. Nr. 225

mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

## KKL 3 Art. Nr. 325

starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

## KKL 4 Art. Nr. 425

sehr starke Kompression  
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)



Farben			
weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz

### COLOURS Kompression 2024/25

cool blue	lucky green	bloomy rose	flash pink	happy yellow	magic red
-----------	-------------	-------------	------------	--------------	-----------



Farben

silk

# COMPRESSANA COTTON pro

mit natürlicher Baumwolle

COMPRESSANA COTTON pro trägt sich durch den hohen Baumwollanteil natürlich und hautsympathisch. Erhöhte Feuchtigkeitsabsorption und hervorragende Temperaturregulierung machen diese Qualität zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag. Sie erlaubt volle Beweglichkeit und das bei effektivem Arbeitsdruck und Tiefenwirkung. Durch das weiche und gleitfähige Material empfiehlt sich COMPRESSANA COTTON pro besonders bei empfindlicher Haut, bei Hautirritationen oder für Patienten, die Baumwolle auf der Haut bevorzugen.

- mit natürlicher Baumwolle
- hautsympathisch
- wulstfreie, elastische Flachnähte
- zur Versorgung lymphatischer sowie phlebologischer Erkrankungen bei extremen Körpermaßen
- effektiv in Tiefenwirkung und Arbeitsdruck
- Ferseneinkehr

**KKL 1**  
**Art. Nr. 155**

leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

**KKL 2**  
**Art. Nr. 255**

mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

**KKL 3**  
**Art. Nr. 355**

starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)


# COMPRESSANA

## AUSFÜHRUNGEN & EINSATZGEBIETE

von flachgestrickten Kompressionsprodukten

Kombinationen im Rahmen von zwei- oder mehrteiligen Kompressionsversorgungen für Arm/Hand und Bein/Fuß möglich


Strümpfe/Strumpfhosen




Stumpfversorgungen



Radlerhose/Bermuda/Caprihose/Leggins



Beinsegmente



Ärmel/Armsegmente



Zehen/Finger/Hände



Thorax/Kopf





# Übersicht Medizinische Kompressionsstrümpfe:

## SORTIMENT MIT SYSTEM

Top-Qualität, was die medizinische Wirkung angeht, optimaler Tragekomfort und modische Aspekte gehen bei COMPRESSANA Hand in Hand – für gesunde und schöne Beine!

COMPRESSANA bietet neben der serienmäßigen Rundstrick-Kompressionsversorgung, individuellen Flachstrick-Lösungen und Sonderanfertigungen auch speziell entwickelte Kompressionssysteme und Bandagehilfen, die bei Venenerkrankungen wie Ulcus cruris venosum, Lymphödemem und Lipödemem zum Einsatz kommen.

### KKL 1

leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

### KKL 2

mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

### KKL 3

starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

### KKL 4

sehr starke Kompression  
> 6,5 kPa (> 49 mmHg)

		NOVA	LEGANZA	DIAMONDS	SENSITIV	LINEA COTTON SPORT COTTON	COTTON	FREE	FORTE	IMPACT	ULCER SYSTEM/ INTRA	COTTON pro	FORTE pro	FORTE stabil	
<b>weiß</b>		S/M	S	S/M				S/M	S/M	S/M			M	M	
racing grey					S/M										
sandel		S/M	S	S/M	S/M			S/M	S/M	S/M			M	M	
silk	S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	M	M	M	
perle	S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M			M	M	
choco		S/M	S	S/M	S/M			S/M	S/M	S/M			M	M	
graphit		S/M	S	S/M	S/M			S/M	S/M	S/M			M	M	
indigo		S/M	S	S/M	S/M			S/M	S/M	S/M			M	M	
schwarz	S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M			M	M	
<b>Gradient Colours</b>															
rising indigo		S/M													
rising graphit		S/M													
<b>Colours Kompression</b>		S/M	S	S/M									M	M	
		rundgestrickt												flachgestrickt	
<b>geschlossene Fußspitze</b>	<b>KKL 1</b>	180	160	168	195	156	150	170	130		183 <sup>3</sup>	155	135	125	
	<b>KKL 2</b>	280	260	268	295	256	250	270	230	240		255	235	225	
	<b>KKL 3</b>							370	330	340		355	335	325	
	<b>KKL 4</b>											435	425	425	
<b>offene Fußspitze</b>	<b>KKL 1</b>	181	161		190		150	170	130			155	135	125	
	<b>KKL 2</b>	281	261		290		250	270	230	240		255	235	225	
	<b>KKL 3</b>							370	330	340	333 <sup>3</sup>	355	335	325	
	<b>KKL 4</b>											435	425	425	
<b>Form</b>					A-d		A-d A-g/H			A-d	A-d	Serie in A-d KKL 1+2	Serie in A-d KKL 1+2		
<b>Abschlussränder</b>															
<b>Form A-G</b>															
<b>Trikotrand</b>	-	-	-	S/M	-	S/M	-	S/M	-	-	-	-	-	-	
<b>Spitzen-Haftband</b>	S/M	S/M	-	S/M	-	S/M	S/M	S/M	-	-	-	M	M	M	
<b>Softcontact-Haftband</b>	-	S/M	S	S/M	-	S/M	S/M	S/M	-	-	-	M	M	M	
<b>Noppen-Haftband</b>	S/M	S/M	-	S/M	-	S/M	S/M	S/M	-	-	-	M	M	M	
<b>Dekor-Haftband (Noppen)</b>	S/M	S/M	-	S/M	-	S/M	S/M	S/M	-	-	-	M	M	M	
<b>Abschlussränder</b>															
<b>Form A-D</b>															
<b>Noppen-Haftband (3,5cm)</b>	S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	-	S'/M	S'/M	M	
<b>Softcontact-Haftband (3,5cm)</b>	S/M	S/M	S	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	-	M	M	M	
<b>Haftband 5 cm</b>	-	-	-	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	-	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	

S=Serie, M=Maß \*(Serie KKL2 silk) †(wahlweise Noppen-, Spitzen-, Dekor- oder Softcontact-Haftband) ‡Überstrumpf offen, INTRA Unterziehstrumpf geschlossen

# COMPRESSANA STRUMPFBEFESTIGUNGEN

## Die richtige Befestigung für jeden Strumpf

Zur Befestigung im Bein- und Armbereich stehen integrierte Befestigungshilfen, Haftbänder mit Silikonbeschichtung, Innenhaftbänder, Hüftbefestigung, Leibteil, Schultergurt oder Bolero zur Verfügung.

Die attraktiven und die neutralen Silikon-Haftbänder höchster Güte sind atmungsaktiv, angenehm zu tragen und passen sich optimal an das Bein an. Wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben, nach Design und Art der Beschichtung.




Noppen-Haftband mit Silikonpunkten\*



Spitzen-Haftband mit Silikonstreifen\*




Dekor-Haftband mit Silikonpunkten\*



Softcontact-Haftband mit Silikon-Micronoppen\*

\*Haftbänder: HMV-Nr. 17.99.99.2008, verschreibungsfähig



### Hüft- und Leibteibefestigung

Hüftbefestigung: HMV-Nr. 17.99.99.2006,  
Leibteibefestigung: HMV-Nr. 17.99.99.2003,  
verschreibungsfähig

## Hautkleber

Die hautfreundliche, rückstandslos entfernbare Klebelotion verleiht Strümpfen, Bandagen und anderen Textilien sicheren und dauerhaften Halt. Einfach Klebelotion auf der Haut verteilen, Strumpf oder Bandage dagegen pressen – fertig. Nach dem Tragen mit Wasser oder einem feuchten Tuch innerhalb von Sekunden von der Haut entfernbar.



Produkt	Art.Nr.
Klebelotion Roll-On 60 ml PZN: 17436256	0126
COMPRESSANA FIX Haftlotion Roll-On 60 ml, alkoholfrei HMV-Nr. 17.06.07.0011 PZN: 05704786, verschreibungsfähig	0116

# COMPRESSANA ÄRMEL, HAND- & ZEHENTEILE

## KKL 1

leichte Kompression  
2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

## KKL 2

mittlere Kompression  
3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

## KKL 3

starke Kompression  
4,5 - 6,1 kPa (34 - 46 mmHg)

### Farben

weiß	sandel	silk	perle
choco	graphit	indigo	schwarz

### COLOURS Kompression 2024/25

cool blue	lucky green	bloomy rose	flash pink	happy yellow	magic red
--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	--------------



# COMPRESSANA INSHOE-SOCKEN

## COMPRESSANA INSHOE SOCKEN für Schutz und warme Füße

Modische Kurzschaffsocken bzw. Sneaker. Über Stütz- oder Kompressionsstrümpfe gezogen sorgen die Inshoe-Socken in der kalten Jahreszeit für warme Füße und schützen Strumpfmaschen von Beschädigung durch Schuhwerk oder Steinchen.

## COMPRESSANA STEPS – Der Tipp für Füße und Strümpfe

Für noch besseren Tragekomfort, flaches, nicht abschnürendes Elastikband am Abschluss, besonders elastisch und weich, luftdurchlässig, nicht auftragend, komfortabler als barfuß im Schuh. Schützen wertvolle Strümpfe vor Beschädigung im Fußbereich und schaffen ein gesundes und angenehmes Klima im Schuh.

Produkt	Farbe	Größe	Material	Art.Nr.
Inshoe-Socken mit Wolle	anthrazit	35–38 39–42	80% Wolle, 20% PA	1003
Inshoe-Socken mit Baumwolle	schwarz, natur	43–45	98% Baumwolle, 2% PA	1004
STEPS Füßlinge mit Baumwolle	silk	35–38 39–42	60% Baumwolle, 40% PA	1005





# MEDIZINISCHE ADAPTIVE KOMPRESSIONS- SYSTEME (MAK)



Weitere Informationen zum Thema MAK finden Sie in unserer Kundeninformation (Art.Nr.: C263).

- einfach und sicher anwendbar
- geringer Zeit- und Kraftaufwand
- schnellerer Therapie-Erfolg
- mehr Lebensqualität
- mehr Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit
- mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

[www.entstauungssysteme.de](http://www.entstauungssysteme.de)

# KOMPRESSIONSSYSTEME FÜR DIE ENTSTAUNUNG

## Kompressionsbandagierung leicht gemacht


Menschen, die unter Ödemen und deren Auswirkungen leiden, benötigen eine Entstauungstherapie zur Reduzierung der Schwellungen und zur Linderung von Beschwerden. Vor allem die Kompressionsbandagierung sichert idealerweise die durch die Therapeuten erzielten Erfolge. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wickelbinden können Medizinische Adaptive Kompressionssysteme (MAK) und Bandagehilfen effektiver und vom Patienten, Angehörigen oder Pflegenden auch eigenständig angewendet werden.

Für eine spürbare Steigerung der Lebensqualität werden innovative Hilfen zur Selbstbandagierung angeboten. Insbesondere in der Entstauungsphase oder bei weiterem Bedarf während der Erhaltungsphase sind Medizinische Adaptive Kompressionssysteme (MAK) praktisch in der Anwendung. Sie ermöglichen dem Patienten selbst individuelle Anpassungsmöglichkeiten während des Tragens. Weiterhin können sie situationsbedingt ideal an schwankende Körperumfänge angepasst werden. Durch den Einsatz der SoftCompress Bandagehilfen zur Unterpolsterung kann der Erfolg der Entstauungstherapie und die Verträglichkeit noch weiter gefördert werden.

MAK und SoftCompress Bandagehilfen sind alltagstauglich, leicht und schnell an- und ausziehbar und ermöglichen maximale Beweglichkeit. Das Tragen normaler Schuhe und Kleidung ist weitgehend möglich. Die Segmente können bei Bedarf Tag und Nacht eingesetzt werden und sind während des Tragens anpassbar und nachjustierbar, so dass die Kompression auch bei fortschreitender Entstauung optimal aufrechterhalten oder dem jeweiligen Befinden angepasst werden kann.

Auch bei Ulcus cruris, Nebenerkrankungen, Unverträglichkeiten und in den Fällen, die eine Kompressionstherapie erschweren, können Medizinische Adaptive Kompressionssysteme die gesamte Therapie von der Entstauung bis zur Erhaltung patientenindividuell ergänzen.

## Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) – Therapieerfolg in zwei Phasen



### Phase 1: Die Entstauungsphase

Die Entstauungsphase bezweckt die Mobilisierung des Ödems. In dieser ersten Phase der Therapie werden alle Bausteine ein- bis zweimal täglich angewandt. Ideal ist eine aktive Einbindung des Patienten am Anfang der Therapie. Die Aufklärung und Schulung ist besonders wichtig, da die Maßnahmen zeitintensiv sind und die aktive Beteiligung des Patienten erfordern.

### Phase 2: Die Erhaltungsphase

In der Erhaltungsphase wird der Therapieerfolg von Phase 1 konserviert und optimiert. Dafür kommen die Bausteine der KPE je nach Krankheitsverlauf zum Einsatz. Abhängig von zwischenzeitlich auftretenden Krankheiten kann es notwendig werden, die Phase 1 zu wiederholen. Auch in der Erhaltungsphase ist die Mitwirkung des Patienten unbedingt erforderlich.



## COMPRESSION WRAP

Dank seiner außerordentlich kurzzügigen Eigenschaften verfügt der Compression Wrap über einen sehr hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck. Durch die doppelseitigen Klettverschlüsse und die hilfreichen Griffzonen ist er leicht anzulegen und kann ideal an schwankende Körperumfänge angepasst werden. Die speziellen Einkerbungen an den Laschen ermöglichen einen lückenlosen Verschluss.

- flexibel einstellbar von 30 bis 60 mmHg Kompressionsdruck
- Notwendigkeit für sehr hohen Arbeitsdruck (z. B. bei Ulcus cruris venosum, ausgeprägten Fibrosen)
- sehr stark ausgeprägte Lymphödeme (z. B. bei Lymphödemem im Stadium II - III)
- Griffzonen am oberen und unteren Ende erleichtern das Anlegen
- Farbe kann individuell von Beige auf Schwarz gewendet werden
- kosteneffizient und zeitsparend im Gegensatz zu Wickelbandagen

Die einzelnen Segmente können bei Bedarf problemlos kombiniert werden.



# ACS LIGHT

Mit kurzzügigen Eigenschaften kann ACS Light effizient und noch komfortabler zur Entstauung verwendet werden. Einfache Anwendung durch eingearbeitete Fixierhilfe. Haftbänder am oberen Ende gewährleisten sicheren Halt und Mobilität.

- individuell einstellbar bis zu 40 mmHg Kompressionsdruck
- auch für Nebenerkrankungen geeignet, die wenig Druck benötigen oder wenn hoher Kompressionsdruck nicht toleriert wird (z. B. Schmerzempfindlichkeit, Sensibilität, Reizwahrnehmung)
- Gegebenheiten, die mehr Flexibilität und Elastizität erfordern
- temporäre Druckerhöhung zusätzlich zu einer Kompressionsstrumpfvorsorgung in der Erhaltungsphase
- anatomische Passform für höchsten Tragekomfort
- besonders strapazierfähig
- große Zeitersparnis im Gegensatz zu Wickelbandagen

Die einzelnen Segmente können bei Bedarf problemlos kombiniert werden.







## SOFTCOMPRESS BANDAGEHILFEN

### Unterpolsterung für MAK, praktisch in der Entstauungstherapie und Kompressionsbandagierung

Mit SoftCompress kann der Erfolg der Entstauungstherapie mit medizinischen adaptiven Kompressionssystemen deutlich gesteigert werden. Die Unterpolsterung kann zudem Druckstellen und Hautschäden vorbeugen und die Lebensqualität fördern.

Die Produkte zeichnen sich im Gegensatz zu häufig verwendeten Synthetikmaterialien durch eine besonders hautfreundliche Baumwolloberfläche aus. Diese ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Die vertikalen Schaumstoffkanäle bilden eine einzigartige Oberflächenstruktur, die die Ödemreduzierung unterstützt.

Die komfortablen Bandagehilfen können unter medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (ACS Light oder Compression Wrap), unter Kompressionsbestrumpfung oder unter Kompressionsverbänden getragen werden und sorgen für zusätzliche Kompression und Polsterung sowie eine ideale Druckverteilung.



### SoftCompress Bandage-Komplettssets

Innovative SoftCompress Produkte gibt es auch als praktische Komplettssets mit SoftCompress Bandagehilfe (LymphAid) oder Kompressionsbinden (BandageAid) und Pelotten sowie Einlagen zur Kompressionsbandagierung, sofern statt MAK ein klassischer Kompressionsverband indiziert ist.




# SLEEPCOMPRESS

In der Erhaltungsphase der Ödemtherapie ist SleepCompress eine ideale Ergänzung zur flachgestrickten Kompressionsversorgung. Es unterstützt nachts und in Ruhephasen dabei, den Behandlungserfolg zu sichern und macht die Ödemtherapie damit noch wirkungsvoller und bequemer. Die Struktur von SleepCompress hat sich den Verlauf der Lymphbahnen zum Vorbild genommen. So lenken und unterstützen die abgesteppten Schaumstoffkanäle den Lymphabfluss und sichern damit die Entstauung. Dabei werden Schwellungen abgebaut, so dass sich der Ödemdruck und das Spannungsgefühl reduzieren.

- Cooling Material
- Mit Fixierhilfe
- Obere Extremität
- Leichte Kompression

Dank der praktischen Klettverschlüsse eignet sich SleepCompress ideal zur Selbstversorgung und ist durch seine anatomische Passform so bequem, dass den Patient\*innen eine Kompressionstherapie ohne Unterbrechungen enorm erleichtert wird.





INTRA Zehling mit  
Vorfußbandage  
Art. 0090




Unterzieh-Socke mit Silber  
Art. 0094



Unterzieh-Kniestrumpf  
mit Silber  
Art. 0096/0086



Unterzieh- / Nachtstrumpf  
mit Kompression  
Art. 0183



Unter- / Überstrumpf  
FineLiner AG  
Art. 0083



Unterzieh-Kniestrumpf  
mit Baumwolle  
Art. 6082



Unterzieh-Schenkelstrumpf  
mit Baumwolle  
Art. 6082

# COMPRESSANA INTRA

## Unterzieh- & Fixiersystem für die modulare Hautversorgung

Durch sein weiches Gestrick ist INTRA besonders angenehm zu tragen und eignet sich als Unterziehstrumpf unter medizinischen Kompressionsstrümpfen und -systemen. Die Strümpfe haben keine bzw. wenig Kompression und lassen sich daher besonders leicht und schonend an- und ausziehen. Dabei bietet INTRA einen permanenten Hautschutz und wirkt mit eingestricktem Silberfaden zusätzlich antibakteriell. Er eignet sich ideal zur Fixierung spezieller Pelotten und für den Schutz von Wundauflagen beim An- und Ausziehen. Der Liner schützt empfindliche Haut und fixiert gegebenenfalls den Wundverband beim An- und Ausziehen. Der Unterziehstrumpf eignet sich perfekt für den Einsatz in Kombination mit Medizinischen Adaptiven Kompressionssystemen.

### Anwendungsbeispiele:

- verrutschfreie Fixation von Pelotten, Druckschutzeinlagen, Polster und Wundauflagen bei anatomisch komplexeren Situationen am Fuß, Fußgelenk oder Unterschenkel
- Zehenteil oder Zehling mit Baumwolle als Schutz für Zehen und Zehenzwischenräume
- durch die hohe Anpassungsfähigkeit zum Tragen als Socken/Kniestrumpf bei Druckempfindlichkeit, Deformationen, Verwachsungen, hohen Bein-/Fußumfängen und bei übermäßigem Fußschweiß, Fußgeruch, Haut- oder Pilzerkrankung
- auch als Unterziehstrumpf verwendbar

Produkt	Farbe	Größe	PZN	Art.Nr.
INTRA Zehling, geschlossen mit Baumwolle & Coolmax mit Vorfußbandage zur Linderung von Beschwerden bei Hallux valgus	weiß	One-Size-Einheitsgröße	09733715	0090
INTRA Unterzieh-Socke, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	One-Size-Einheitsgröße	09210880	0094
INTRA Unterzieh-Kniestrumpf, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	One-Size-Einheitsgröße	09210905	0096
INTRA Unterzieh-Kniestrumpf Extraweit, SkinProtect®Silver X-Static	ungefärbt/silber	für Wadenumfänge > 50cm und großen Fußweiten	07217116	0086
INTRA FineLiner AG Unter- / Überstrumpf	weiß	One-Size-Einheitsgröße	19151813	0083
ULCER INTRA Unterzieh- / Nachtstrumpf mit Kompression KKL1	silb	I – VI	je nach Größe	0183
Liner Unterziehstrumpf, Kniestrumpf mit Baumwolle	schwarz	1 (Wadenumfang 29-48 cm) 2 (Wadenumfang 48-69 cm)	13580298 13580306	6082
Liner Unterziehstrumpf, Schenkelstrumpf mit Baumwolle	schwarz	1 (Schenkelumfang 50-75 cm) 2 (Schenkelumfang 76-99 cm)	13580312 13580329	6082

# COMPRESSANA DRUCKPELOTEN

In der Kompressionstherapie werden an Handflächen/Handrücken oder an Beinen in den Knöchelgruben Druckpelotten zur Aufpolsterung konkaver Stellen, zur Erzeugung eines möglichst gleichmäßigen Druckes oder zur gezielten Druckerhöhung eingesetzt. Pelotten werden überwiegend in der Ödemtherapie verwendet zur Förderung der Mikrozirkulation, Steigerung des Lymphabflusses, Resorption von Ödemen, Abtransport von Einlagerungen und der Lockerung von Fibrosierungen. Auch in der

Narbenbehandlung fördert Kompression die Heilung des Gewebes, die Verringerung der Narbendicke und die Reduzierung von Juckreiz und Hautrötungen. Neben Silikonfolien und -platten finden auch Pelotten Anwendung zur Druckerhöhung bzw. -optimierung.

COMPRESSANA Pelotten bieten individuelle Versorgungsmöglichkeiten bei bestmöglicher Passform, optimalen Tragekomfort und Hautverträglichkeit!

<h3>Bisgaard Kulissen</h3> <p>Links und rechts der Achillessehne und in den Knöchelgruben verwendbar, mit Textilmaterial überzogen.</p> <p>Art.Nr. 0123 LA/RI/GR PZN: 09261854</p> <p>Art.Nr. 0124 RA/LI/GR PZN: 09261860</p> 	<h3>Pelotte für Hand – kurz</h3> <p>Für kurze Bereiche der Hand Versorgung von Handrücken-ödemen und konkaven Stellen (Handflächen).</p> <p>Art.Nr. 0111 PZN: 09261877</p> 	<h3>Pelotte für Hand – lang</h3> <p>Ermöglicht zusätzliche Druckerhöhung. Handgelenkübergreifend.</p> <p>Art.Nr. 0159 PZN: 07216387</p> 	<h3>Silikonpelotten</h3> <p>Nackt oder mit Charmeuse überzogen, in zwei Größen erhältlich.</p> <p>Art.Nr. (nackt) 0081 KL, 0081 GR</p> <p>Art.Nr. (überzogen) 0082 KL, 0082 GR</p> 
---	--	--	--

## Anwendungsmöglichkeiten unter Kompressionsstrümpfen, Segmenten, Bandagen und Verbänden:

- lose eingelegt (individuelle Platzierung vom Kunden) oder Fixation durch COMPRESSANA ULCER SYSTEM oder COMPRESSANA INTRA.
- eingearbeitet (geklebt bzw. genäht): Wird nach Anzeichnung vom Kunden an die gewählte Stelle mit Silikonkleber in den Strumpf/Bandage geklebt oder mit Futterstoff überzogen, damit die Stelle elastisch bleibt.
- eingeschoben in Taschen aus Futterstoff: Tasche wird nach Kennzeichnung vom Kunden in der Innenseite des Strumpfes/Segments aufgenäht und Pelotte kann eingeschoben werden.



# COMPRESSANA MASTER

## An- und Ausziehstation

Die An- und Ausziehstation für Strümpfe

- mühelos und einfach
- ohne anstrengendes Bücken, im Sitzen
- ohne Kraftaufwand

Durch die Vordehnung des Strumpfmaterials wird die Reibung auf der Haut vermindert und die Haut geschont. Zusätzlich wird das Gestrick der Strümpfe vor Beschädigung geschützt.


COMPRESSANA MASTER erleichtert das An- und Ausziehen von Strümpfen und sorgt dafür, dass diese korrekt angelegt werden. Er ist bei Einschränkung der Bewegung oder Gelenkproblemen etc. vom Arzt verordnungsfähig.

[www.anziehhilfe-kompressionsstrumpfe.de](http://www.anziehhilfe-kompressionsstrumpfe.de)

### Anziehen



### Ausziehen



Produkt	Art.Nr.
MASTER HMV-Nr. 02.40.01.3028 PZN: 09717627	0560
MASTER XL Fesselumfang cB > 26 cm HMV-Nr. 02.40.01.3028 PZN: 07140218	0565

# COMPRESSANA SNAPPER

Anzieherleichterung



COMPRESSANA SNAPPER erleichtert den Einstieg in die Kompressionstherapie und sorgt dafür, dass Strümpfe korrekt angelegt werden. Die Anzieherleichterung eignet sich für alle Personen, die es lieber leichter mögen oder bei denen besondere Lebensumstände oder Lebenssituationen vorliegen z.B. eingeschränkte Beweglichkeit.

Produkt	Art.Nr.
SNAPPER HMV-Nr: 02.40.01.3054 PZN: 12399415	0089
Oberflächen-Desinfektionstuch, alkoholfrei, 10er-Set BAuA-Nr.: N-76916 FRESHTIS PZN: 16730746	0614

Video-Anleitungen auf  
[www.compressana.de](http://www.compressana.de) oder  
QR-Code mit Smartphone/  
Tablet scannen.





## COMPRESSANA EASY – **Anziehhilfe Bein & Anziehhilfe Arm**

Die Anziehhilfen COMPRESSANA EASY erleichtern das Anziehen von Kompressionsärmeln bzw. -strümpfen. Das besonders gleitfähige Material ermöglicht es, selbst Versorgungen mit hohem Druck problemlos und ohne Reibungswiderstand nach oben zu ziehen und anzulegen. Die EASY Anziehhilfe Bein ist schonend und gleichermaßen geeignet für offene und geschlossene Fußspitzen.

- **einfach zu benutzen**
- **ideal für Pflegedienste**
- **robust**

Produkt	Art.Nr.
EASY Bein HMV-Nr. 02.40.01.3041 PZN: 05704792	0098
EASY Arm one size HMV-Nr. 02.40.01.3040 PZN: 14277248	0120

## COMPRESSANA Gleithilfe

Die Gleitsocke wird über den Vorfuß gezogen, durch ihr gleitfähiges Material lässt sich der Kompressionsstrumpf problemlos auf den Fuß ziehen. Im Anschluss wird die Gleitsocke einfach durch die Zehenöffnung entfernt.

Produkt	Art.Nr.
EASY Gleithilfe PZN: 01556254	0100

# COMPRESSANA STRUMPFHANDSCHUHE



## COMPRESSANA SUPER-GRIP

Extrafeine hautsympathische und atmungsaktive Feinstrick-Handschuhe mit Latex-Microfinish beschichtet. Extragrip, perfekte Passform, nahtlos, besseres Fingerspitzengefühl

Produkt	Art.Nr.
SUPER-GRIP <b>Gr.II</b> (S) bis 8 cm Handbreite* PZN: 08719558	0112
SUPER-GRIP <b>Gr.III</b> (M) bis 9 cm Handbreite* PZN: 08720573	0112
SUPER-GRIP <b>Gr.IV</b> (L) bis 10 cm Handbreite* PZN: 08720596	0112
SUPER-GRIP <b>Gr.V</b> (XL) bis 11 cm Handbreite* PZN: 12470018	0112

## COMPRESSANA GRIP

Strumpfhandschuhe aus Naturkautschuk (Latex) mit griffiger Handfläche, sehr gutem Fingerspitzengefühl und Baumwoll-Velourfutter

Produkt	Art.Nr.
GRIP <b>Gr.II</b> (S) bis 7 cm Handbreite* PZN: 03415612	0102
GRIP <b>Gr.III</b> (M) bis 8 cm Handbreite* PZN: 03415635	0102
GRIP <b>Gr.IV</b> (L) bis 9 cm Handbreite* PZN: 03415658	0102



**TIPP** Die Verwendung von Handschuhen erleichtert das Anziehen von Strümpfen und Strumpfhosen erheblich und schützt die Strumpfmaschen vor Beschädigungen durch Fingernägel oder Schmuck.

\*Größe wird durch Messen der Handbreite an der Fingergrundlinie bestimmt.

# COMPRESSANA SKIN CARE

Für die Pflege komprimierter Haut z. B. an Arm und Bein. Optimale Pflegeprodukte zur Kompressionstherapie.

## COMPRESSANA VENENBALSAM

**Schützt, pflegt und erfrischt die Beine vor und nach dem Tragen von Kompressions- und Stützstrümpfen.**

Zieht schnell und rückstandsfrei ein. Ausgesuchte natürliche Bestandteile (Rosskastanien- und Arnikafluidextrakt und hochwertige ätherische Öle, wie Eukalyptus, Kampfer und Rosmarin) verleihen bei Venenbeschwerden zusätzliche Hilfe und Hautpflege.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, Alcohol Denat., Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Urea, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated Polydecene, Trideceth-10, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Camphor, Alcohol, Arnica Montana Flower Extract, Aesculus Hippocastanum Extract.



Produkt	Art.Nr.
Venenbalsam Mini-Tube 50 ml, PZN: 15390490	0113
Venenbalsam Dose 150 ml, PZN: 18397067	0104

## COMPRESSANA DERMA LOTION

**Intensivpflege und Hautregeneration bei Venenleiden und Lip- oder Lymphödemem.**

Die Lotion spendet sensibler Haut intensiv Feuchtigkeit. Zur Regeneration strapazierter, schuppender und rauer Haut. Vorbeugend gegen Hautirritationen, Spannungsgefühl und Juckreiz. Für Allergiker, Neurodermitiker und Diabetiker geeignet.

Anwendung nach dem Tragen von Kompressions- und Stützprodukten und zur Regeneration während der Nacht. Frei von Farb- und Konservierungsstoffen.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Urea, Diisostearyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Dimethicone and Dimethiconol, Magnesium Sulfate, Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba, Phenylpropanol, Tocopherol, Bisabolol, Backhousia Citriodora Leaf Extract, Citral



Produkt	Art.Nr.
DERMA LOTION Flasche 200 ml, PZN: 17866962	0947
DERMA LOTION Flasche 500 ml, PZN: 07240115	0950

## COMPRESSANA HYDRO LOTION

**Für bessere Verträglichkeit und besseren Halt von Strümpfen. Eignet sich auch zur Anwendung im Bereich von Abschlussrändern und Silikonhaftbändern vor und nach dem Tragen.**

Akutupflege bei Juckreiz und zum Schutz vor Irritationen. Beruhigt und schützt sensible Haut vor mechanischen Reizungen und Reibung. Fördert die Hautregeneration und spendet lang anhaltend Feuchtigkeit. Zieht schnell und rückstandsfrei ein. Frei von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Laureth-9, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Zinc Oxide, Tocopherol, Citric Acid, Xanthan Gum



Produkt	Art.Nr.
HYDRO LOTION im Airless-Pumpspender 50 ml, PZN: 12671685	0951
HYDRO LOTION Flasche 200 ml, PZN: 07239595	0920

## COMPRESSANA TONIKUM

**VITALISIERT + kräftigt die Venen • ERFRISCHT + kühlt die Beine • PFLEGT + spendet Feuchtigkeit • HEILPFLANZENEXTRAKTE aus Rosskastanien, Salbei, Beinwell und Zaubernuss • PFLEGEKOMPLEX mit Nachtkerzen- und Aprikosenkernöl.**

Das Tonikum verbindet bewährte Venenmittel und nachhaltige Pflegesubstanzen zu einer einzigartigen und verträglichen Komposition. In Kombination mit Stütz- und Kompressionsstrümpfen können Durchblutung und Mikrozirkulation verbessert werden. Unkomplizierte Anwendung! Kann auch direkt auf die Strümpfe gesprüht werden.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Menthol, Lactic Acid, Hamamelis, Virginia Leaf Extract, Litsea Cubeba Fruit Oil, Oenothera Biennis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Symphytum Officinale Root Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camphor, Juniperus Oxycedrus Wood Oil, Linalool, Geraniol



Produkt	Art.Nr.
TONIKUM Sprühflasche 50 ml, PZN: 13360881	0952
TONIKUM Sprühflasche 200 ml, PZN: 13360898	0953

## COMPRESSANA VLIES

Praktische Pflgetücher für die Haut- und Haftbandpflege

**Wir machen Kompression leicht und komfortabel.**

Mit dem COMPRESSANA VLIES werden Hautpartien unter Kompression – auch im Haftbandbereich – gepflegt und gegebenenfalls die Silikonbeschichtung gereinigt. Das im Pflgetuch enthaltene Fluid schützt sensible Haut vor Reizungen, lindert Juckreiz, spendet Feuchtigkeit und entfernt Hautschuppen. Hautirritationen wird vorgebeugt. Es sorgt außerdem für einen besseren Halt und Sitz von Stütz- und Kompressionsstrümpfen und beugt Rutschen vor.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil



Produkt	Art.Nr.
VLIES Pflgetücher im Sackel, 10er-Set PZN: 12469162	0954

## COMPRESSANA SKIN PROTECT

**Hautregeneration und Akutpflege von beanspruchten, sensiblen Hautpartien auch bei Venenleiden. Die antimikrobielle Wirkung von Silber reduziert das Infektionsrisiko. Der Repairkomplex kann Entzündungen, Reizungen etc. entgegenwirken und fördert die Hauterneuerung.**

Zur regelmäßigen Anwendung nach dem Tragen von Stütz- und Kompressionsstrümpfen empfohlen, besonders an gereizten Hautstellen. Auch für Neurodermitiker und Diabetiker geeignet. 0% Parfüm, Parabene, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Nanopartikel.

**Inhaltsstoffe:** Aqua, caprylic/capric Triglyceride, Panthenol, Glycerin, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, Tocopherol, Silver, Citric Acid



Produkt	Art.Nr.
SKIN PROTECT Silver Tube 75 ml, PZN: 15618533	0757



# ZUBEHÖR ZUM SCHUTZ IHRER STRÜMPFE UND STRUMPFHOSEN



In der **Fächertasche** können Sie Ihre Strümpfe geschützt aufbewahren und transportieren.

Das **Spezial-Waschmittel** ist für elastische Gewebe und hochwertige Gestricke geeignet, auch für Wolle, Seide und synthetische Hochleistungs-Fasern.

Die **Wäscheklammern** sind aus unbehandeltem Buchenholz gefertigt. Ein **Wäschenetz** schützt Ihre Strümpfe vor Beschädigungen bei der Maschinenwäsche. Der **Silber-Wäschebeutel** ist mit reinem Silberstoff ausgestattet zur Bekämpfung unangenehm riechender Wäsche, selbst bei niedrigen Temperaturen.

Die **doppelseitige Hornhautfeile** für die hautschonende sanfte Fußpflege, die **klappbare Nagelfeile** im praktischen Taschenformat auch für unterwegs sowie der strumpfschonende **Schuhlöffel**. Immer griffbereit und schnell zur Hand.



Produkt	Art.Nr.
Fächertasche für Stütz- und Kompressionsstrümpfe PZN: 09211000	0103
CLEAN Waschmittel Inhalt 250 ml, PZN: 09210503	0121
CLEAN Waschmittel Reisetube, Inhalt 50 ml, PZN: 13360906	0085
Wäscheklammern aus Buchenholz, 6 Stck, 90 mm	0708
Wäschenetz mit praktischem Reißverschluss, PZN: 00065910	1007
Silber-Wäschebeutel mit reinem Silberstoff, 50% Polyester, 50% Polyamid-silberbeschichtet	0891
Doppelfußfeile grob/fein, wasserfest, PZN: 11182398	0956
Saphir-Klappnagelfeile PZN: 12672319	0955
Schuhlöffel lang ca. 65 cm PZN: 08720805	0935

# COMPRESSANA STEHT FÜR BESTE QUALITÄT

**Individualität:** In unserem Sortiment finden Sie immer den passenden Strumpf in unterschiedlichen Formen, Farben und Ausstattungs- bzw. Haftbandvarianten.

**Sicherheit:** Unser geprüftes Größensystem mit sechs besonders toleranten Seriengrößen in drei verschiedenen Längen oder exakten Maßenfertigungen gewährleistet optimale Entlastung durch einen exakt definierten Druckverlauf.

**Wertegarantie:** Edle Garne sowie meisterhafte Herstellung ermöglichen echte Qualitätsstrümpfe mit angenehmem Tragekomfort und schönem Maschenbild.

## **Ihre Qualitäts- und Passformgarantie:**

6 Monate ab Kaufdatum leisten wir im Fall der Fälle kostenlosen Ersatz bei unseren Kompressionsprodukten. Voraussetzung ist die sachgemäße Handhabung nach unseren Gebrauchs- und Pflegehinweisen und die korrekte Erfassung der Körpermaße bzw. die korrekte Größenbestimmung.

**Kulanz:** Trotz sachgemäßen Gebrauchs entstehen Schäden an feinen Maschen durch unglückliche Umstände, durch Unachtsamkeit oder äußere Einflüsse – wer kennt das nicht? Anstatt einer „Vollkaskoversicherung“ bieten wir eine Kulanzregelung für den „Fall der Fälle“: Ersatz durch Neuware zum Kulanzpreis innerhalb von 6 Monaten.

## **Nachhaltig und hautverträglich:**

COMPRESSANA medizinische Kompressionsstrümpfe sind humanökologisch und gesundheitlich unbedenklich und nach OEKO-TEX® STANDARD 100 oder Biokompatibilität zertifiziert.

COMPRESSANA verzichtet auf Zusatzstoffe wie Allergene, Silikon oder andere Weichmacher im Gestrick.

Alle Kompressionsstrümpfe von COMPRESSANA werden nach höchsten Qualitätsstandards ressourcenschonend in einer der modernsten Strickereien in Deutschland hergestellt und in der eigenen Färberei besonders nachhaltig unter strikter Einhaltung der Umweltstandards gefärbt.



Medizinische  
Kompressionsstrümpfe  
von COMPRESSANA



# Die ÖDEM APP


[www.odemcheck.de](http://www.odemcheck.de)

Bei Ödem-Erkrankungen können oftmals sehr gute Behandlungserfolge erzielt werden, so dass Betroffene ein beschwerdefreies Leben führen können.

Ausschlaggebend hierfür ist neben der richtigen Abstimmung zwischen Arzt, Lymphtherapeut und Kompressionsversorger vor allem die Mitarbeit der Ödem-Patienten.

Aus diesem Grund hat **COMPRESSANA** den **ÖDEM CHECK** entwickelt. Diese kostenlose Web-App unterstützt die Benutzer beim Training der Therapieabläufe, der Selbstorganisation und der Behandlung. Sie liefert weitere Informationen rund um das Thema Ödeme und motiviert zum regelmäßigen Tragen von Kompressionsstrümpfen.

Die Web-App kann mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetverbindung aufgerufen werden.



COMPRESSANA GmbH  
Böhmerwaldstraße 3 · 93073 Neutraubling · Germany  
Tel.: +49 (0) 9401 9226-0 · Fax: +49 (0) 9401 9226-20  
info@compressana.de · www.compressana.de

Stempel

