



People.Health.Care.

VENOSAN® Kompressionsstrümpfe Für leichtere Beine.





Einfach. Effektiv. Schweizer Qualität.

Kompressionsstrümpfe von VENOSAN® tragen in vielen Situationen dazu bei, das Leben leichter zu gestalten. Der therapeutisch notwendige Druck, den die Kompressionsstrümpfe ausüben, fördert die Venengesundheit. Somit wirken sie zum einen prophylaktisch Venenerkrankungen vor und zum anderen sind sie ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung von akuten und chronischen Venenleiden.

Das vielseitige VENOSAN® Sortiment bietet für unterschiedlichste Anforderungen das passende Produkt. Gemeinsam sind allen VENOSAN® Kompressionsstrümpfen die drei Charaktereigenschaften:

Einfach.

Das VENOSAN Sortiment bietet eine einfache Orientierung, um die passende Größe, Kompressionsklasse und Ausführung des jeweiligen Kompressionsstrumpfes zu ermitteln. Auch in der Anwendung überzeugen die Produkte durch leichtes Anziehen und angenehme Trageigenschaften.

Effektiv.

VENOSAN steht für Effektivität. Die RAL-zertifizierten Kompressionsstrümpfe garantieren den therapeutisch notwendigen Druckverlauf. Ein schneller Behandlungserfolg und mehr Lebensqualität sind das Ergebnis dieser zielgerichteten, effektiven Produktentwicklung.

Schweizer Qualität.



Produkte aus der Schweiz stehen für gute Verarbeitung und Spitzenqualität. Auch das Marken-Versprechen von VENOSAN basiert auf diesen höchsten Ansprüchen. Hochwertige Materialien wie original Lycra® und Elasthan bieten Tragekomfort und Langlebigkeit.

Einfach für jede Anforderung das passende Produkt.



Rosa, 74
Rentnerin

Lesen Sie ihre Geschichte
auf Seite 6–7.




Andrea, 34
28. Schwangerschaftswoche

Lesen Sie ihre Geschichte
auf Seite 8–9.

Markus, 45
Vielreisender

Lesen Sie seine Geschichte
auf Seite 12 – 13.



JET LEGS by VENOSAN sind nur
im Sanitätsfachhandel erhältlich.



Lena, 47
Verkaufsexpertin

Lesen Sie ihre Geschichte
auf Seite 10 – 11.

„Goldene Hochzeit gefeiert,
Walzer getanzt – **und immer
noch leichte Beine.**“

Rosa, 74 – Rentnerin





„Früher hat mich mein Venenleiden von meiner großen Leidenschaft, dem Tanzen, abgehalten. Heute gehört das der Vergangenheit an und dank der Unterstützung durch VENOSAN 7000 kann ich endlich wieder einen Walzer genießen.“



Alternativ zum VENOSAN 7000 empfehlen wir unseren VENOSAN 3000 Cotton.

Unsere Produktempfehlungen für Aktive wie Rosa:

Der VENOSAN 7000 ist ein formgebender, opaker Kompressionsstrumpf mit hoher Stiffness. Dank seiner Langlebigkeit ist er besonders für Menschen geeignet, die bei der Arbeit, im Sport und in der Freizeit viel von ihren Strümpfen fordern.

Materialien mit einer hohen Stiffness sorgen für einen starken Widerstand bei gleichzeitigem Tragekomfort und können so Schwellungen der Beine vorbeugen.

- hohe Stiffness (Widerstand)
- robust
- hautfreundlich
- temperaturnausgleichend



„Mit meiner fortschreitenden Schwangerschaft kommen auf mich und meine Beine ungewohnte Belastungen zu. Seit ich VENOSAN 4000 täglich trage, fühle ich mich auch am Abend noch belastbar und wohl. Das ist eine echte Erleichterung.“

Unsere Produktempfehlung für Frauen wie Andrea:

Jede Schwangerschaft bedeutet eine deutliche Umstellung für den weiblichen Körper zur optimalen Versorgung des Kindes. Durch die vermehrte Produktion des Schwangerschaftshormons HCG erhöht sich das gesamte Blutvolumen und das Gewebe der Gebärmutter lockert sich. Die größere Dehnbarkeit der Venenwände kann dazu führen, dass die Venenklappen nicht mehr perfekt schließen und das Blut in die Beine zurückfließt. Um den Folgen dieses Effekts (müden Beine, Wassereinlagerungen oder Krampfadern) vorzubeugen, empfehlen Experten daher ab der zwölften Schwangerschaftswoche das Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen – wie dem VENOSAN 4000.

- Klimaeffekt
- halbtransparent
- komfortabel
- extrem elastisch



„Großeinkauf gemacht,
Kinderwagen ausgesucht – **und
immer noch leichte Beine.**“

Andrea, 34 – 28. Schwangerschaftswoche






„Seit über 12 Jahren arbeite ich im gleichen Geschäft und die Arbeit macht mir immer noch Spaß. Durch das Tragen von VENOSAN 5000 fällt mir das lange Stehen und Laufen weiterhin leicht. Dazu kommt: Ich mag das angenehme Material der Strümpfe – und fühle mich gut angezogen.“

Unsere Produktempfehlung für Verkaufsexpertinnen wie Lena:

Der feinmaschige VENOSAN 5000 wirkt temperaturnausgleichend und transportiert die Feuchtigkeit von innen nach außen. Dies sorgt für einen optimalen Tragekomfort. Dank den Silberfasern werden elektrostatische Aufladungen abgeleitet und das Wohlbefinden wird erhöht.

- geruchshemmend
- antistatisch
- temperaturnausgleichend



„Regale aufgefüllt,
Kunden beraten – **und**
immer noch leichte Beine.“

Lena, 47 – Verkaufsexpertin



„Nonstop nach New York,
9 Stunden sitzen – **und immer
noch leichte Beine.**“

Markus, 45 – Vielreisender



„Ich bin viel mit Bahn, Flugzeug oder Auto unterwegs und bewege mich daher zu wenig. Mir ist bewusst, dass das viele Sitzen meinen Körper belastet. Zum Glück habe ich JET LEGS by VENOSAN entdeckt – sie sehen aus wie normale Strümpfe, aber ihre stützende und entlastende Wirkung spüre ich sofort.“



Die Produktempfehlung für Vielreisende wie Markus:

JET LEGS by VENOSAN sind die idealen Reisebegleiter. Dank stufenlos abnehmender Kompression bieten sie eine effiziente Thromboseprophylaxe.

VENOSAN® 3000 Cotton

NATURAL LOOK

100 % Baumwolle auf der Haut.



Baumwolle – natürlich und weich

■ Natürlich

Die Baumwolle verbessert den Tragekomfort dank natürlicher Materialien auf der Haut und ist ideal für Träger, die auf synthetische Fasern allergisch reagieren. 100 % Baumwolle auf der Haut.

■ Strapazierfähig

Die robuste Konstruktion überzeugt durch eine widerstandsfähige, belastbare Qualität und ist ideal für eine dauerhafte Kompressionstherapie.

■ Leicht anzuziehen

Das dehnbare Baumwoll-Gestrick ermöglicht das leichte Anziehen der Kompressionsstrümpfe.



Beige



Standard-Ausführungen*




Indikationen

- CVI 2–3 (chronisch venöse Insuffizienz)
- Lipödem Stad. 2–3
- nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- leichtes Lymphödem

Material

- KKL 2: 49 % Baumwolle, 27 % Nylon Polyamid, 24 % Elastan
- KKL 3: 40 % Baumwolle, 27 % Nylon Polyamid, 33 % Elastan

KKL 2 KKL 3





VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT

Tragekomfort – schon beim Anziehen.



Mikrofaser – fein und modisch

■ Klimaeffekt

Mit seiner raffinierten Sandwich-Bauweise ist dies der erste Kompressionsstrumpf, der mit dem Tactel Climate-Effect-Label ausgezeichnet wurde. Dadurch ist er angenehmer zu tragen.

■ Extrem elastisch

Die Kraft-/Dehnungskurve verläuft dank einer neuen Technologie viel flacher. Er ist sehr leicht anzuziehen.

■ Komfortabel


Die hochwertigen Materialien sorgen für einen hohen Tragekomfort.



Black



Mexico



Sand



Marokko

Jetzt auch in
neuen Farben:




Anthracite*



Marine*

* Nur AD & AGH in KKL2
erhältlich (Standortsortiment)



Standard-Ausführungen*



Indikationen

- CVI 1 (chronisch venöse Insuffizienz)
- Schwangerschaftsvarikose
- leichtere Beschwerden
- nach Venen-OP

Material

- 71 % Tactel® Polyamid
- 29 % Elastan

VENOSAN® 5000

THE MAGIC OF SILVER

Für ein ideales Temperaturempfinden.



Das Highlight für sie und ihn

- **Strapazierfähige X-Static® Fasern**
Die Strickkonstruktion überzeugt durch ihre robuste, starke Qualität und hält die positiven Silbereigenschaften auch über einen langen Zeitraum.
- **Ausgleichsfunktionell**
Der feinmaschige Strumpf wirkt temperaturausgleichend und transportiert die Feuchtigkeit von innen nach außen. Dies sorgt für einen optimalen Tragekomfort.
- **Antistatisch**
Dank den Silberfasern werden elektrostatische Aufladungen abgeleitet und das Wohlbefinden wird erhöht.



Black




Mexico



Sand



Marokko



Standard-Ausführungen*



Indikationen

- CVI 1 – 2 (chronisch venöse Insuffizienz)
- nach Venen-OP
- leichte Hautprobleme
- Lipödem Stad. 1

Material

- 40 % Tactel® Polyamid
- 30 % Elasthan
- 20 % Baumwolle
- 10 % Polyamid/Silber X-Static®





VENOSAN® 7000

NATURAL TOUCH

Wohlgefühl für sie und ihn.



Hohe Stiffness mit Spa-Effekt

■ Hohe Stiffness

Dank der höheren Stiffness – Druckzunahme bezogen auf die Umfangzunahme durch die muskuläre Bewegung – übt der Strumpf auch eine ausgeprägte Massagewirkung auf das Bein aus.

■ Hautfreundlich

Die Materialzusammensetzung sorgt für einen hohen Widerstand und Tragekomfort.




Black



Beige



Standard-Ausführungen*



Indikationen

- CVI 2–3 (chronisch venöse Insuffizienz)
- Lipödem Stad. 2–3
- nach akuter Thrombose (nach Verband)

- nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- leichtes Lymphödem
- ausgeprägte orthostatische Belastung

Material

- 62 % Tactel® Polyamid
- 26 % Elasthan
- 8 % Baumwolle
- 4 % Lyocell/SeaCell® (Algenfaser)

KKL
2

KKL
3

JET LEGS® by VENOSAN®

TRAVEL & LEISURE

Wirksam beim „Economy Class Syndrom“.



Die idealen Reisebegleiter

Bei Langstreckenflügen kann das so genannte „Economy Class Syndrom“ auftreten. Folgende Ursachen können eine Thrombosegefahr begünstigen:

- langes Sitzen mit angewinkelten Knien
- zu viel Essen
- der Luftdruck der Flugzeugkabine

JET LEGS Travel Socks steigern den Außendruck auf die Beine und verbessern so die Blutflussgeschwindigkeit.

- **der ideale Reisebegleiter**
- **übersichtliches Sortiment**
- **überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**



Black



Ausführung



Fesseldruck 15–20 mmHg

Material

- 86 % Nylon Polyamid
- 14 % Lycra® Elastan



L&R – ganzheitliche Kompressionstherapie aus einer Hand.

VENOSAN® ergänzt das umfassende L&R Lösungsportfolio für die Kompressionstherapie in allen Phasen.

Als Experte in der Kompressionstherapie bietet L&R eine **umfassende Auswahl an Kompressionsprodukten** und unterstützt **die Behandlung von venösen und lymphatischen Erkrankungen** in allen drei Phasen:

Akutphase, Konditionierungsphase und Erhaltungsphase.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.Lohmann-Rauscher.de

Phase 1: Akutphase

z. B. mit Rosidal® Binden, Sets und Systemen



Phase 2: Konditionierungsphase

z. B. mit Actico® UlcerSys 2-lagigem Kompressionsstrumpfsystem



Phase 3: Erhaltungsphase

z. B. mit VENOSAN®

