



## medi World of Compression

**Starke Marke. Umfassendes Produkt-  
Sortiment. Ganzheitliche Konzepte.**

---

Die medi World of Compression: Wegweiser für die Zukunft mit über 70 Jahren Kompetenz im Bereich Kompression. Ihr Partner für höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Design. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten und positive Markenerlebnisse schaffen – für Sie und Ihre Kunden.

## Zufriedene Kunden und neue Potenziale

**Phasengerechte Therapie und zahlreiche  
Kombinationsmöglichkeiten für mehr  
Therapieerfolg.**

---

medi bietet für nahezu jede Indikation die passende Kompressionsversorgung – für jedes Stadium der Therapie. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass Kunden ihre Kompression gerne tragen. Profitieren Sie mit medi von hoher partnerschaftlicher Kulanz und hilfreichen Services.

# medi Hautpflege

**Bieten Sie Ihren Kunden mehr.  
Zum Beispiel streichelzarte Haut  
in der Kompressionstherapie.**

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche, wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.

## Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venentherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

## Wichtiger Tipp für Allergiker

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.



**medi Pflegeprodukte sind Kosmetik-  
produkte und dürfen nur auf intakter  
Haut angewendet werden.**

## medi day® – kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube / 500 ml Spender

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6 Stück	P400025000
medi day, 150 ml Tube	6 Stück	P400026000
medi day, 500 ml Spender	1 Stück	P400027000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi day®

## medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6 Stück	P500025000
medi night, 150 ml Tube	6 Stück	P500026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi night

### medi fresh – erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6 Stück	P900026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi fresh

### medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6 Stück	P800026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi soft

#### Hinweis

medi soft ist für Diabetiker geeignet.  
Dose ist zu 100 % recycelt (ausgenommen Sprühkopf, Kappe und Etikett)

# medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv.

Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

## Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



## medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6 Stück	P920026000



medi clean

## medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6 Stück	P930005000



medi spot ex

## medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585000



medi Wäschenetz

# An- und Ausziehhilfen für Strümpfe und Socken

## medi 2in1

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs




medi 2in1

## medi Butler Off

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Butler Off	1 Stück	6900362000

Schnelles und einfaches Ausziehen von Strümpfen, Socken und medizinischen Kompressionsstrümpfen, ohne Bücken.  
Nicht empfohlen für mediven forte.



Ausziehhilfe medi Butler Off

# medi Handschuhe

## medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	<b>small</b>	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	<b>medium</b>	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	<b>large</b>	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	<b>x-large</b>	1 Paar	6901025000
Gummihandschuh	<b>small</b>	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	<b>medium</b>	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	<b>large</b>	12 Paar / Karton	6901124000
Gummihandschuh	<b>x-large</b>	12 Paar / Karton	6901125000



Gummihandschuhe

## medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex


Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	<b>small</b>	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	<b>medium</b>	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	<b>large</b>	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	<b>small</b>	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	<b>medium</b>	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	<b>large</b>	12 Paar / Karton	6903124000



Textilhandschuhe mit Latex

## Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.



\* Die Größe XL ist nur bei den medi Gummihandschuhen erhältlich.

## Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002000
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022000



Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

## medi Butler

### Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe

#### Indikationen<sup>1</sup>

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen

#### medi Tipp:

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von MKS. Sie ermöglichen insbesondere Patienten mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.<sup>1</sup>

### medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052000

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Lang-Griff Butler


<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).

### medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102000

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000




medi Big Butler

### medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051000

Für Patienten mit Bewegungseinschränkung, Griffhöhe individuell einstellbar

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000




medi Vario-Griff Butler

### medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055000

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Hosen Butler

### medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057000

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die Mithilfe dritter Personen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Arm Butler

#### medi Tipp:

Eine Studie<sup>1</sup> belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Probanden nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

<sup>1</sup> Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49(2):221–229.

# Therapiehilfen

## medi fix

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6 Stück	1023025000

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.



dermatest-garantie.de



medi fix Soft-Roller

## medi Erstausrüstungspakete

Hochwertige Kunststofftasche, diverse Informationsbroschüren, Kundenzufriedenheitskarte und Handschuhe in unterschiedlichen Größen.

**Hinweis:** Erfolgt bei der Bestellung keine Größenangabe, liefern wir automatisch Größe M.

Artikel	VE	Größe	Art.-Nr.
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	S	1020560000
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	M	1020561000
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	L	1020562000

EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	S	1021560000
EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	M	1021561000
EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	L	1021562000

EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	S	1020570000
EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	M	1020571000
EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	L	1020572000

EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	S	1021570000
EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	M	1021571000
EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	L	1021572000



medi Erstausrüstungspaket



medi Erstausrüstungspaket

\* Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



Unser medi Kundencenter ist gerne für Sie da.

Hotline +49 921 912-111

Fax +49 921 912-57

Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr

Oder per E-Mail: [auftragsservice@medi.de](mailto:auftragsservice@medi.de)

medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
[www.medi.de](http://www.medi.de)



4 051526 863873

002.0965/11.2023